

Estimado cliente, le agradecemos la confianza puesta en un producto EMO. Escogiendo esta ortesis usted ha adquirido un producto de calidad y de alto nivel médico sanitario. Lea estas instrucciones atentamente. Si tiene alguna duda contacte con su médico o con su establecimiento especializado.

Normativa

El producto sanitario cumple el Reglamento (EU) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre productos sanitarios y las respectivas regulaciones nacionales. Producto sanitario Clase I, sin función de medición.

Descripción y características

KM401 Inmovilizadora de muñeca: cierre de velcro. Incorpora una férula de aluminio maleable conformada y extraíble. KSP401 Soporte de bolsa: tejido extremadamente transpirable. Con bucle para facilitar el descenso del pulgar y la rotación de la muñeca. Almohadilla protectora del hombro. KSH401 Inmovilizador de hombro: Soporte de almohadilla de la articulación gleno-humeral. Distribuye el peso del brazo tratado evitando la sobrecarga de la zona cervical. Tiranetas cruzadas sobre la espalda para mejorar la sujeción. KCL401 Inmovilizador de clavícula: cintas elásticas en "8" de gomas. Posteriormente, ajustar la cinta pronadora en "8" para estabilizar. KRD401 Inmovilizador de rodilla: fabricada en material confortable y transpirable. Incorpora tres ballestas conformables laterales y traseras. Pueden ser adaptadas para lograr el grado de flexión deseado. Libera la rotula. Perfecta adaptación a todos los perimetros de la pierna gracias a sus dos paneles laterales móviles. Cierre mediante velcros. KRD461 Rodillera estabilizadora envolvente: Confeccionada con material transpirable y elástico. Ajustamiento para la rotula, evitando la presión sobre la misma y facilitando la flexo-extensión. Vanillas espirales laterales. Tiradores elásticos que regulan la compresión sobre la pantorrilla. Zona poplitea abierta. Fácil colocación, control y revisión de la zona. KTB461 Tobillera estabilizadora: fácil elástico y transpirable. Abierta sobre la pantorrilla para facilitar su colocación. Incorpora una cinta elástica de sujeción que posibilita la realización de un vendaje estabilizador. KPC401 Protector craneal: Fabricado con material acolchado y transpirable. Ajuste mientoniano acolchado. KCC401 Collarin cervical: almohadillado blando. Diseñado para adaptarse fácilmente a la morfología del paciente. Ajuste y colocación mediante velcro.

Efectos

KM401 Inmovilizadora de muñeca: Sujeción. Estabilización de la articulación de muñeca. Inmovilización controlada. KSP401 Soporte de bolsa: soporta el peso del brazo. Reparte el peso del brazo sobre toda la ortesis, incluyendo el codo. KSH401 Inmovilizador de hombro: inmoviliza la articulación del hombro en rotación interna. Controla flexo-extensión, rotación, abducción y aducción del hombro. Mantiene el codo en flexión de 90° y en pronoo-supinación intermedia. KCL401 Inmovilizador de clavícula: facilita la formación del callo de fractura aproximando los segmentos mediante la retroplusión de los hombros. Ejerce una amplia tracción sobre la articulación acromio-clavicular y coraco-clavicular. KRD401 Inmovilizadora de rodilla: Inmovilización y protección de la articulación de rodilla. KRD461 Rodillera estabilizadora envolvente: Estabilización. Estimulación y mejora de la propiocipción. KTB461 Tobillera estabilizadora: sujeción graduable de la articulación mediante cintas elásticas. Compresión. Mejora de la propiocipción. Calor terapéutico. KPC401 Protector craneal: Protección craneal. KCC401 Collarin cervical: protectores para restringir los movimientos de cabeza y cuello. Sujeción y soporte. Disminuye la presión sobre los discos intervertebrales. Alivio de la tensión muscular.

Lavado y mantenimiento

Lavar a mano con agua tibia (máximo 30°) y jabón neutro. Durante el lavado, si la prenda dispone de velcros, éstos se deben pegar entre sí o mantenerlos cerrados. Sear a temperatura ambiente. No tienda ni planche la prenda. El contacto con pomadas, cremas, alcohol y disolventes puede deteriorar la prenda. No utilizar lejía ni lavar en seco. Para secar extienda la prenda y la exponga directamente a una fuente de calor directa. KRD461 Rodillera estabilizadora envolvente: Estabilización. Estimulación y mejora de la propiocipción. KTB461 Tobillera estabilizadora: sujeción graduable de la articulación mediante cintas elásticas. Compresión. Mejora de la propiocipción. Calor terapéutico. KPC401 Protector craneal: Protección craneal. KCC401 Collarin cervical: protectores para restringir los movimientos de cabeza y cuello. Sujeción y soporte. Disminuye la presión sobre los discos intervertebrales. Alivio de la tensión muscular.

Indicaciones

KM401 Inmovilizadora de muñeca: Traumatismos para-articulares de muñeca sin fractura. Esguince recidivante de muñeca. Secuela dolorosa o inflamatoria. KSP401 Soporte de bolsa: Traumatismos en hombro y brazo. Subluxación. Lesiones en partes blandas (quemaduras, infecciones). Secuelas inflamatorias o dolorosas. Post-operativo. KSH401 Inmovilizador de hombro: Fracturas subcapitales de húmero. Fractura de clavícula. Subluxación de la articulación gleno-humeral. Luxación acromio-clavicular. Tratamiento de traumatismos de hombro y brazo. Post-cirugía. KCL401 Inmovilizador de clavícula: Fractura de clavícula. Post-operativo. KRD401 Inmovilizador de rodilla: Traumatismos. Tratamiento conservador de fracturas de rotula. Esguince de ligamentos. Inmovilización pre-quirúrgica y post-quirúrgica. KRD461 Rodillera estabilizadora envolvente: Esguince de rodilla. Tendinitis. Esguince. KTB461 Tobillera estabilizadora: Esguince. Tendinitis. Prevención de esguinces. KPC401 Protector craneal: Parálisis cerebral. Pacientes epilépticos. KCC401 Collarin cervical: Traumatismos. Cervicobraquialgia. Protección postoperatoria.

Aviso

Para la eliminación del producto utilizar el contenedor de residuos sólidos. Para la eliminación del envase, dependiendo del material del mismo, utilizar el contenedor del papel/cartón o el contenedor del plástico. En todo caso se debe cumplir estrictamente con la normativa del país. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente.

Instrucciones de uso y colocación

KM401: Adaptar el fijaje a la morfología del paciente. Colocar la ortesis sobre la zona a altura correcta para su utilización. Ayudarse de las cintas de velcro para cerrar y ajustar. KSP401: introducir el antebrazo completamente en el soporte. El codo debe llegar hasta el vértice de la bolla y la articulación de muñeca debe quedar dentro del soporte. Pasar la cinta por detrás del cuello y ajustar. También se puede pasar la cinta entre el brazo y el tronco y después por encima del hombro contra-lateral. Després ajustar. KSH401: introducir el brazo dentro del soporte. Pasar las cintas por encima de los hombros, cruzarlas sobre la espalda y fijarlas en la zona frontal del soporte. Posteriormente se ajusta

el banda adicional fijándola sobre la zona que abraza al antebrazo, pasándola alrededor del tronco y fijando con otro estrafe sobre la zona de la ortesis que abraza al antebrazo. KCL401: Colocar los dos apoyos almohadillados axilares sobre las axilas. Pasar una cincha del extremo de la almohadilla axilar encima del hombro hasta la base de la almohadilla dorsal y fijar con velcro. Pasar la otra cincha del extremo de la almohadilla dorsal y fijar con velcro. Repetir el proceso en el otro brazo. Traccionar de cada uno de los cuatro ajustes de forma simétrica hasta conseguir la retroplusión de los hombros. La ortesis debe quedar completamente centrada entre las escápulas del paciente sobre el mismo eje de rotación. KRD401: Adaptar las barras de aluminio a la morfología del paciente. Quitar los paneles laterales. Després ubicar la pierna del paciente sobre el panel central a la altura correcta alineando la rótula al nivel del orificio rotuliano de la prenda. Posteriormente, fijar los paneles laterales de acuerdo a la medida perimetral del paciente. Finalmente cerrar y ajustar mediante las cintas de velcro. KRD461: el orificio rotuliano debe quedar bien centrado sobre la rótula. Abrir la pierna con las bandas de ajuste e fijar-as usando velcro. KTB461: Colocar o tornozelo con la pieza de soporte en una posición neutra de 90° e fijo el velcro. Pronador para bandagen en "8" o estabilizador. KPC401: insira la cabeza no capete y verifique si la cabeza está bien orientada. Ajuste a correas doble para que el capete sea colocado de forma segura y estabil. KCC401: coloque al rededor del cuello Verificando si el entalce do queixo está bien centrado.

Normativa

El producto sanitario cumple el Reglamento (EU) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre productos sanitarios y las respectivas regulaciones nacionales. Producto sanitario Clase I, sin función de medición.

Descripción y características

KM401 Inmovilizadora de muñeca: cierre de velcro. Incorpora una férula de aluminio maleable conformada y extraíble. KSP401 Soporte de bolsa: tejido extremadamente transpirable. Con bucle para facilitar el descenso del pulgar y la rotación de la muñeca. Almohadilla protectora del hombro. KSH401 Inmovilizador de hombro: Soporte de almohadilla de la articulación gleno-humeral. Distribuye el peso del brazo tratado evitando la sobrecarga de la zona cervical. Tiranetas cruzadas sobre la espalda para mejorar la sujeción. KCL401 Inmovilizador de clavícula: cintas elásticas en "8" de goma. Posteriormente, ajustar la cinta pronadora en "8" para estabilizar. KRD401 Inmovilizador de rodilla: fabricada en material confortable y transpirable. Incorpora tres ballestas conformables laterales y traseras. Pueden ser adaptadas para lograr el grado de flexión deseado. Libera la rotula. Abrir la pierna con las bandas de ajuste y fijarlas mediante velcro.

Precauciones

Siga las indicaciones del fabricante para una correcta colocación de la ortesis. Siga las indicaciones o recomendaciones del prescriptor o del personal sanitario.

Para una adaptación personalizada, consulte a un especialista. Si existe dolor de manzana continuado, consulte a un profesional sanitario. El material utilizado es hipopalegenico pero si hay alguna reacción alérgica o irritación, remueva el producto y consulte al médico que prescreve.

Regulación de la tracción mediante cuatro puntos de ajuste independientes. Amplias almohadillas que se adaptan fácilmente y evitan rozaduras y sobrepresiones. KRD401 Inmovilizador de rodilla: fabricada en material confortable y transpirable. Incorpora tres ballestas conformables laterales y traseras. Pueden ser adaptadas para lograr el grado de flexión deseado. Libera la rotula. Perfecta adaptación a todos los perimetros de la pierna gracias a sus dos paneles laterales móviles. Cierre mediante velcros. KRD461 Rodillera estabilizadora envolvente: Confeccionada con material transpirable y elástico. Ajustamiento para la rotula, evitando la presión sobre la misma y facilitando la flexo-extensión. Vanillas espirales laterales. Tiradores elásticos que regulan la compresión sobre la pantorrilla. Zona poplitea abierta. Fácil colocación, control y revisión de la zona. KTB461 Tobillera estabilizadora: fácil elástico y transpirable. Abierta sobre la pantorrilla para facilitar su colocación. Incorpora una cinta elástica de sujeción que posibilita la realización de un vendaje estabilizador. KPC401 Protector craneano: Fabricado con material acolchado y transpirable. Ajuste mientoniano acolchado. KCC401 Collarin cervical: almohadillado blando. Diseñado para adaptarse fácilmente a la morfología del paciente. Ajuste y colocación mediante velcro.

Precauciones

Siga las indicaciones del fabricante para una correcta colocación de la ortesis. Siga las indicaciones o recomendaciones del prescriptor o del personal sanitario.

Para una adaptación personalizada, consulte a un especialista. Si existe dolor de manzana continuado, consulte a un profesional sanitario. El material utilizado es hipopalegenico pero si hay alguna reacción alérgica o irritación, remueva el producto y consulte al médico que prescreve.

Regulación de la tracción mediante cuatro puntos de ajuste independientes. Amplias almohadillas que se adaptan fácilmente y evitan rozaduras y sobrepresiones. KRD401 Inmovilizador de rodilla: fabricada en material confortable y transpirable. Incorpora tres ballestas conformables laterales y traseras. Pueden ser adaptadas para lograr el grado de flexión deseado. Libera la rotula. Perfecta adaptación a todos los perimetros de la pierna gracias a sus dos paneles laterales móviles. Cierre mediante velcros. KRD461 Rodillera estabilizadora envolvente: Confeccionada con material transpirable y elástico. Ajustamiento para la rotula, evitando la presión sobre la misma y facilitando la flexo-extensión. Vanillas espirales laterales. Tiradores elásticos que regulan la compresión sobre la pantorrilla. Zona poplitea abierta. Fácil colocación, control y revisión de la zona. KTB461 Tobillera estabilizadora: fácil elástico y transpirable. Abierta sobre la pantorrilla para facilitar su colocación. Incorpora una cinta elástica de sujeción que posibilita la realización de un vendaje estabilizador. KPC401 Protector craneano: Fabricado con material acolchado y transpirable. Ajuste mientoniano acolchado. KCC401 Collarin cervical: almohadillado blando. Diseñado para adaptarse fácilmente a la morfología del paciente. Ajuste y colocación mediante velcro.

Efectos

KM401 Inmovilizadora de muñeca: Sujeción. Estabilización de la articulación de muñeca.

Inmovilización controlada. KSP401 Soporte de bolsa: soporta el peso del brazo.

Reparte el peso del brazo sobre toda la ortesis, incluyendo el codo.

KSH401 Inmovilizador de hombro: inmoviliza la articulación del hombro en rotación interna.

Controla flexo-extensión, rotación, abducción y aducción del hombro.

Mantiene el codo en flexión de 90° y en pronoo-supinación intermedia.

KCL401 Inmovilizador de clavícula: facilita la formación del callo de fractura

aproximando los segmentos mediante la retroplusión de los hombros.

Ejerce una amplia tracción sobre la articulación acromio-clavicular y coraco-clavicular.

KRD401 Inmovilizadora de rodilla: Inmovilización y protección de la articulación de rodilla.

KRD461 Rodillera estabilizadora envolvente: Estabilización. Estimulación y mejora de la propiocipción.

KTB461 Tobillera estabilizadora: sujeción graduable de la articulación mediante cintas elásticas.

Compresión. Mejora de la propiocipción. Calor terapéutico.

KPC401 Protector craneal: Protección craneal.

KCC401 Collarin cervical: protectores para restringir los movimientos de cabeza y cuello.

Sujeción y soporte. Disminuye la presión sobre los discos intervertebrales.

Alivio de la tensión muscular.

Certificados de calidad

Todos los materiales utilizados han sido testados, cumplen con los reglamentos europeos aplicables.

son de alta calidad y ofrecen o máxima de seguridad y confort durante su uso.

Certificado Óko-Tex Standard 100: Etiqueta textil ecológica concedida a la creación de

la articulación supinaria. KCL401 Inmovilizador de joelho: Estabilización.

Imobilización y protección de la articulación de la rodilla.

KRD401 Inmovilizador de rodilla: Estabilización.

Control de la rotación de la rodilla.

Indicaciones

KM401 Inmovilizadora de muñeca: Traumatismos para-articulares de muñeca sin fractura.

Esguince recidivante de muñeca. Secuela dolorosa o inflamatoria.

Secuela dolorosa o inflamatoria. Secuelas de quemaduras, infecciones.

Secuelas de infección.

Secuelas de infección.