



FAIXA DE CRIOTERAPIA GELPRO
Manual de instruções - DISPOSITIVO MÉDICO

REF : 835202



SÍMBOLOS FIGURANDO NA ETIQUETA OU NO FOLHETO DE INSTRUÇÕES

	<p><i>Endereço do fabricante</i></p>		<p><i>Convite para ler o manual de instruções</i></p>
	<p><i>Data de fabricação</i></p>		<p><i>Respeitar as instruções de segurança</i></p>
<p>LOT</p>	<p><i>Número do lote</i></p>	<p>CE</p>	<p><i>Conformidade CE</i></p>
<p>REF</p>	<p><i>Referência do produto</i></p>		<p>Teme a umidade</p>
<p>MD</p>	<p><i>Dispositivo médico</i></p>		



IMPORTANTE

Leia atentamente esta instrução antes de qualquer utilização deste produto e conserve-a para consulta futura.

Utilizador: se não conseguir ler ou compreender os avisos, precauções ou instruções, contacte o seu profissional de saúde ou o distribuidor antes de utilizar este produto, sob risco de danos ou perigos.

Consulte um profissional de saúde antes de utilizar um dispositivo médico. Ele irá orientá-lo e informá-lo sobre a utilização mais adequada deste produto.

Distribuidor : esta instrução deve ser entregue aos utilizadores deste produto.

DESTINAÇÃO DO PRODUTO

A faixa crioterápica *Cryo GelPro* é um dispositivo médico que ajuda a atenuar dores associadas a dores de cabeça. Deve ser aplicada diretamente na testa e nos olhos. Este produto destina-se ao público em geral.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



O não cumprimento das precauções de uso pode causar riscos de lesões graves.

- Antes de cada utilização, verifique o estado da compressa, nomeadamente se o invólucro não está perfurado.
- Não cortar o produto.
- Pessoas alérgicas aos materiais externos deste produto (Chinlon, Spandex) não devem utilizá-lo sobre pele danificada.
- Não utilizar em áreas sensíveis.
- Este produto é para uso externo; não ingerir.
- As crianças devem utilizá-lo sob supervisão de um adulto.
- Evitar o uso por pessoas com disfunção circulatória terminal e por aquelas sem autonomia.
- Consulte um médico antes de utilizar se for diabético, tiver má circulação, doença cardíaca, artrite reumatoide ou se estiver grávida.
- Para evitar queimaduras pelo frio, que podem ocorrer se a bolsa estiver demasiado fria para a pele, deixe-a repousar até atingir uma temperatura tolerável. Se a bolsa não estiver suficientemente fria, coloque-a no congelador por mais 20 minutos.
- Aplique frio na área afetada por, no máximo, 20 minutos, com intervalos de 20 minutos entre as aplicações.
- Não utilizar durante o sono. Verifique frequentemente o estado da pele durante a utilização. Se notar irritação ou sensação de queimadura, retire o produto imediatamente.
- NÃO utilizar se o conteúdo estiver a vazar e/ou se o invólucro estiver danificado ou rasgado. Se o conteúdo entrar em contacto com os olhos, retire o invólucro, enxague a área afetada com água e consulte um profissional de saúde imediatamente.
- NÃO aplicar juntamente com cremes ou loções analgésicas, pomadas medicinais ou outros cremes.
- NÃO utilizar sobre pele doente, danificada ou ferida.
- NÃO utilizar em pessoas incapazes de remover o produto autonomamente, tais como crianças, bebés, alguns idosos ou pessoas incapazes de seguir todas as instruções de utilização.
- NÃO exercer pressão adicional sobre o produto.
- NÃO aquecer.
- NÃO ingerir o produto ou o seu conteúdo. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Suspenda a utilização e consulte um médico se a dor piorar ou persistir por mais de 7 dias, ou se sentir qualquer desconforto, queimadura, inchaço, irritação cutânea ou outras alterações na pele.

UTILIZAÇÃO

Instruções de arrefecimento:

1. Guarde a bolsa no congelador, dentro de um saco de armazenamento, para que esteja sempre pronta para uma aplicação a frio. Refrigere a bolsa durante pelo menos 2 horas antes da utilização.
2. Verifique se a temperatura da bolsa é adequada antes da aplicação.
3. Se estiver demasiado fria, é aconselhável envolvê-la numa toalha ou num tecido macio antes de a aplicar sobre a pele.

Tratamento:

1. Verifique se a compressa está danificada. Se estiver danificada, não utilize este produto.
2. Coloque o produto na área afetada por, no máximo, 20 minutos, com intervalos de 20 minutos entre as aplicações

Para garantir uma vida útil ideal, verifique o estado do produto antes de cada utilização, especialmente se existem perfurações.



*Identités – ZA Pole 49
Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU
serviceclient@identites.tm.fr*

