



MOPEDIA®

ANDARILHO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ÍNDICE

1. CÓDIGO	PAG.3
2. INTRODUÇÃO	PAG.3
3. USO PRETENDIDO	PAG.3
4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	PAG.3
5. AVISOS	PAG.4
5.1 Avisos gerais	pag. 4
5.2 Avisos de uso	pag. 4
5.3 Avisos de estabilidade	pag. 4
5.4 Assembléiag avisos	pag. 4
6. SÍMBOLOS	PAG.5
7. DESCRIÇÃO GERAL	PAG.5
8. ANTES DE USAR	PAG.6
9. MONTAGEM DE INSTRUÇÕES	PAG.6
9.1 Antes de montar o produto	pag. 6
9.2 Abra o andarilho	pag. 6
9.3 Empurrar as pegas montagem	pag. 6
9.4 Ajuste das pegas	pag. 6
9.5 Dobrar o andarilho	pag. 6
9.7 Saco (RP513)	pag. 6
9.8 Assento	pag. 6
10. COMO USAR	PAG.7
11. TRAVÕES	PAG.7
11.1 Para travar	pag. 7
11.2 Para travar os travões	pag. 7
11.3 Para desbloquear as rodas	pag. 7
12. CUIDADO E MANUTENÇÃO	PAG.7
13. LIMPEZA E DESINFEÇÃO	PAG.7
13.1 Limpeza	pag. 7
13.2 Desinfecção	pag. 7
14. CUIDADOS COM AS RODAS	PAG.7
15. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO	PAG.8
16. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PAG.8
17. GARANTIA	PAG.8
18. REPARAÇÃO	PAG.8
18.1 Reparação em garantia	pag. 8
18.2 Reparar não cobrir a garantia	pag. 8
18.3 Dispositivo não defeituoso	pag. 8
19. PEÇAS SOBRESSALENTES	PAG.9
20. CLÁUSULAS ISENTAS	PAG.9

CE Dispositivo Médico classe I

REGULAMENTO (UE) 2017/745 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 5 de abril de 2017 relativo a dispositivos médicos

1. CÓDIGO

Andarilho de alumínio de 4 rodas RP513 com assento ATLANTE MINI

2. INTRODUÇÃO

Obrigado por ter adquirido o andarilho, **MOPEDIA** by MORETTI S.p.A., realizado para ajudar pessoas com dificuldades de movimento para dentro e para fora, durante viagens ou no dia-a-dia. A produção foi e feita de acordo com as mais elevadas normas de qualidade e segurança, de acordo com a Diretiva Europeia relativa aos Dispositivos Médicos (2017/745).

Este manual de instruções dá-lhe uma sugestão para uma utilização correta e para a sua segurança. Recomendamos que leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar. Em caso de dúvidas, contacte o seu revendedor.

Nota: Verifique todas as peças para verificar se não haverá danos no transporte. Em caso de danos no transporte, não utilize. Contacte o revendedor para obter mais instruções.

ATENÇÃO!



- Não utilizar o produto para um fim não indicado neste Manual.
- A Moretti Spa declina todas as responsabilidades por quaisquer consequências resultantes de uma utilização incorreta deste produto e de uma utilização diferente em comparação com o indicado neste manual.
- O fabricante pode modificar o dispositivo ou o Manual de instruções sem notificação.

3. UTILIZAÇÃO PREVISTA

Este andarilho adapta-se a pessoas com problemas de movimento. Pode ser utilizado como assistência para facilitar a mobilidade ou mesmo ambulatório assistido por servo. O andarilho proporciona estabilidade, suporte e segurança durante a mobilidade da THR. De qualquer forma, não pode ser usado por pessoas com evidentes problemas na mão ou no braço, mesmo por pessoas com problemas de equilíbrio. O andarilho pode ser utilizado para dentro e para fora. Recomendamos a utilização em superfície plana onde as rodas possam chegar à terra. Não pode ser usado em solo rochoso ou em área inclinada, pois o andarilho pode ser instável. O aparelho não se destina a transportar pessoas ou coisas.

4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Moretti S.p.A. declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que o produto fabricado e comercializado pela Moretti S.p.A.e pertencente ao grupo de andarilhos cumpre as disposições do regulamento 2017/745 sobre dispositivos médicos de 5 de abril de 2017. Para o efeito, Moretti S.p.A. garante e declara sob a sua exclusiva responsabilidade o que se segue:

1. Os dispositivos satisfazem os requisitos de segurança e desempenho gerais solicitados pelo anexo I do regulamento 2017/745, tal como previsto no anexo IV do referido regulamento.
2. Os aparelhos não são instrumentos de medição.
3. Os aparelhos não são feitos para testes clínicos.
4. Os aparelhos são embalados em CAIXA NÃO ESTÉRIL.
5. Os dispositivos pertencem à classe I, em conformidade com o disposto no anexo VIII do regulamento acima referido.
6. A Moretti S.p.A. fornece às Autoridades Competentes a documentação técnica para comprovar a conformidade com o regulamento 2017/745, durante pelo menos 10 anos pós a produção do último lote.

Nota: Os códigos completos do produto, o código de registo do fabricante (SRN), o código UDI-DI e quaisquer referências aos regulamentos usados estão incluídos na declaração de conformidade da UE que a Moretti S.p.A. lança e disponibiliza através dos seus canais.

5. Avisos

5.1 Avisos gerais

- NÃO instale ou utilize o aparelho antes de ler e compreender este manual; Se não conseguir compreender as advertências, precauções ou instruções, contacte um revendedor ou pessoal técnico de saúde antes de tentar instalar este equipamento. Para evitar ferimentos ou danos;
- O rolo só deve ser utilizado por doentes com uma capacidade motora adequada que garanta sua utilização sem riscos;
- Aconselhar com médico ou terapeuta a determinar o ajuste correto e a utilização correta;
- O médico ou o terapeuta devem contribuir para a regulação da altura para o suporte máximo, para uma ativação correta do travão e para uma assembleia geral;
- Os andarilhos não se destinam a ser utilizados como dispositivos autopropulsionados.
- O utilizador e/ou o paciente terão de reportar qualquer acidente grave que tenha ocorrido relacionado com o fabricante e autoridade adequada do Estado a que o utilizador e/ou o paciente pertencem.

5.2 Avisos para utilização

- Certifique-se de que o cabo do travão está corretamente montado;
- Verifique o correto funcionamento do travão após cada regulação de altura para evitar uma flexão livre do cabo;
- Infringir estas regras simples pode causar danos pessoais;
- O rolo só pode ser utilizado numa superfície dura e plana. Não utilize o rolo para subir as escadas;
- Inclinando-se sempre em ambos os halteres para manter o equilíbrio;
- Preste especial atenção às superfícies húmidas, geladas ou nevadas;
- Não sobrecarregue o rolo;
- Não utilize o assento do rolo para transportar pessoas ou propriedades, a cadeira é para a sessão do utilizador com o travão de estacionamento acionado;
- Todas as rodas devem estar em contacto com o chão a qualquer momento durante a utilização para garantir o equilíbrio adequado do rolo e a máxima segurança;
- O travão deve ser acionado antes de utilizar a cadeira.

NOTA Quando o andarilho é utilizado em posição estável, o travão de mão deve ser bloqueado.

5.3 Avisos de estabilidade

- O andarilho pode prestar assistência ambulatoria a um indivíduo com peso até 100 kg (RP513), INCLUINDO o saco de carga;

5.4 Advertências de montagem

- Uma vez aberto e montado o andarilho, verifique se o suporte do assento está bloqueado em ambos os lados e verifique se o sistema de segurança está preso na posição correta;
- Verifique se ambos os tubos de suporte da pega estão corretamente inseridos na armação e fixados com botões de bloqueio;
- Não pendure nada na moldura do andarilho para evitar distorções dos tubos quando o andarilho estiver aberto e danificar a estabilidade. Os prejuízos podem igualmente ser causados por distorções;
- Tome cuidado com a detenção de dedos e/ou roupa durante a abertura e fecho.

6. SÍMBOLOS

-  REF Código do produto
-  UDI Identificação de dispositivo único
-  CE Marca CE
-  Lote de
-  LOT Fabricante
-  Leia o manual de instruções
-  MD Dispositivo Médico
-  Condições de eliminação

7. DESCRIÇÃO GERAL

Rio



8. ANTES DE USAR

Antes de utilizar o dispositivo, verifique sempre:

- Que todas as partes do andarilho estão bloqueadas de forma segura;
- Que todos os parafusos são apertados;
- Que o assento está devidamente bloqueado;
- Que o bloqueio do assento está corretamente inserido (se estiver presente);
- O funcionamento correto do travão e do travão regular.
- O estado de desgaste das peças mecânicas em jogo de modo a garantir a utilização do dispositivo em total segurança para pessoas e coisas.

9. INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

9.1 Antes de montar o produto

Desembale o produto e verifique se não ocorreram danos durante o transporte. No caso de o andarilho estar danificado, contacte o revendedor mais próximo.

9.2 Abra o andarilho

Abra o andarilho puxando a parte frontal da armação aproveitando as pernas traseiras.

9.3 Montagem de pegas de empurrar

Coloque os tubos de pega na armação. Rode os botões de bloqueio até estarem bloqueados.

9.4 Regulação das pegas

Ajuste a altura das pegas utilizando os botões laterais. Desaparafusar o botão, coloque as pegas à altura desejada, rode o botão no sentido dos ponteiros do relógio para apertar e aperte novamente. Repita para a outra pega e certifique-se de que ambas as pegas estão posicionadas à mesma altura.



ATENÇÃO! Certifique-se de que a pega está em conformidade com a direção de movimento do rolo. Se a pega não se mantiver direita, existe o risco de o rolo balançar ou cair, especialmente se o empurrar com mais força.

9.5 Dobrar o andarilho

Faça alavanca nas barras laterais e traga de volta a parte da frente do rolo.

9.7 Saco (RP513)

O saco é fixado à armação do andarilho através dos cliques.



ATENÇÃO! Capacidade máxima para o saco 5 kg. Utilizar o saco apenas para artigos pequenos. Não sobre carregue o saco para evitar desequilíbrios e o risco de capotamento.

9.8 Assento

Antes de sentar, coloque o andarilho sobre uma superfície plana e sólida e, em seguida, bloqueie os travões. Certifique-se de que os travões estão bem bloqueados e que o rolo está numa posição estável.



ATENÇÃO! Sente-se distribuindo o seu peso no assento. Não se sente empurrando apenas de um lado.

10. COMO USAR

- Comece a empurrar quando estiver na posição vertical com as duas mãos na pega;
- Certifique-se de que as mãos estão secas antes de utilizar o andarilho para evitar o risco de

escorregar;

- Caminhando mantendo uma posição vertical com os olhos virados para a frente e não para baixo;
- Não empurre o andarilho para muito longe do corpo, isto pode causar quedas e cargas inadequadas;
- Não utilize o andarilho para ultrapassar passos superiores a 20 mm;
- Quando utilizar o exterior, prefere as calçadas devidamente preparadas de acordo com os regulamentos de eliminação das barreiras arquitetónicas.

11. TRAVÕES

O correto funcionamento dos travões depende do desgaste e da sujidade entranhada nas rodas. Verifique as condições dos travões e das rodas antes de cada utilização.

11.1 Para travar

Para travar o andarilho puxe a alavanca do travão com os dedos para cima até que o andarilho abrande ou pare. Para continuar a mover o andarilho, desbloqueie as pegas do travão.

11.2 Para travar com os travões

Pressione a alavanca do travão com a palma da mão, quando ouvir o "clique" que as rodas estão bloqueadas.



ATENÇÃO! Quando o utilizador está parado, os travões devem estar bloqueados.

11.3 Para desbloquear as rodas

Puxando ambas as alavancas do travão até ficarem desbloqueadas.

12. CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Os dispositivos **MOPEDIA** by Moretti SpA no mercado são cuidadosamente verificados e carregam a marca CE. Para a segurança do paciente e do médico é recomendado ser verificado pelo fabricante ou por um laboratório aprovado, pelo menos a cada 2 anos, a adequação para uso do seu andarilho. Se forem utilizadas reparações, apenas peças sobressalentes originais e acessórios. A vida útil do produto depende da utilização, manutenção, armazenamento e limpeza.

13. LIMPEZA E DESINFEÇÃO

13.1 Limpeza

Para limpar o artigo, utilize apenas um pano molhado e seque-o com um pano limpo e seco, ou com água morna e sabão neutro. A empresa de fabrico não pode ser responsabilizada pelos danos causados pela utilização de materiais que possam danificar a superfície do produto ou produtos químicos corrosivos durante a limpeza.

13.2 Desinfecção

Se você necessitar de desinfetar o produto usar a comum Desinfetante neutro Detergente.



ATENÇÃO! Não utilizar substâncias abrasivas, ácidos, álcoois, detergentes à base de Cloro, desinfecções e acetona, uma utilização das sessas provocam abrasão das partes plásticas e corrosão das superfícies metálicas.

14. CUIDADOS COM AS RODAS

1. Limpe as rodas com água morna e detergente suave. Limpe-a com um pano limpo.
2. Lubrifique periodicamente as rodas.

15. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO

Ao eliminar o aparelho, nunca utilize os sistemas normais de devolução de resíduos sólidos urbanos. Recomenda-se, em vez disso, a eliminação através das ilhas ecológicas municipais conjuntas para as operações previstas de reciclagem dos materiais utilizados.

16. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ATLANTE MINI											
Código do produto	RP513										
Assento	31x31 cm										
Quadro	Alumínio										
Peso e dimensões											
Medidas em CM										MAX	
	64	71	50	52	45	55x21x81	5,9	15	15	100 kg	Peso
RP513											

GARANTIA

Os produtos Moretti são garantidos a partir de falhas de material ou de fabrico durante 2 anos a partir da data de compra, exceto possível exclusão ou restrição da seguinte forma. A garantia não será aplicada no caso de danos causados por uso impróprio, abuso ou alteração, e para a garantia não será válido se as instruções de utilização não forem estritamente cumpridas. A utilização correta está especificada neste manual. A Moretti não é responsável por danos, ferimentos pessoais ou o que for causado por ou em relação a uma instalação errada ou com uso impróprio do dispositivo. A Moretti não garante os danos causados pela seguinte condição: desastre natural, manutenção ou reparações autorizadas, avarias causadas por problemas no fornecimento de eletricidade (quando necessário), utilização de parts de reposição não abrangida pela Moretti, utilização indevida, alteração autorizados, danos no envio (diferentes dos envios originais da Moretti) ou em caso de manutenção insuficiente, conforme indicado no manual. A garantia não cobre componentes sujeitos a desgaste durante a utilização correta do aparelho.

17. REPARAÇÃO

17.1 Reparação de garantia

Se um artigo da Moretti apresentar falhas de material ou de fabrico durante o período de garantia, a Moretti estimará com o cliente se a falha puder ser cobertura da garantia. Moretti, a seu critério incontestado, poderia reparar ou substituir o artigo, por um revendedor Moretti ou por uma base própria. O custo da mão-de-obra pode ser responsável pela Moretti se a reparação for cobertura da garantia. Uma reparação ou uma substituição não prolongam a garantia.

17.2 Reparação não cobre a garantia

Um produto sem garantia pode ser devolvido após a autorização da Moretti. Os custos de envio de um para um elevador de banho fora da garantia devem ser pagos pelo cliente ou pelo revendedor. As reparações são garantidas por 6 meses a partir do bem recebido.

17.3 Dispositivo não defeituoso

O cliente será informado se, após o retorno e exame do dispositivo, Moretti declarar que o dispositivo não está defeituoso. Neste caso, o bem será devolvido ao cliente, o custo de envio será pago pelo cliente.

18. PEÇAS SOBRESSALENTES

As peças sobressalentes Moretti originais estão garantidas por 6 meses a partir da data de receção.

19. CLÁUSULAS ISENTAS

A Moretti não oferece quaisquer outras declarações, garantias ou condições, explícitas ou implícitas, incluindo possíveis declarações, garantias ou condição de comerciante, adequação para um determinado propósito, não violação e não interferência, tudo menos o expressamente especificado nesta garantia. Moretti não garante o uso sem parar e sem falhas. A duração de eventuais garantias implícitas que podem ser impostas pela lei é limitada pelo período de garantia, nos limites da lei. Alguns estados ou países não permitem limitar a garantia implícita ou a exclusão ou a limitação de danos acidentais. Nesses países, algumas dessas exclusões ou limitações não podem ser aplicadas ao utilizador. A presente garantia pode ser modificada sem notificação prévia.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Produto _____

Comprado em (data) _____

Retalhista _____

_____Endereço Cidade/cidade_____

Vendido para _____

_____Endereço Cidade/cidade_____



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20122 Cavriago (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com

info@morettispa.com MADE IN P.R.C.

MORETTI S. P.A.
Via Bruxelles, 3 -
Meleto 52022
Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96
21 11
Um fax. +39 055
96 21 200

www.
morettispa.com
info@morettispa.c
om