



MOPEDIA®

MA ST34x-ST346-ST350L-ST350S-ST352-ST38x-1-ST38x-2 01 A_ENG_09 2020

ALMOFADAS PARA

PACIENTES

Português

ÍNDICE

1. CÓDIGOS.....	PAG.3
2. INTRODUÇÃO.....	PAG.3
3. USO PRETENDIDO.....	PAG.3
4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	PAG.3
5. Avisos gerais	PAG.4
6. SÍMBOLOS	PAG.4
7. ANTES DO USO	PAG.5
8. AVISOS DE USO	PAG.5
9. MANUTENÇÃO	PAG.5
10. CLEANING AND DESINFECCION	PAG.5
10.1 Limpeza	pag. 5
11. CONDIÇÕES GERAIS DE ELIMINAÇÃO	PAG.5
12. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PAG.6
13. GARANTIA	PAG.6
13.1 Cláusulas isentas	pag. 7



Dispositivo Médico classe I

REGULAMENTO (UE) 2017/745 DO PARLAMENTO EUROPEU
DO CONSELHO DE 5 de abril de 2017 relativo a dispositivos médicos

1. CÓDIGOS

ST340 Almofada SWIWWL

ST345 Espuma de memória em forma de cunha

ST346 Espuma de memória de almofada lombar

ST350L Almofada de espuma de meia cilindro para pernas

ST350S Almofada de espuma de meia cilindro para as pernas

ST352 Cilindro almofada TWIST

ST383-1 Posicionador de perna revestido de poliuretano semi-cilíndrico

ST383-2 posicionador de poliéster semi-cilíndrico revestido para a perna

ST385-1 Poliuretano revestido triangular Posicionador ergonómico

ST385-2 Poliéster revestido posicionador ergonómico triangular

ST386-1 Poliuretano posicionador ergonómico da perna revestida de poliéster **posição**

ST387-1 Almofada de posicionador multifuncional revestido de poliuretano

ST387-2 Poliéster revestido multifuncional almofada de posicionador multifuncional

ST388-1 Poliuretano almofada de apoio ortopédico revestido de poliuretano

ST388- Almofada de apoio ortopédico revestida a poliéster revestido

2. Introdução

Obrigado por ter comprado uma almofada OPERA da linha MOPEDIA por Moretti. As almofadas são projetadas e realizadas para atender a todas as suas necessidades para uma utilização prática, adequada e segura. O manual deste utilizador fornece algumas sugestões sobre como utilizar corretamente o produto que escolheu e dá alguns conselhos valiosos para a sua segurança. Leia atentamente o manual antes de utilizar o produto. Se tiver alguma dúvida, contacte o seu retalhista para obter aconselhamento e assistência.

3. UTILIZAÇÃO PREVISTA

As almofadas do paciente da linha MOPEDIA by Moretti são dispositivos a utilizar para dar alívio ao paciente durante a sessão, descansar, em caso de cursos pós-operatórios.

CUIDADO, CUIDADO!



- Não utilizar o produto para um fim não indicado neste Manual.
- A Moretti S.p.A. declina todas as responsabilidades por quaisquer consequências resultantes de uma utilização incorreta deste produto e de alterações não mentes à moldura fazer produto.
- O fabricante reserva-se o direito de alterar como informações contidas neste documento sem aviso prévio.

4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Moretti S.p.A. declara sob a sua exclusiva responsabilidade que o produto fabricado e comercializado pela Moretti S.p.A. e pertencente ao grupo de ALMOFADAS PARA DOENTES cumpre as disposições do regulamento 2017/745 em dispositivos médicos de 5 de abril de 2017.

Para este efeito, Moretti S.p.A. garante e declara sob a sua exclusiva responsabilidade o que se segue:

1. Os dispositivos satisfazem os requisitos de segurança e desempenho gerais solicitados pelo anexo I do regulamento 2017/745, tal como previsto no anexo IV do referido regulamento.
2. Os aparelhos não são instrumentos de medição.
3. Os aparelhos não são feitos para testes clínicos.

4. Os aparelhos são embalados em caixa não estéril.
5. Os dispositivos pertencem à classe I, em conformidade com o disposto no anexo VIII do regulamento acima referido
6. A Moretti S.p.A. fornece às Autoridades Competentes a documentação técnica para comprovar a conformidade com o regulamento 2017/745, durante pelo menos 10 anos a partir da última produção de lotes.

Nota: Os códigos completos do produto, o código de registo do fabricante (SRN), o código UDI-DI e quaisquer referências aos regulamentos usados estão incluídos na declaração de conformidade da UE de que Moretti

A S.p.A. lança e disponibiliza através dos seus canais.

5. AVISOS GERAIS

- Consulte este manual cuidadosamente para uma utilização correta do aparelho.
- Verifique se o produto lhe foi entregue intacto e mantenha-o afastado de fontes de calor.
- A vida útil do aparelho é determinada pelo desgaste das peças que não podem ser reparadas e/ou substituídas.
- Preste sempre atenção à presença de crianças.
- Consulte sempre o seu médico ou terapeuta para uma utilização adequada do aparelho.
- O utilizador e/ou o paciente terão de reportar qualquer acidente grave que tenha ocorrido relacionado com o fabricante e autoridade adequada do Estado a que o utilizador e/ou o paciente pertencem.

6. SÍMBOLOS



Código do produto



Identificação de dispositivo único



Marca CE



Fabricante



Lote



Leia o manual de instruções



Dispositivo Médico



Condições de eliminação



Não branquear



Lavar à mão; Temperatura máxima: 30°C



Não limpe a seco



Não seque na secadora

Não passar a ferro

7. ANTES DA UTILIZAÇÃO

- Verifique o estado de desgaste das peças de modo a garantir a utilização do dispositivo em total segurança para pessoas e coisas

8. Avisos para utilização

- Evite deixar o aparelho em contacto com a água durante longos períodos de tempo.
- Em caso de dúvidas sobre a utilização, ajuste ou manutenção, contacte o seu revendedor.
- Para evitar riscos, mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças

9. MANUTENÇÃO

Os dispositivos **MOPEDIA** da MORETTI são verificados cuidadosamente e fornecidos com marca CE, uma vez lançados no mercado.

10. LIMPEZA E DESINFECÇÃO

10.1 Limpeza

Indicação de lavagem para cobertura, quando presente:



Não branquear



Lavar à mão; Temperatura máxima: 30°C



Não limpe a seco



Não seque



Não passar a ferro



ATENÇÃO!

O produto não pode ser lavado. Só a tampa pode ser lavada como indicado acima. Evite absolutamente utilizar produtos ácidos, alcalinos ou solucionantes, tais como acetona ou diluente.

11. CONDIÇÕES GERAIS DE ELIMINAÇÃO



Em caso de eliminação, não utilize o recipiente de inserção para resíduos urbanos. Recomendamos que deite o assento/almofada nas áreas de eliminação apropriadas para reciclagem.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGOS	MATERIAL	COBERTURA DE	TAMANHO
ST340	100% Poliéster	100% algodão	ø44 x4 cm
ST345	Poliuretano	100% poliéster	41x41x3/7 cm
ST346	Poliuretano moldado	100% poliéster	33x35x9/3 cm
ST350S	Poliuretano	100% poliéster	35x20x10 cm
ST350L	Poliuretano	100% poliéster	50x20x10 cm
ST352	Núcleo moldável rígido de poliuretano	100% poliéster	65x ø11,5 cm
ST383-1	Corte de Poliuretano D28	100% retardador de chama de poliuretano, respirável, impermeável, bi-elástico, não tóxico, hipoalergénico, lavável	50x24.5x9,5 cm
ST383-2	Corte de Poliuretano D28	100% poliéster	50x24.5x9,5 cm
ST385-1	Corte de Poliuretano D36	100% retardador de chama de poliuretano, respirável, impermeável, bi-elástico, não tóxico, hipoalergénico, lavável	60x25x20 cm
ST385-2	Corte de Poliuretano D36	100% poliéster	60x25x20 cm
ST386-1	Corte a base de poliuretano, parte superior 2 cm de espuma de memória	100% retardador de chama de poliuretano, respirável, impermeável, bi-elástico, não tóxico, hipoalergénico, lavável	67x54x20 cm
ST386-2	Corte a base de poliuretano, parte superior 2 cm de espuma de memória	100% poliéster	67x54x20 cm
ST387-1	Corte de Poliuretano D36	100% retardador de chama de poliuretano, respirável, impermeável, bi-elástico, não tóxico, hipoalergénico, lavável	50x61x27/1 cm
ST387-2	Corte de Poliuretano D36	100% poliéster	50x61x27/1 cm
ST388-1	Corte de Poliuretano D27	100% retardador de chama de poliuretano, respirável, impermeável, bi-elástico, não tóxico, hipoalergénico, lavável	60x60x45 cm
ST388-2	Corte de Poliuretano D27	100% poliéster	60x60x45 cm

Nota: Todos os produtos são resistentes à ignição de acordo com a norma EN1021-1, mas é aconselhável prestar muita atenção às chamas abertas, uma vez que os produtos ainda podem pegar fogo

12. GARANTIA

Os produtos Moretti são garantidos a partir de falhas de atuação de materiais ou manuf durante um período de (dois) 2 anos a contar da data de compra, sob reserva de quaisquer limitações e exclusões abaixo especificadas. A garantia não se aplica em caso de danos causados por uso indevido, abuso ou modificação do produto, e a garantia não será válida se as instruções de utilização não forem rigorosamente cumpridas. A utilização correta do aparelho está especificada neste manual. Moretti não é

responsável por danos resultantes de danos pessoais ou causados por ou em relação a uma instalação incorreta ou a uma utilização indevida. A Moretti não garante os produtos contra danos ou defeitos nas seguintes condições: desastre natural, manutenção não autorizada ou repair, danos devidos a problemas de alimentação (quando fornecidos) utilização de peças sobressalentes não fornecidas pela Moretti, utilização indevida, alteração não autorizada, danos no transporte (com além da expedição original da Moretti) ou em caso de manutenção insuficiente, como indicado no manual. A garantia não cobre componentes sujeitos a desgaste durante a correta utilização do aparelho.

12.1 Cláusulas isentas

Exceto conforme expressamente especificado nesta garantia e nos limites da lei, a Moretti não oferece qualquer representação, garantia ou condição, expressa ou implícita, incluindo quaisquer representações, garantias ou condições de mercado insidiosa, adequação para um determinado fim, não-infracção e interferência. Moretti não garante que a utilização da conduta pro Moretti seja ininterrupta ou livre de erros. A duração de quaisquer garantias implícitas que possam ser impostas por lei está limitada ao período de garantia, nos limites da lei. Alguns estados não permitem limitações quanto à duração de uma garantia implícita ou à exclusão ou limitação de danos acidentais ou consequentes relacionados com produtos para os consumidores. Nesses estados ou países, determinadas isenções de responsabilidade e limitações desta garantia podem não se aplicar a si. Esta garantia está sujeita a alterações sem aviso prévio.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Produto _____

Comprado em (data) _____

Retalhista _____

Endereço _____

Cidade/cidade _____

Vendido para _____

Endereço _____ **Cidade/cidade** _____



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20022 Cavriaga (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.e-mail.com morettispa:

info@morettispa.com MADE IN P.R.C.

MORETTI S. P.A.

Via Bruxelles, 3 -
Meleto 52022 Cavriglia
(Arezzo)

Tel. +39 055 96 21
11

Um fax. +39 055
96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com