



**DIMED**<sup>®</sup>

MA DMV520 02 A\_05-2020

**Otoscópio**

**MANUAL DE INSTRUÇÕES**

Português

## Índice

1. CÓDIGO .....	Pag. 3
2. INTRODUÇÃO .....	Pag. 3
3. USO PRETENDIDO .....	Pag. 3
4. EU DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE .....	Pag. 4
5. SIMBOLOGIA USADA .....	Pag. 5
6. MONTAGEM .....	Pag. 5
7. Avisos de utilização .....	Pag. 5
8. COMO USAR .....	Pag. 5
9. MANUTENÇÃO .....	Pag. 6
10. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS .....	Pag. 6
11. LIMPEZA .....	Pag. 7
12. AVISOS GERAIS .....	Pag. 7
13. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO.....	Pag. 7
14. CARACTERÍSTICAS DA TECNICHE .....	Pag. 8
15. PEÇAS/ACESSÓRIOS SOBRESSALENTES .....	Pag. 8
16. GARANTIA .....	Pag. 8
17. REPARAÇÕES .....	Pag. 9
18. PEÇAS SOBRESSALENTES .....	Pag. 10
19. CLÁUSULAS EXONERADAS .....	Pag. 10

**CE** Dispositivo médico de Classe I

REGULAMENTO (UE) 2017/745 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO  
CONSELHO DE 5 de abril de 2017 em dispositivos médicos

## 1. Código

DMV520 Otoscópio de fibra ótica

## 2. Introdução

Obrigado por escolher um Otoscópio da linha DIMED **por Moretti S.p.A.** Os Otoscópios DIMED da Moretti S.p.A. foram concebidos e fabricados para atender a todas as suas necessidades de utilização prática, correta e segura. Este manual contém pequenas dicas para o uso correto do dispositivo à sua escolha e dicas valiosas para a sua segurança. É aconselhável ler cuidadosamente a totalidade deste manual antes de utilizar um otoscópio. Em caso de dúvida, contacte o Vendedor, que poderá ajudá-lo e aconselhá-lo corretamente.

## 3. DESTINO DO USO OTOSCÓPIO ALVO

É um dispositivo médico que lhe permite observar o canal auditivo.

Este dispositivo médico destina-se a ser utilizado exclusivamente por pessoal profissional e qualificado.

#### 4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

A MORETTI SpA declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que os produtos fabricados colocados no mercado pela própria SPA e que fazem parte da família OTOSCOPI - OPHTHALMOSCOPI cumprem as disposições aplicáveis do Regulamento 2017/745 sobre DISPOSITIVOS MÉDICOS de 5 de abril de 2017.

Para o efeito, a MORETTI SpA garante e declara sob a sua exclusiva responsabilidade o seguinte:

1. Os dispositivos em questão cumprem os requisitos gerais de segurança e desempenho exigidos pelo Anexo I do Regulamento 2017/745, conforme exigido pelo Anexo IV do referido regulamento.
2. Os dispositivos em questão não são instrumentos de medição.
3. Os dispositivos em questão não se destinam a investigação clínica.
4. Os dispositivos em questão são comercializados em embalagens não estéreis.
5. Os dispositivos em questão são considerados pertencentes à classe I, em conformidade com o disposto no anexo VIII do referido regulamento.
6. A MORETTI SpA mantém e disponibiliza às Autoridades Competentes, durante pelo menos 10 anos a contar da data de fabrico do último lote, a documentação técnica que comprova o cumprimento do Regulamento 2017/745.

**NOTA:** Os códigos completos do produto, o código de registo do fabricante (SRN), o código UDI-DI básico e quaisquer referências às normas utilizadas são comunicados na Declaração de Conformidade da UE que a MORETTI SPA emite e disponibiliza através dos seus canais.

## 5. SIMBOLOGIA USADA

 Código do produto

 Dispositivo médico

 Identificador de dispositivo único

 marca CE

 Leia o manual do para obter instruções

 Fabricante

 Condições eliminação

 Lote de produção

## 6. MONTAGEM DO OTOSCÓPIO

Desaparafusar a tampa de fecho na parte inferior da pega, insira duas pilhas alcalinas de 1,5V (AA) no interior com o polo positivo virado para a cabeça do dispositivo e, em seguida, aparafusar novamente a tampa.

## 7. AVISOS PARA UTILIZAÇÃO

Para uma utilização correta do aparelho, consulte cuidadosamente o seguinte manual. Preste sempre atenção à presença de crianças.

## 8. COMO USÁ-LO

Estes dispositivos médicos destinam-se a ser utilizados exclusivamente por pessoal profissional e qualificado.

### Otoscópio

Monte o espéculo apropriado na cabeça de acordo com o tamanho do canal auditivo do paciente (geralmente o espéculo de 4 mm é para adultos e de 2,4 mm é para crianças).

Ligar a luz a fibra ótica presente na ponta utilizando, o interruptor na pega. Insira a ponta do Otoscópio no ouvido do paciente para realizar o exame médico. Se necessário, utilizar a lupa (ampliação possível 3x).

## 9. MANUTENÇÃO

Os dispositivos da linha DIMED da Moretti S.p.A. no momento da colocação no mercado, são cuidadosamente verificados e fornecidos com uma marca CE. Recomenda-se sempre que retire as pilhas se o aparelho não for utilizado durante muito tempo. Só devem ser utilizadas peças sobressalentes originais e acessórios em caso de reparação.

## 10. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS

### CABEÇA

Para substituir a cabeça do dispositivo, desligue a iluminação, desaperte a cabeça no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e volte a montar uma nova cabeça, aparafusando-a no sentido dos ponteiros do relógio até ao ritmo.

### CABO

Para a substituição da pega, siga o mesmo procedimento que para a cabeça, lembrando-se também de retirar as pilhas do interior.

### BATERIAS

Desaparafusar a tampa de fecho na parte inferior da pega, insira duas pilhas de 1,5 V (AA) no interior com o polo positivo virado para a cabeça do dispositivo e, em seguida, aparafuse novamente a tampa.



### **ATENÇÃO!**

Aguarde pelo menos 5 minutos depois de desligar a luz, uma vez que a ponta da cabeça pode estar quente.

## **11. LIMPEZA**

Utilizar apenas um pano húmido para limpar as peças.

Nota: O espéculo pode ser esterilizado a uma temperatura de 134°C durante 20 minutos.

## **12. AVISOS GERAIS**

É proibida a utilização dos seguintes produtos para outros fins que não os definidos neste manual. A Moretti S.p.A. declina qualquer responsabilidade por danos causados por uma utilização incorreta dos dispositivos ou por outra utilização que não seja indicada neste manual. O fabricante reserva-se o direito de efetuar alterações nos dispositivos e no manual sem aviso prévio, a fim de melhorar as suas características.

## **13. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO**

Advertências para a correta eliminação do PRODUTO nos termos da Diretiva europeia 2002/96/CE:

No final da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos urbanos. Pode ser entregue nos centros de recolha separados apropriados criados pelas administrações municipais, ou aos retalhistas que prestam este serviço. A separação para a eliminação do produto, evita possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde resultantes da sua eliminação inadequada permite a recuperação dos materiais de que é composto,.

a fim de obter importantes economias de energia e recursos. A fim de destacar a obrigação eliminar separadamente, o equipamento médico é marcado com um caixote de lixo com uma cruz.

## 14. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### OTOSCÓPIO

ILUMINAÇÃO	Fibras óticas
BRILHO	18.5 Lúmens
AMPLIAÇÃO	3X
BULBO LUMINOSO	2,5 V 0,7° diametro 3,8 mm
BATERIAS	2 alcalina x AA 1,5 V
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO	Temperatura 10°C/40°C Humidade 30% - 75% Pressão 700hPa - 1060hPa
ARMAZENAMENTO	Temperatura - 40°C/55°C Humidade 10% - 90% Pressão 500hPa – 1060hPa

## 15. PEÇAS/ACESSÓRIOS SOBRESSALENTES

Para peças sobressalentes e acessórios, consulte o catálogo principal Moretti S.p.A.

## 16. GARANTIA

Todos os produtos Moretti são garantidos por defeitos de material ou de fabrico por um período de 2 (dois) anos a contar da data de venda do produto, com exceção de quaisquer exclusões e limitações especificadas abaixo. Esta garantia não é válida em caso de utilização indevida, abuso ou modificação do produto e por não adesão às instruções de utilização. A utilização correta do produto está indicada no manual do utilizador. Moretti não é responsável por danos / ferimentos pessoais ou qualquer outra coisa causada por ou relacionada com a instalação e/ou utilização do equipamento

que não cumpra escrupulosamente as instruções nos manuais de instalação montagem e utilização. A Moretti – Não Garante os produtos Moretti - contra danos ou defeitos no seguinte condições: calamidade, operações naturais, de manutenção ou não reparar danos autorizados, danos resultantes de problemas de energia e elétrica (se prevista), utilização de peças ou componentes não fornecidos por Moretti, não aderir às diretrizes e instruções para utilização, modificações não autorizadas, danos de envio (com além do envio original de Moretti), ou pela não realização de manutenção desta forma como indicado no manual. Não estão cobertos nesta garantia, componentes utilizados se os danos decorrem da utilização normal de produto.

## **17. REPARAÇÕES**

### **Reparação de garantias**

No caso de um produto Moretti ter defeitos de material ou de fabrico durante o período de garantia, a Moretti avaliará com o cliente se o defeito do produto está coberto pela garantia. A Moretti, a seu exclusivo critério, poderá substituir ou reparar o artigo de garantia, num revendedor específico da Moretti ou na sua sede. Os custos de mão de obra relacionados com a reparação do produto podem ser suportados pela Moretti se se determinar que a reparação se enquadra no âmbito da garantia. Uma reparação ou substituição e não renova ou prolonga a garantia.

### **Reparação de um produto não coberto pela garantia**

Um produto não coberto pela garantia só pode ser devolvido para reparação depois de ter recebido autorização prévia do serviço de apoio ao cliente da Moretti. Os custos de mão de obra e transporte associados a uma reparação sem garantia não será coberto pela garantia, serão inteiramente suportados pelo cliente ou revendedor.

Reparações em produtos não abrangidos pela garantia e são reparados pela Moretti passam a ser garantidos por 6 (seis) meses a partir do dia em que recebe o produto reparado.

### **Produtos não defeituosos**

O cliente será notificado se, após examinar e experimentar um produto devolvido, Moretti concluir que o produto não está defeituoso. O produto será devolvido ao cliente e os custos de envio devidos à devolução serão suportados por ele.

## **17. PEÇAS SOBRESSALENTES**

As peças sobressalentes Moretti originais estão garantidas por 6 (seis) meses a partir do dia em que recebe a peça sobressalente.

## **18. CLÁUSULAS EXONERADAS**

A menos que expressamente especificado nesta garantia e dentro dos limites da lei, a Moretti não oferece qualquer outra declaração, garantia ou condição, expressa ou implícita, incluindo quaisquer declarações, garantias ou condições de comercialização, adequação para um propósito específico, não-violação e não interferência. A Moretti não garante que a utilização do produto Moretti seja ininterrupta ou isenta de erros. A duração de quaisquer garantias implícitas que possam ser impostas pela lei está limitada ao período de garantia, dentro dos limites das regras legais. Alguns estados ou países não permitem limitações na duração de uma garantia implícita ou na exclusão ou limitação de danos acidentais ou indiretos em relação aos produtos de consumo. Nesses estados ou países, determinadas exclusões ou limitações desta garantia podem não se aplicar a si. Esta garantia está sujeita a alterações sem aviso prévio.

**CERTIFICADO DE GARANTIA**

Português

**Produto** \_\_\_\_\_**Comprado em data** \_\_\_\_\_**Vendedor** \_\_\_\_\_**Via** \_\_\_\_\_ **Localidade** \_\_\_\_\_**Vendido para** \_\_\_\_\_**Via** \_\_\_\_\_ **Localidade** \_\_\_\_\_**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www. e-mail de .com morettispa: info@morettispa.com

**MADE IN P.R.C**

**MORETTI S. P.A.**

Via Bruxelles, 3 -  
Meleto 52022 Cavriglia  
(Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11  
Fax.+39 055 96 21 200

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)  
[info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

**OTOSCÓPIO**  
**MUNICIPALITY**

---



## Índice

1. CÓDIGO. .... P.P. 3
2. INTRODUÇÃO ..... P.P. 3
3. PRETENDIDO, 20 USO: TRABALHO  
..... Pag, pag. 3
4. DECLARAÇÃO DE CONFOMITY ..... P.P. 3
5. SÍMBOLOS .....  
P.P. 4
6. MONTAGEM ..... P.P. 5
7. AVISO ..... P.P. 5
8. COMO USAR ..... P.P. 5
9. MANUTENÇÃO ..... P.P. 5
10. REPLACIMENTO ..... P.P. 5
11. LIMPEZA..... P.P. 6
12. AVISOS GERAIS ..... P.P. 6
13. TRATAMENTO DE **PILHAS** PLANAS..... P.P. 6
14. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ..... P.P. 7
15. PEÇAS SOBRESSALENTES/ACESSÓRIOS..... .p. 7
16. GARANTIA..... P.P. 7
17. REPARAÇÃO ..... P.P. 8
18. PEÇAS SOBRESSALENTES.....  
..... P.P. 9
19. CLÁUSULAs ISENTAs..... P.P. 9

CE Dispositivo Médico **de Classe**  
REGULAMENTO (UE) 2017/745 DO PARLAMENTO EUROPEU

E do Conselho **de 5 de** abril de 2017 sobre dispositivos médicos

## 1. caudas

Otoscópio de fibra ótica DMV520

## 2. Introdução

Obrigado por comprar um otoscópio **Dimed by Moretti S.p.A.** O seu design e qualidades garantem conforto, segurança e fiabilidade ao utilizador. Este manual de instruções contém conselhos e para a sua segurança e para uma utilização correta da ajuda. Sugerimos que **leia este** manual de instruções antes da utilização do produto. Em caso de dúvidas, contacte o seu retalhista.

## 3. USO

### PRETENDIDO

### OTOSCÓPIO

Um dispositivo médico que permite a análise do canal auditivo.

Estes dispositivos devem ser utilizados apenas por pessoal profissional e treinado.

## 4. DECLARAÇÃO DE CONFOMITY

A Moretti S.p.A. declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que o produto fabricado e comercializado pela Moretti S.p.A. e pertencente ao grupo de OTOSCOPE - OPHTALMOSCOPE cumpre as

---

disposições do regulamento 2017/745 em DISPOSITIVOS MÉDICOS de 5 de abril de 2017.

Para este efeito, Moretti S.p.A. garante e declara sob a sua exclusiva responsabilidade o que se segue:

1. Os dispositivos satisfazem os **requisitos** de segurança e desempenho gerais solicitados pelo anexo I do regulamento 2017/745, **tal como previsto no anexo IV do referido regulamento.**
2. Os aparelhos não são **instrumentos** de medição.
3. O propriedade dispositivos **SÃO**, 20 Não Feito Para Clínico Os testes.
4. Os aparelhos são embalados em **caixa não** estéril.
5. Os dispositivos pertencem à classe I, em conformidade com o disposto **no** anexo VIII do regulamento acima referido
6. A Moretti S.p.A. fornece às Autoridades Competentes a **documentação** técnica **para comprovar a conformidade** com o **regulamento** 2017/745, **durante pelo menos 10 anos a partir da última produção** de lotes.

Nota: Os códigos completos do produto, o código de registo do fabricante (SRN), o código UDI-DI e quaisquer referências aos regulamentos **de utilização** estão incluídos na **declaração de conformidade da UE** que a Moretti S.p.A. lança e disponibiliza **através** dos seus canais.

**REF** Código médico **MD** do produto do dispositivo

**UDI** Identificação de CE de dispositivo único **CE** marca

 Leia o manual de instruções do Fabricante  de

 Condições de eliminação **LOT** lote lote

## 6. MONTAGEM DE OTOSCÓPIO

Gmina Unscrew o base e inserir método Dentro Dois propriedade alcalina propriedade baterias (AA) 1,5 V Lugar los com o Positivo Polo orientado Não é apenas um o Cabeça de o Um dispositivo. Fixação, 19 o base de novo.

## 7. AVISO

Leia atentamente este manual de instruções para uma utilização correta. Preste atenção à presença de crianças.

## 8. COMO USAR

Estes dispositivos podem ser utilizados apenas por pessoal **profissional** e treinado.

## OTOSCÓPIO

Ajuste o adaptador na base, tendo em conta o canal **auditivo do** paciente (normalmente o modelo de 4 mm é para adultos, enquanto 2,4 mm é para crianças). Ligue a luz ótica de fibra com o interruptor na pega. Insira o espéculo no ouvido do paciente para fazer o **exame físico**. Se necessário, também pode utilizar a lupa na **cabeça do** dispositivo (possível ampliação 3x).

## 9. Manutenção

Diminuído por Moretti S.p.A. os dispositivos são marcados e verificados antes do lançamento no mercado. Sugerimos que retire as pilhas se não utilizar o dispositivo. Utilize apenas acessórios originais e peças sobressalentes

## 10. SUBSTITUIÇÃO, 20

Cabeça

---

Desligue a luz, desaperce a cabeça no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e substitua-a por uma cabeça nova. Aparafusar no sentido dos ponteiros do relógio até ao fim.

## Cabo

Desaparafusar a pega e retire as pilhas. Aparafusar a pega novamente **no sentido dos ponteiros do relógio** até ao fim

## Baterias

Desaperta a parte final do cabo, coloque lá 2 AA 1.5V propriedade baterias com Positivo Polo virou Não é apenas um o Cabeça de o Inglês Dispositivo em seguida, apertar de novo.



**ATENÇÃO!**

**Aguarde pelo** menos 5 minutos

**de** desligar a luz do aparelho

## 11.LIMPEZA

Utilize apenas um **pano** húmido.

N.B. o espéculo do otoscópio pode ser esterilizado **durante** 20 minutos a 134 °C.

## 12. AVISOS GERAIS

Não utilize os produtos para fins não indicados neste manual. A Moretti S.p.A. declina toda a responsabilidade por quaisquer consequências resultantes de uma utilização incorreta deste produto e de alterações não autorizadas à moldura do produto. O fabricante pode modificar o dispositivo ou o manual de instruções sem notificação prévia.

## 13. TRATAMENTO DE BATERIAS PLANAS

CONSELHOS PARA A CORRETA ELIMINAÇÃO DO PRODUTO  
 - Diretiva europeia 2002/96/CE: As pilhas são resíduos perigosos. Não os deite fora juntamente com o lixo da

---

casa. No final da sua **vida** útil entregue as baterias aos pontos **de** recolha aplicáveis para reciclagem de resíduos

baterias. Para obter informações **mais** detalhadas sobre a reciclagem deste produto ou bateria, contacte o Seu Gabinete Cívico local ou a loja onde adquiriu o produto.

## 14. CARACTERÍSTICAS TÉCNICASOTOSCÓPIO

Sistema de iluminação	Fibra ótica
Brilho	18.5 Lumen
Ampliação	3X
Lighestanhog bulb	2,5V 0,7° diameter 3,8 mm
Baterias	2 AA 1,5V condiçõesde
trabalho alcalinas	Temperatura: 10°C/40°C
	Humidade: 30% - 75%
	Pressão: 700hPa - 1060hPa
Condiçõesde armazenamento	Temperaturas -40°C/55°C
	Humidade 10% - 90%
	Pressão 500hPa - 1060hPa

## 15. PEÇAS/ACESSÓRIOS SOBRESSALENTES

Verifique a S.P.A. Moretti. catálogo para ver as peças sobressalentes e os acessórios.

## 16. GARANTIA, 20

Os produtos **Moretti** são garantidos a partir de falhas de material ou de fabrico por um período de (dois) 2 anos a contar da data de compra, sob reserva de quaisquer limitações e exclusões abaixo especificadas. A garantia não se aplica em caso de danos causados por uso indevido, abuso ou modificação do produto, e a garantia não será válida se as instruções fou utilização não foremrigorosamente cumpridas. A utilização correta do aparelho está especificada neste manual. A **Moretti não se responsabiliza por danos pessoais** ou causados por ou em relação a uma instalação errada ou

impróprio Utilização: Moretti - Wikipédia Moretti - Wikipédia faz não garantia o função de produtos contra danos ou defeitos propriedade em o seguinte Condições: natural desastre, não propriedade autorizada manutenção ou reparação, danos Dois aos problemas de fornecimento de energia (onde fornecido) utilização de sobressalentes partes não Fornecido por propriedade Moretti, impróprio usar, não propriedade autorizada alteração, danos no transporte marítimo (com além da remessa original por Moretti, ou em casas de insuficiente manutenção Como indicado em o Manual. O garantia não arte de capa componentes propriedade assunto Não é apenas um Desgaste e lágrima durante o Corrigir uso:20 de o Um dispositivo.

## 17.REPARAÇÃO

### O REPARAÇÃO

#### Reparação de Garantias

No caso de um produto Moretti estar defeituoso em defeitos de material ou de fabrico durante o período de garantia, a Moretti **confirmará com o cliente se a falha pode ser coberta** pela garantia. A Moretti, a seu exclusivo critério, pode reparar ou substituir o artigo sob garantia num revendedor Moretti ou na **localização** Moretti. Os custos de mão de obra para a reparação podem ser cobrados à Moretti se a reparação estiver coberta pela garantia. A reparação ou substituição não renova nem prolonga a garantia.

#### Reparação não coberta pela garantia

Um produto não coberto pela garantia só pode ser devolvido para reparação depois de ter recebido

---

autorização prévia do **serviço de apoio ao cliente da Moretti**. Os custos de mão de obra e de envio de uma reparação não coberta pela garantia serão totalmente suportados pelo cliente **ou** revendedor. As reparações de produtos não abrangidos pela garantia são justificadas por seis (6) meses a **contar** da data **em** que recebe o produto reparado.

### **Não dispositivo defeituoso**

O cliente Will Ser informado se, depois Ter examinado e testado devolvido produto, Moretti - Wikipédia sinistros Isso o produto é não defeituoso. em este casas o Bom, bom. Will Ser devolvido Não é apenas um o cliente, todos todos envio custos Will Ser Pago por propriedade cliente.

### **17. PEÇAS SOBRESSALENTES**

As peças sobressalentes Moretti originais estão garantidas por 6 (seis) meses a partir da data de recepção. Para peças sobressalentes e acessórios consulte o catálogo principal da Moretti.

### **18 CLÁUSULAS ISENTAS**

Exceto conforme expressamente especificado nesta garantia e dentro dos limites da lei, a Moretti não oferece qualquer representação, garantia ou condição, expressa ou implícita, incluindo quaisquer representações, garantias ou condições de mercadoincidade, adequação para um determinado fim, não-infracção e interferência. Moretti não garante que a utilização do produto Moretti será ininterrupta ou livre de erros. A duração de quaisquer garantias implícitas que possam ser impostas por lei está limitada ao período de garantia, dentro dos limites da lei. Alguns estados não permitem limitações quanto à duração de uma garantia implícita ou à exclusão ou limitação de danos acidentais ou consequentes relacionados com produtos para os consumidores. Nesses estados ou países, determinadas isenções de responsabilidade e limitações desta garantia podem não se aplicar a si. Esta garantia está sujeita a alterações sem aviso prévio.



**GARANTIA, 20 Certificado**

Produto, 19 \_\_\_\_\_

Comprado em (datas) \_\_\_\_\_

Retalhista \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_ Cidade/cidade \_\_\_\_\_

Vendido para \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_ Cidade/cidade \_\_\_\_\_

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96  
21 11

www. e-mail de .com morettispa:



**MORETTI S. P.A.**  
Via Bruxelles, 3 -  
Meleto 52022  
Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96  
21 11  
Fax. +39 055 96  
21 200

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)  
[info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)