




KRD401




KRD461



KTB461



KCC401



**EMO**  
especialistas  
en ortopedia

# EMO kids

ORTESIS INFANTILES · PEDIATRIC ORTHOSIS

- KMQ401** Inmovilizadora de muñeca
- KSP401** Soporte de antebrazo
- KSH401** Inmovilizador de hombro
- KCL401** Inmovilizador de clavícula
- KRD401** Inmovilizador de rodilla
- KRD461** Rodillera estabilizadora envolvente
- KTB461** Tobillera estabilizadora
- KPC401** Protector craneal
- KCC401** Collarín cervical

Prezado cliente, agradecemos a confiança depositada em um produto EMO. Ao escolher esta órtese, você adquiriu um produto de qualidade e um alto nível de saúde médica. Leia estas instruções cuidadosamente. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com seu médico ou seu estabelecimento especializado.

**Normativo**

O dispositivo médico está em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre dispositivos médicos e os respectivos regulamentos nacionais. Dispositivo médico de classe I, não estéril, sem função de medição.

**Descrição e características**

**Imobilizador de pulso KMQ401:** Fecho de velcro. Incorpora uma tala de alumínio maleável amovível e formada. KSP401 Suporte de bolsa: Tecido extremamente respirável. Com alça para facilitar o resto do polegar e a posição do pulso. Protetor de ombro. KSH401 Imobilizador de ombro: Suporte do imobilizador da articulação gleno-umeral. Distribui o peso do braço tratado, evitando sobrecarga da área cervical. Correas cruzadas nas costas para melhorar o suporte. KCL401 Imobilizador de clavícula: tiras inelásticas em "oito" de guarismo. Regulação da tração por quatro pontos de ajuste independentes. Almofadas grandes que se adaptam facilmente e evitam fricção e sobrepressão. KR401 Imobilizador de Joelho: feito de material confortável e respirável. Incorpora três baleias conformáveis laterais e traseiras. Eles podem ser adaptados para atingir o grau de flexão desejado. Solte a rótula. Adaptação perfeita a todos os perímetros da perna, graças aos seus dois painéis laterais móveis. Fecho de velcro. KR461 Joelheira envolvente: fabricada com material respirável e elástico. Caixa para a rótula, evitando pressão e facilitando a flexo-extensão. Hastes espirais laterais Alças elásticas que regulam a compressão na coxa e panturrilha. Área poplíteia aberta. Fácil colocação, controle e revisão da área. KTB461 Suporte para tornozelo estabilizador: tecido elástico e respirável. Abra na panturrilha para facilitar a colocação. Incorpora uma tira elástica que permite a realização de um curativo estabilizador. KPC401 Protetor craniano: feito com material acolchoado e respirável. Protetor de queixo acolchoado. KCC401 Colar cervical: estofamento macio. Projetado para se adaptar facilmente à morfologia do paciente. Ajuste e colocação por velcro.

**Efeitos**

**KMQ401 Imobilizador de pulso:** Fixação. Estabilização da articulação do pulso. Imobilização controlada **KSP401 Suporte do saco:** suporta o peso do braço. Distribua o peso do braço sobre toda a órtese, incluindo o cotovelo. **KSH401 Imobilizador de ombro:** imobiliza a articulação do ombro em rotação interna. Controla a flexo-extensão, rotação, abdução e adução do ombro. Mantém o cotovelo em flexão de 90° e em pró-supinação intermediária. Imobilizador de clavícula **KCL401.** Facilita a formação do calo de fratura que se aproxima dos segmentos por retropulso dos ombros. Exerce uma grande tração na articulação acrómio-clavicular e coraco-clavicular. **KRD401 Imobilizador de joelho:** Imobilização e proteção da articulação do joelho. **KRD461 Joelheira envolvente:** Estabilização. Estimulação e melhoria da propriocepção. **KTB461 Suporte estabilizador de tornozelo:** fixação ajustável da articulação por cinta elástica. Compressão Melhoria da propriocepção. Calor terapêutico **KPC401 Protetor craniano:** Proteção craniana. **KCC401 Colar cervical:** lembrete para restringir os movimentos da cabeça e pescoço. Suporte e suporte. Reduz a pressão nos discos intervertebrais. Alívio da tensão muscular

**Indicações**

**Imobilizador de pulso KMQ401:** Trauma para-articular do pulso sem fratura. Entorse do pulso recorrente. Sequela dolorosa ou inflamatória. **KSP401 Suporte da bolsa:** lesões no ombro e no braço. Subluxação Lesões nos tecidos moles (queimaduras, infecções). Sequelas inflamatórias ou dolorosas Pós-operatório **KSH401 Imobilizador de ombro:** Fraturas do úmero subcapital. Fratura de clavícula Subluxação da articulação glenoumeral. Luxação acrómio-clavicular. Tratamento de trauma no ombro e braço. Pós-cirurgia **KCL401 Imobilizador de clavícula:** Fratura de clavícula. Pós-operatório **KRD401 Imobilizador de joelho:** Trauma. Tratamento conservador de fraturas de rótula. Entorse de ligamentos. Imobilização pré-cirúrgica e pós-cirúrgica. **KRD461 Cinta de joelho envolvente:** entorse de joelho. Tendinite Entorse **KTB461 Suporte estabilizador de tornozelo:** entorse, tendinite, prevenção de recaídas de entorse: **KPC401 Protetor craniano:** paralisia cerebral. Pacientes epilépticos **KCC401 Colar cervical:** Trauma. Cervicobrachialgia. Proteção pós-operatória

**Instruções de uso e colocação**

**KMQ401:** Adapte a alça à morfologia do paciente. Coloque a órtese sobre a área na altura correta para uso. Use tiras de velcro para fechar e ajustar. **KSP401:** insira o antebraço completamente no suporte. O cotovelo deve atingir o ápice da bolsa e a articulação do pulso deve estar dentro do suporte. Passe a correia por trás do pescoço e ajuste. O cinto também pode ser passado entre o braço e o tronco e depois sobre o ombro contra-lateral. Então ajuste. **KSH401:** insira o braço no suporte. Passe as tiras sobre os ombros, cruze-as nas costas e fixe-as na área frontal do suporte. A banda adicional é então ajustada fixando-a na área que abraça o antebraço, passando-o pelo tronco e fixando sua outra extremidade na área da órtese que abraça o antebraço. **KCL401:** Coloque os dois suportes acolchoados axilares nas axilas. Passe uma cinch do final da almofada axilar sobre o ombro até a parte traseira da almofada dorsal e prenda com velcro. Passe a outra correia da extremidade da almofada axilar abaixo da axila para o pino da almofada dorsal e prenda com velcro. Repita o processo no outro braço. Tração de cada um dos quatro ajustes

simetricamente até os ombros serem retraídos. A órtese deve estar completamente centralizada entre as escápulas do paciente e deve ser puxada com a mesma força em ambos os ombros. **KRD401:** Adapte as barras de alumínio à morfologia do paciente. Retire o tornozelo e os painéis laterais. Em seguida, coloque a perna do paciente no painel central na altura correta (alinhe a rótula no nível do orifício patelar da roupa. Posteriormente, fixe os painéis laterais de acordo com a medição do perímetro do paciente. Finalmente, feche e ajuste usando as tiras de Velcro **KRD461:** O orifício patelar deve estar bem centralizado na rótula. Abraça a perna com as faixas de ajuste e fixe-as usando velcro. **KTB461:** Coloque o tornozelo com o tornozelo em uma posição neutra de 90° e fixe o velcro. pronador para bandagem em "oito" ou estabilizador. **KPC401:** insira a cabeça no capacete e verifique se a cabeça está bem orientada. Ajuste a correia do queixo para que o capacete seja colocado de forma segura e estável. **KCC401:** coloque ao redor do pescoço Verificando se o entalhe do queixo está bem centralizado.

**Precauções**

Siga as instruções do fabricante para a colocação adequada da órtese. Siga as instruções ou recomendações do prescritor ou pessoal de saúde. Para uma adaptação personalizada, consulte um especialista. Se a dor persistir, é aconselhável entrar em contato com um profissional de saúde. O material utilizado é hipoalergênico mas se qualquer reação alérgica ou irritação ocorrer remover o produto e consulte do médico que prescreve. Posicionadas de tal modo que a compressão não é excessiva. Em caso de dúvida na escolha do opt tamanho para o tamanho maior. Utilizar apenas durante os períodos de actividade. Retirar durante o sono. A escolha correcta do tamanho apropriado para cada paciente é essencial para se obter o mais alto grau de eficácia terapêutica e prolongar a vida da órtese. O ajuste da órtese deve ser individual. O uso deste órtese é condicionado aos sinais de prescritor por isso deve ser utilizado para os fins indicados por ele. Não exponha a roupa para uma chama ou fonte de calor em temperaturas muito altas.

**Lavagem e manutenção**

Lavar a mão com água morna (no máximo 30º) e sabão neutro. Durante a lavagem, se a peça tiver velcro, ela deverá ser colada ou mantida fechada. Secar à temperatura ambiente. Não guarde ou passe a roupa a ferro. O contato com pomadas, cremes, álcoois e solventes pode danificar a roupa. Não use alvejante ou limpeza a seco. Para secar, espalhe a roupa e não a exponha diretamente a uma fonte de calor direta. Armazene a órtese em temperatura ambiente, de preferência no recipiente original.



**Certificados de qualidade**

Todos os materiais utilizados foram testados, cumprem os regulamentos europeus aplicáveis, são de alta qualidade e oferecem o máximo de segurança e conforto durante o uso. Certificado Öko-Tex Standard 100: etiqueta têxtil ecológica concedida após a criação de um catálogo de critérios de análise que garante a ausência de substâncias nocivas à saúde. Certifica a ausência de substâncias nocivas em todos os materiais com os quais uma peça de vestuário é feita.


**Garantia**

Especialidades Médico Ortopédicas S.L. garante todos os seus produtos, desde que não tenham sido adulterados ou alterados e sempre dentro da estrutura e prazos das disposições legais. Os produtos cujas características foram alteradas devido a uso indevido não estão incluídos nesta garantia.


**Aviso**

Para descartar o produto, use o recipiente para resíduos sólidos. Para o descarte do recipiente, dependendo do material, utilize o recipiente de papel / papelão ou o recipiente de plástico. Em qualquer caso, você deve cumprir rigorosamente os regulamentos do país. Qualquer incidente grave relacionado com o produto deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e / ou o doente se encontram estabelecidos.


KMQ401



KSP401



KSH401



KCL401

