



**EASYRED®**

## **MANUAL DE INSTRUÇÕES**

---

**SACO DESCARTÁVEL DE REANIMAÇÃO PVC**



Dispositivo Médico da classe IIa  
de acordo com a diretiva CEE 93/42 e outras modificações

## 1. CÓDIGOS

**Saco de reanimação RA411 PVC - modelo adulto**

## 2. Introdução

Obrigado. você para ter escolhido um Linha fácil reanimação saco por O MORETTI. O Sacos de reanimação easyred da MORETTI são projetados e construídos para atender a todos as exigências e para ser prático e correta utilização. Por favor ler através o Manual cuidadosamente antes de usar o dispositivo. Este utilizador Manual fornece algumas sugestões como para como corretamente usar o produto escolhido e dá alguns conselhos valiosos para a sua segurança. Contacto o seu retalhista diretamente para perguntas ou mais ainda assistência.

### ATENÇÃO!



- Não utilizar o produto para um fim não indicado neste Manual.
- A Moretti S.p.A declina todas as responsabilidades por quaisquer consequências resultantes de uma utilização incorreta deste produto e de alterações não autorizadas à moldura do produto.
- O fabricante-se o direito de alterar como informações contidas neste documento sem aviso prévio.

## 3. UTILIZAÇÃO PREVISTA

O dispositivo descartável de PVC free de látex do reanimador é um dispositivo portátil operado manualmente, concebido para ser utilizado em respiração artificial e reanimação cardiopulmonar. O ressuscitador pode ser usado para ventilar o paciente apneico e aumentar a ventilação do oxygen respirando espontaneamente. O tamanho e a forma são diferentes para o uso no campo de adultos, pediátricos e neonatal para satisfazer os diferentes requisitos de frequência de compressão e volume de oxigênio necessários.

## 4. Declaração de conformidade da CE

Moretti S.p.A. por este meio, declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que os produtos fabricados e vendidos pela Moretti S.p.A. e pertencentes à categoria de kit-bomba e colchão estão em conformidade comas disposições aplicáveis descritas na Diretiva 93/42/CEE dos dispositivos médicos e com novas alterações.

- De acordo com os requisitos em ISO 10651-4: 2009 para ventiladores especiais.

## 5. Avisos



### **ATENÇÃO!**

Este produto destina-se a ser utilizado apenas por pessoal profissional e qualificado nos primeiros socorros médicos e/ou treinados e na ventilação artificial de reanimação cardiopulmonar tecnicamente assistida.

- Para uma utilização correta do aparelho, consulte cuidadosamente o manual.
- Preste sempre atenção à presença de crianças.
- Não administrar oxigénio suplementar na presença de chamas.
- Não reutilizar este único ressuscitador para evitar infeções cruzadas ou contaminação.
- O ressuscitador não deve ser utilizado em atmosferas tóxicas ou perigosas sem filtragem de gás.
- Se for utilizado com oxigénio suplementar, não permita fumar ou utilizar uma unidade perto de equipamento de faísca, chama aberta, óleo ou gordura ou outros produtos químicos inflamáveis.
- Se a superfície do aparelho ficar escorregadia ou gordurosa, limpe-a com uma solução de detergente suave.
- Use apenas como direcionado. Uma utilização inadequada ou modificação não autorizada deste produto pode resultar em ferimentos no utilizador ou no paciente.
- 

## 6. PRECAUÇÕES A UTILIZAR

- Nunca espere para iniciar a reanimação boca-a-boca se um ressuscitador manual não estiver imediatamente disponível ou não puder ser utilizado eficazmente.
- A sobrepessão da válvula de alívio de pressão (pop-off, definida para ser libertada a 60+/- 5cmH<sub>2</sub>O) só deve ser feita sob a supervisão de um médico.
- O uso de altas pressões de ventilação pode causar altas pressões longas que levam a barotraumas e/ou redução da saída cardíaca.
- 

## 7. PREPARAÇÃO PARA USAR

- Inspeccione o aparelho para se certificar de que todos os componentes estão corretamente montados. Teste as fugas ocludando a porta do paciente (ligação da máscara) e aperte completamente o saco para garantir o fornecimento suficiente de gás ao paciente. Certifique-se de que o saco se expande após cada excessão do saco.
- Selecione um ressuscitador de tamanho adequado e uma máscara para o paciente e certifique-se de que as vias respiratórias do paciente estão limpas. Se a máscara e a válvula estiverem obstruída, limpe-a agitando o saco ou enxagúe-a com água.

## 8. COMO USAR

1. Coloque a máscara firmemente sobre o nariz e a boca do paciente, incline a cabeça do paciente para trás e levante a mandíbula. No caso de uma criança, não incline a cabeça para trás.
2. Ventilar o paciente apertando e libertando o saco com uma frequência de 12-15 BPM para adultos.
3. Verifique a reanimação adequada observando a ascensão e quedas do rosto/cor do lábio do paciente.
4. Se for necessário obter oxigénio suplementar, ligue a fonte de oxigénio ao saco de reanimação através do conector de oxigénio.

NOTA: Verifique sempre a pressão do trato respiratório com um manómetro



### ATENÇÃO

· Não esterilizar o produto de utilização única.

## 9. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO

Em caso de eliminação, não utilize o recipiente de inserção para resíduos urbanos. Recomendamos que elimine o kit nas áreas de eliminação apropriadas para reciclagem.

## 10. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RA411 Resuscitador adulto bag (>30 kgs)	
Volume de saco / volume de curso (ml)	1800 / 1060
Saco de reservatório (ml)	1700
Resistência expiratória / inspiradora	2,0 cm H <sub>2</sub> O / 4,0 cm H <sub>2</sub> O
Alívio da pressão	60 cm H <sub>2</sub> O
Temperatura operacional	-18°C~50°C
Temperatura de armazenamento	-20°C~60°C
Certificado	SemLátex

## 11. GARANTIA

Os produtos Moretti são garantidos a partir de falhas de material ou de fabrico durante 2 anos a partir da data de compra, exceto possível exclusão ou restrição da seguinte forma. A garantia não será aplicada nos eventuais danos causados por uso impróprio, abuso ou alteração, e a garantia não será válida se as instruções de utilização não forem estritamente cumpridas. A utilização correta está especificada neste manual. A Moretti não se responsabiliza por danos, lesões pessoais ou o que for causado por ou em relação a uma instalação errada ou a uma utilização indevida. A garantia Moretti não cobre danos resultantes de: desastre natural, manutenção ou reparações autorizadas, falhas causadas por problemas no fornecimento de eletricidade (quando necessário), utilização de peças sobressalentes não cobertas pela Moretti, utilização indevida, alteração não autorizada, danos no envio (diferentes dos envios originais da Moretti), ou em caso de manutenção insuficiente, conforme indicado no manual. A garantia não cobre componentes sujeitos a desgaste durante a correta utilização do aparelho.



Obelis S.A.  
Boulevard Général Wahis  
53 1030 Bruxelas,  
Br.



 Headstar Medical Products Co., Ltd.

9F, nº 288, sec. 2, New Taipei Blvd., Xinzhuang Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C. - [www.headstarmedical.com](http://www.headstarmedical.com)

Distrib. Moretti S.P.A. Cavriglia (AR) - Itália -

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)