



ESPAÇO ROLLATOR LEGER

REF.826276



MANUAL DO UTILIZADOR

INFORMAÇÕES GERAIS

Caro Cliente,

Este manual do utilizador contém uma descrição do dispositivo médico e orientações importantes para garantir a utilização correta e segura do produto. É importante ler este manual cuidadosamente antes de o utilizar. É especialmente importante ler os requisitos de segurança e cumpri-los.

A REHASENSE desenvolve continuamente os seus produtos e reserva-se o direito de alterar as especificações e funções dos produtos sem aviso prévio.

Se tiver alguma dúvida, contacte o seu concessionário. As informações de contato podem ser encontradas na última página deste manual.

II. USO PRETENDIDO, INDICAÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

Uso pretendido : O rolador foi projetado como um auxiliar de caminhada para pessoas que têm problemas de mobilidade, como ficar em pé, andar ou sentar de forma independente. Com o rolador, essas pessoas podem ficar em pé, andar e descansar facilmente e completar a maioria de suas tarefas e rotinas diárias sem a ajuda de outras pessoas. Qualquer outro uso é proibido.

Indicações : O dispositivo é projetado especificamente para pessoas que, devido a uma ampla variedade de condições de saúde possíveis, precisam de suporte estável adicional durante a caminhada.

Contraindicações : O dispositivo não deve ser usado por usuários que têm problemas graves de equilíbrio corporal ou cuja força muscular é muito baixa para ser capaz de ficar em pé e andar, mesmo com o apoio adicional de um rolador. A necessidade e possibilidade de utilização de um rolador para o utilizador deve ser sempre avaliada e indicada por um médico ou fisioterapeuta.

III. ENTREGA E DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

Os rolos vêm em caixas e são dobrados, facilitando o transporte.

O conteúdo é o seguinte:

1 rolador completo e dobrado

1 Manual do utilizador

O Space é um rollator leve de quatro rodas com uma estrutura dobrável transversal. O produto é feito de alumínio, por isso é leve e fácil de armazenar ou transportar. O rolante oferece grande manobrabilidade, estabilidade e suas alças de pressão são ajustáveis em altura para um bom ajuste ao usuário. O produto consiste em uma estrutura dobrável revestida a pó, feita de tubos redondos de alumínio e uma cruz dobrável. Também está equipado com um assento de tecido e um saco de compras que permite ao usuário descansar e transportar pequenos itens.

IV. REQUISITOS DE SEGURANÇA

Certifique-se de que este manual do utilizador é lido por todas as pessoas que utilizam o aparelho. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por quaisquer danos e/ou lesões causadas pelo não cumprimento do manual do utilizador.


Limitações de utilização

- O dispositivo não deve ser carregado com mais de 150 kg.
- O saco do dispositivo tem um limite de carga de 5 kg.
- O dispositivo é projetado para uso interno e / ou exterior em superfícies planas.
- O dispositivo não se destina a ser autopropulsionado na posição sentada.
- Os travões DEVEM estar na posição bloqueada ANTES de utilizar o banco.

⚠ Evitar acidentes


- Utilize o dispositivo apenas para o fim a que se destina.
- Utilize o dispositivo apenas em boas condições técnicas.
- Evite fazer modificações construtivas no aparelho, a menos que tenha o consentimento por escrito do fabricante para tais modificações.
- Ao fazer vários ajustes possíveis no dispositivo, o usuário deve ter cuidado para não ficar com os dedos ou outras partes do corpo presos entre duas partes móveis do dispositivo.
- O dispositivo só deve ser utilizado numa superfície estável.
 - Todas as rodas DEVEM estar em contacto com o solo em TODOS os momentos de utilização. Isso garante que o rolante esteja devidamente equilibrado e evita acidentes.
 - Quando o rolator é utilizado na posição estacionária, os travões de mão DEVEM ser bloqueados.

SE OCORRER UM INCIDENTE GRAVE RELACIONADO COM O DISPOSITIVO, CONTACTE DIRETAMENTE O SEU DISTRIBUIDOR (detalhes de contacto no final do manual do utilizador). Devem ser tomadas medidas imediatas em conformidade com os requisitos do Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho da UE relativo aos dispositivos médicos, de 5 de abril de 2017.

 Cuidado com os seus dedos	Tenha cuidado quando vir este símbolo no dispositivo. Os dedos ou outras partes do corpo de um utilizador e/ou assistente podem ficar presos entre partes do dispositivo enquanto dobram, desdobram ou ajustam o dispositivo. Tenha muito cuidado ao ajustar o dispositivo. Respeite as dimensões dos espaços entre os elementos do dispositivo para evitar ficar com os dedos ou outras partes do corpo presos.
--	---

V. DESCRIÇÃO

Product details



Punho do freio: Punho do freio
 Botão de bloqueio vermelho
 Perfil do punho para punho ajustável em altura
 Saco de compras: Saco de compras
 Roda giratória
 Punho de empurrar: Punho de empurrar
 Travar a tira de puxar a liberação (puxe aqui para dobrar)

Tubo do assento (empurre aqui para abrir o rolador e bloqueá-lo)
 Botão de bloqueio para punho de pressão ajustável em altura:
 Assento : Assise

VIII. UTILIZAÇÃO

VIII. UTILIZAÇÃO

Olhando para a imagem abaixo, o dispositivo deve estar preparado para uso instintivo. No entanto, recomendamos que siga os passos abaixo:

Primeira verificação

- Primeiro, tire o dispositivo da caixa e verifique (usando a imagem acima) se nada está faltando. Se você descobrir neste momento que uma peça está faltando ou danificada, não continue montando o produto. Contacte imediatamente o seu fornecedor de produtos.

Abertura do rolador

- Pressione o botão vermelho que bloqueia os tubos do banco.
- Segure ambos os tubos do assento e empurre-os simultaneamente para baixo até ouvir um "clique" do mecanismo de bloqueio do quadro. Tente puxar os tubos do assento para cima para dobrar o quadro. Se isso não for possível, o quadro é aberto e fixado corretamente. Veja a posição OPEN na imagem acima.





- *Depois de desdobrar ou montar o rolante, certifique-se sempre de que o suporte do assento está firmemente bloqueado pelo mecanismo de banda de tração para bloquear o bloqueio e que o quadro não se move mais.*
- *Certifique-se sempre de que ambos os tubos da pega de pressão estão firmemente presos ao tubo de suporte principal usando os dois botões com aletas para evitar que os tubos da alça deslizem acidentalmente quando forçados.*
- *Verifique sempre se os acessórios estão correta e seguramente trancados no lugar ANTES de os utilizar.*
- *O não cumprimento destes avisos pode resultar em danos pessoais.*

Dobrável

- Levante a banda de tração do assento para dobrar o rolante.
- Dobre o rolador até que a fechadura feche.

Ajuste de altura das pegas de pressão

- Solte o botão de bloqueio da alça,
- Faça os ajustes para a altura desejada.
- Aperte o botão.



- *Ambas as alças de pressão devem ser ajustadas para a mesma altura.*
- *As alças devidamente ajustadas devem estar na altura dos quadris do usuário. Nunca deixe o dispositivo sem os travões.*

Utilização de travão de mão

- PARA PARAR O ROLANTE, basta puxar as alças do freio para cima, em direção às alças.
- PARA FICAR PARADO, segure as alças dos travões na posição "UP".
- PARA COMEÇAR A SE MOVER, solte as alças do freio. Eles baixarão automaticamente e os freios serão liberados.



- *Deve sempre iniciar pausas quando não planeia mover o dispositivo.*
- *Nunca deixe o dispositivo sem os travões engatados quando alguém estiver sentado nele!*
- *Nunca deixe o dispositivo em uma inclinação sem os freios ligados!*
- *Nunca se sente muito atrás. Não se sente (parcialmente) acima do saco de compras*
- *Quando estiver sentado no rolo, levante-se sempre em linha reta, com os antebraços ou as mãos apoiados levemente nas alças de empurrar.*
- *Nunca se incline para trás enquanto estiver sentado no rolador.*

Bloquear/desbloquear os travões de mão

- Para travar os travões, empurre as pegas do travão para baixo até ouvir o "clique".
- Para desbloquear os travões, puxe as pegas do travão para cima até sentir que se soltam.



Ao utilizar o rolante na posição estacionária, os travões de mão DEVEM estar sempre bloqueados.

VIII. LIMPEZA

VIII. LIMPEZA

Geral :

- Limpe o dispositivo regularmente e mantenha-o limpo.
- A sujidade e o pó mais leves podem ser removidos com um pano húmido.
- A sujidade maior pode ser removida com um detergente suave e não corrosivo e água morna.
- Não utilize produtos abrasivos ou produtos de limpeza à base de lixívia, pois estes podem causar danos ou descoloração.
- Seque as peças com um pano macio.


Rodas:

- Limpe as rodas com água morna e um produto de limpeza suave. Seque-os com um pano limpo.
- Lubrifique periodicamente com um óleo multiusos ou se as rodas começarem a chiar.

VIII. RÓTULO DA AMOSTRA

VIII. EXEMPLO DE RÓTULO

O rótulo do produto é colocado num dos tubos inferiores do quadro principal. Ele contém informações importantes sobre o produto: nome, número de série, data de produção, número do artigo, peso máximo do usuário, carga máxima do saco de compras, largura do produto, tamanho e dados do fabricante, a carga máxima do saco de compras, a largura do produto, o tamanho e os dados do fabricante. A etiqueta nunca deve ser removida do dispositivo.



Número de série na norma GS1 :
Número de série au format standard GS1

Código de Barras EAN – GS1 128

Dispositivo médico : Dispositif Médical

Código de barras EAN 13 no padrão GS1 :
Code-barres EAN 13 au standard GS1

Nome do produto: Nome do produto

Data de produção: Data de fabrico

Número do artigo

Peso máximo do utilizador

Carga máxima do saco de compras: Peso máximo do saco de compras

Largura do produto

Familiarize-se com a UM

Tamanho do produto

Pode ser usado ao ar livre: Pode ser usado ao ar livre

Fabricado : Fabricant

IX. DADOS TÉCNICOS

"Rollator léger "ESPAÇO"		
Cintura	L	M
Carga máxima	150 quilogramas	
Carga máxima do saco	5 quilogramas	
Peso total sem saco de compras	5,5 kg	5,4 kg
Peso do saco de compras	0,4 kg	
Comprimento	65,5 centímetros	
Altura total dobrada (mais baixa)	86 centímetros	82,3 centímetros
Largura aberta	62 centímetros	
Largura dobrada	22 centímetros	

Largura do assento	46 centímetros	47 centímetros
Altura do punho (ajustável)	80,5 – 102,5 centímetros	72 – 85,5 centímetros
Altura do assento	62,5 centímetros	53 centímetros
Travões	2x travões de manobra com função de estacionamento	
Rodas (diâmetro x largura)	200 x 32 mm - Pneus SOFT PU noir	

Size	L	M
Max. load	150 kg	
Max. load of the bag	5 kg	
Total weight without shopping bag	5,5 kg	5,4 kg
Weight of shopping bag	0,4 kg	
Length	65,5 cm	
Total height folded (lowest)	86 cm	82,3 cm
Width opened	62 cm	
Width folded	22 cm	
Seat Width	46 cm	47 cm
Height of hand grips (adjustable)	80,5 – 102,5 cm	72 – 85,5 cm
Height of seat	62,5 cm	53 cm
Brakes	2 x maneuver brakes with parking function	
Wheels (diameter x width)	200 x 32 mm – Black SOFT PU tire	

- Certifique-se de que todas as partes do roldador estão firmemente fixadas em TODOS os momentos.
- Verifique se todos os parafusos estão apertados. Caso contrário, aperte-os, se necessário.
- Substitua todos os itens quebrados, danificados ou desgastados imediatamente.

XII. REUTILIZAÇÃO

XII. REUTILIZAÇÃO

O rolator pode ser reutilizado. Antes de transferi-lo para outro usuário, ele deve ser inspecionado pelo revendedor especializado.

Devem ser verificados os seguintes pontos:

- Inspeção visual da armação
- Fixação segura de porcas e parafusos
- Estado dos elementos plásticos
- Estado das rodas e rolamentos de esferas
- Eficiência e condição dos travões

Quando uma das peças está danificada ou partida, deve ser substituída por uma nova. Recomenda-se que as rodas sejam substituídas a cada mudança. Todos os parafusos e porcas soltos devem ser apertados. O produto deve ser cuidadosamente limpo e desinfetado antes de ser reutilizado.

ATENÇÃO! É proibido reutilizar o rolo quando o quadro está dobrado ou quebrado.

O manual do operador deve acompanhar o rolator em cada mudança.

O rolator pode ser reutilizado. Antes de o transmitir a outro utilizador, deve ser inspecionado pelo concessionário especializado.

XIII – COMO ELIMINAR ESTE PRODUTO

XIII - COMO ELIMINAR ESTE PRODUTO

O aparelho não deve ser depositado juntamente com o lixo doméstico. Deve ser devolvido à estação de entrega para reutilização ou reciclagem.

XIV - GARANTIE - GARANTIA

O fabricante oferece uma garantia de 8 anos para erros de produção. A garantia não é válida em caso de uso indevido do produto.

Distribuído por:

Identidades – ZA Pole 49
Bd de la Chanterie
49124 São Bartolomeu d'ANJOU

Fabricado por:

Rehasense Sp. z o.o.
Sulejowska 45 gr
97-300 Piotrków Trybunalski
, Polónia

