



MOPEDIA®

PORTUGUÊS

LANTERNA DE DIAGNÓSTICO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CE Dispositivo médico de classe I

REGULAMENTO (UE) 2017/745 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 5 de abril de 2017 relativo aos dispositivos médicos

1. CÓDIGOS

DMV170 Lanterna de diagnóstico

2. INTRODUÇÃO

Obrigado por comprar uma lanterna de diagnóstico **Dimed by Moretti S.p.A.** O seu design e qualidade garantem conforto, segurança e fiabilidade ao utilizador. As luzes de diagnóstico da Moretti S.p.A. foram concebidas para satisfazer todas as suas exigências. Este manual e instruções contém conselhos para a sua segurança e para uma utilização correta do aparelho. Em caso de dúvidas, contacte o seu retalhista.

3. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

A MORETTI SpA declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que os produtos fabricados e comercializados pela MORETTI SpA e fazendo parte da família de Lanterna de

Diagnóstico estão em conformidade com as disposições aplicáveis do Regulamento 2017/745, de 5 de abril de 2017, relativo a DISPOSITIVOS MÉDICOS.

Para o efeito, a MORETTI SpA garante e declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, o seguinte:

1. Os dispositivos satisfazem os requisitos de segurança e desempenho gerais solicitados pelo anexo I do regulamento 2017/745, tal como previsto no anexo IV do referido regulamento.
2. Os aparelhos não são instrumentos de medição.
3. Os aparelhos não são feitos para testes clínicos.
4. Os aparelhos são embalados em CAIXA NÃO ESTÉRIL.
5. Os dispositivos pertencem à classe I, em conformidade com o disposto no anexo VIII do regulamento acima referido.
6. Moretti S.p.A. fornece às autoridades competentes a documentação técnica para comprovar a conformidade com o regulamento 2017/745, durante pelo menos 10 anos a partir da última produção de lotes.

Nota: Os códigos completos do produto, o código de registo do fabricante (SRN), o código UDI-DI e quaisquer referências aos regulamentos usados estão incluídos na declaração de conformidade da UE que a Moretti S.p.A. lança e disponibiliza através dos seus canais.

4. SIMBOLOGIA UTILIZADA



Código do produto



Lote de produção



Identificador exclusivo do dispositivo



Dispositivo médico



Ler o manual de instruções



Marca CE



Condições de eliminação



Fabricante

5. AVISO

1. Verifique se as pilhas estão colocadas na posição correta
2. Pressione o botão na parte superior da lâmpada e a luz irá apagar-se
3. Volte a carregar no botão para desligar a luz

6. INSTALAR BATERIAS

Desaparafuse a secção da bateria e remova as pilhas velhas. Insira as novas com a polaridade correta e volte a parafuso.

7. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpe periodicamente a secção da bateria com um pano húmido. Seque cuidadosamente antes de utilizar.

Aviso! Não assista diretamente à lâmpada; pode danificar os olhos.

Aviso! A água salgada pode produzir eletrólise e pode danificar as pilhas; em caso de contacto com a água, seque cuidadosamente a secção da bateria.

8. CONDIÇÃO DE ELIMINAÇÃO

Em caso de eliminação, não utilize o recipiente de inserção para resíduos urbanos. Recomendamos que elimine o oscópio nas áreas de eliminação adequadas para reciclagem.



INSTRUÇÕES DE ELIMINAÇÃO DAS PILHAS E DOS COMPONENTES ELETRÓNICOS, CONFORME EXIGIDO PELA Diretiva 2012/19/UE:

No final da sua vida útil, o produto não pode ser eliminado juntamente com os resíduos urbanos normais. Deve ser entregue no centro de recolha municipal ou no revendedor, que presta este serviço. A eliminação de resíduos ordenados reduz as consequências ambientais e sanitárias de uma eliminação inadequada e permite a reciclagem dos seus materiais, o que resulta na poupança de energia e de recursos. Para realçar a exigência de eliminação ordenada de equipamentos eletrodomésticos, o produto tem o símbolo do caixote do lixo barrado.

TRATAMENTO DE BATERIAS ESGOTADAS

(Diretiva 2006/66/CE):

Este símbolo indica que as pilhas não podem ser tratadas como lixo doméstico comum. Certifique-se de que as pilhas estão eliminadas adequadamente; isto evita as possíveis consequências ambientais e sanitárias de uma eliminação incorreta. A reciclagem ajuda a conservar os recursos naturais. Entregue as pilhas gastas num centro de reciclagem adequado. Para obter informações mais detalhadas sobre a eliminação de pilhas gastas ou o próprio produto, contacte o município, o serviço local de eliminação de resíduos ou o revendedor a quem adquiriu o dispositivo.

9. GARANTIA

Os produtos Moretti são garantidos a partir de falhas de material ou de fabrico por um período de (dois) 2 anos a contar da data de compra, sob reserva de quaisquer limitações e exclusões abaixo especificadas. A garantia não se aplica em caso de danos causados por uso indevido, abuso ou modificação do produto, e a garantia não será válida se as instruções para uso não são rigorosamente seguidos. A utilização correta do aparelho está especificada neste manual. A Moretti não se responsabiliza por danos pessoais ou causados por ou em relações ou em relacionados ou por uma instalação errada ou por utilização indevida. A Moretti não garante os produtos contra danos ou defeitos nas seguintes condições: desastre natural, manutenção ou reparação autorizadas, danos devidos à energia problemas de fornecimento (se fornecidos) utilização de peças sobressalentes não fornecidas pela Moretti, utilização indevida, alteração não autorizada, danos no transporte marítimo (com além da expedição original por Moretti), ou em caso de manutenção insuficiente, como indicado no

manual. A garantia não cobre componentes sujeitos a desgaste durante a utilização correta do aparelho.

Garantia de baterias recarregáveis

As pilhas originais e as pilhas sobressalentes são cobertas por uma garantia de 90 dias durante um período de 6 meses, no que diz respeito à derrota de fabrico ou ao que diz respeito à regulamentação da lei. Se as pilhas de carga não forem usadas por mais de 3 meses consecutivos, a garantia está anulada. Se as pilhas gastas não forem usadas por mais de 3 dias consecutivos, a garantia é anulada.

10. REPARAÇÃO

Reparação em garantia

Caso um produto Moretti esteja defeituoso em defeitos de material ou de fabrico durante o período de garantia, a Moretti confirmará com o cliente se a falha pode ser coberta pela garantia. A Moretti, a seu exclusivo critério, pode reparar ou substituir o artigo sob garantia num revendedor Moretti ou na localização Moretti. O custo de mão-de-obra para a reparação pode ser cobrado à Moretti se a reparação estiver coberta pela garantia. A reparação ou substituição não renova nem prolonga a garantia.

Reparação não coberta pela garantia

Um produto não coberto pela garantia só pode ser devolvido para reparação depois de receber autorização prévia do serviço de apoio ao cliente da Moretti. Os custos de mão-de-obra e de envio de uma reparação não coberta pela garantia serão totalmente suportados pelo cliente ou revendedor. As reparações de produtos não abrangidos pela garantia são justificadas por seis (6) meses a contar da data em que recebe o produto reparado.

Dispositivo não defeituoso

O cliente será informado se, depois de ter examinado e testado o produto devolvido, a Moretti alegar que o produto não está defeituoso. Neste caso, o bem será devolvido ao cliente, todos os custos de envio serão pagos pelo cliente.

11. PEÇAS SOBRESSALENTES

As peças sobressalentes Moretti originais estão garantidas por 6 (seis) meses a partir da data de receção. Para peças sobressalentes e acessórios consulte o catálogo principal da Moretti.

12. CLÁUSULAS ISENTAS

Exceto conforme expressamente especificado nesta garantia e dentro dos limites da lei, a Moretti não oferece qualquer representação, garantia ou condição, expressa ou implícita, incluindo qualquer representações, garantias ou condições de mercadoridade, adequação para um determinado fim, não-infracção e interferência. Moretti não garante que a utilização do produto Moretti será ininterrupta ou livre de erros. A duração de quaisquer garantias que possam ser impostas por lei está limitada ao período de garantia, dentro dos limites da lei. Alguns estados não permitem limitações quanto à duração de uma garantia implícita ou à exclusão ou limitação de danos acidentais ou consequentes relacionados com produtos para os consumidores. Nesses estados ou países, determinadas isenções de responsabilidade e limitações desta garantia podem não se aplicar a si. Esta garantia está sujeita a alterações sem aviso prévio.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Produto _____

Comprado em (dado) _____

Retalhista _____

Endereço _____ Vila/Cidade _____

Vendido a _____

Endereço _____ Vila/Cidade _____



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com