

**Finalidade:** Jacto de água com função sónica, dispositivo para o cuidado da higiene dentária diária. Irrigador dental contém duas ponteiros de escova de dentes, com opção de função de vibração sónica, para melhor remoção do tártaro, placa bacteriana e resíduos de comida. Permite uma melhor higiene interdentária com 2 tipos de jatos de água. Pressão dos jatos regulável pelo utilizador. Ajuda a melhorar a saúde das gengivas através de um delicado massajador gengival com opção de vibração sónica. Complemento de limpeza com a ponteira Lava-línguas.

**Características:**

Alimentação do Irrigador Dental: 100-240V - 50/60Hz

Potência Absorvida do Irrigador Dental: Max 15W

Alimentação da Vibração Sónica: 1 pilha alcalina tipo AAA de 1,5 V

Corrente Absorvida pela Vibração Sónica: 0.19A

Peso: 0.400 kg approx

Volume do reservatório: 800 ml Max

Proteção da base elétrica contra água: IPX4

Proteção do manípulo contra água: IPX7

**Dimensões:** 111 x 150 x 197 mm

**Cor:** Branco e Azul

**Diretiva:** 2004/108/EC (EMC – Compatibilità Elettromagnetica / Electromagnetic Compatibility Directive)

2006/95/EC (LVD – Direttiva Bassa Tensione / LVD – Low Voltage Directive)

2002/95/EC (Direttiva RoHS / RoHS Directive)

2002/96/EC (Direttiva WEEE / WEEE Directive)

**Classificação:**

**Modelo:** BD 100000 / 01

**Certificado:** Declaração de Conformidade

**Importador:** CA-MI srl

**Morada do importador**

Via Ugo La Malfa 13 – 43010 Pilastro (Pr) – Italy

Vendite@ca-mi.it; export@ca-mi.it

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Avenida dos

Combatentes N. 96, Estrada Nacional 1, Lugar

Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior -

qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:** Em caso de avaria ou funcionamento anómalo, procurar a assistência aos clientes do Distribuidor. Nenhuma parte do produto pode ser reparada ou controlada por pessoal não autorizado pelo Fabricante ou pelo Distribuidor. Nenhuma parte interna requer manutenção ou lubrificação. A execução de controlos ou reparações por pessoal não autorizado invalida a garantia e exime o Fabricante e o Distribuidor de qualquer responsabilidade.

**Avisos e manutenção:**

A utilização deste dispositivo é desaconselhável para qualquer utilizador que tenha sido submetido a uma intervenção cirúrgica oral ou periodontal nos últimos 12 meses. Nesse caso, não utilizar o dispositivo antes de consultar um médico dentista de sua confiança.

**Instruções de Utilização:**

Indicado para implantes dentários

Aparelhos Dentários - Aparelhos Ortodônticos

Próteses dentárias

Prevenção de mau hálito - Halitose

Verificar manual de Instruções.

**Imagens do Artigo:**

