LIGHTOOTH — IRRIGADOR DENTAL 3 EM 1



Finalidade: Jacto de água com função sónica, dispositivo para o cuidado da higiene dentária diária. Irrigador dental contém duas ponteiras de escova de dentes, com opção de função de vibração sónica, para melhor remoção do tártaro, placa bacteriana e resíduos de comida. Permite uma melhor higiene interdentária com 2 tipos de jatos de água. Pressão dos jatos regulável pelo utilizador. Ajuda a melhorar a saúde das gengivas através de um delicado massajador gengival com opção de vibração sónica. Complemento de limpeza com a ponteira Lava-línguas.

Características:

Alimentação do Irrigador Dental: 100-240V -

50/60Hz

Potência Absorvida do Irrigador Dental: Max 15W Alimentação da Vibração Sónica: 1 pilha alcalina tipo AAA de 1,5 V

Corrente Absorvida pela Vibração Sónica: 0.19A

Peso: 0.400 kg approx

Volume do reservatório: 800 ml Max Proteção da base elétrica contra água: IPX4 Proteção do manípulo contra água: IPX7

Dimensões: 111 x 150 x 197 mm

Cor: Branco e Azul

Diretiva: 2004/108/EC (EMC – Compatibilità Elettromagnetica / Electromagnetic Compatibilità

Directive)

2006/95/EC (LVD - Direttiva Bassa Tensione / LVD

Low Voltage Directive)

2002/95/EC (Direttiva RoHS / RoHS Directive) 2002/96/EC (Direttiva WEEE / WEEE Directive)

Classificação:

Modelo: BD 100000 / 01

Certificado: Declaração de Conformidade

Importador: CA-MI srl Morada do importador

Via Ugo La Malfa 13 – 43010 Pilastro (Pr) – Italy

Vendite@ca-mi.it; export@ca-mi.it

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Em caso de avaria ou funcionamento anómalo, procurar a assistência aos clientes do Distribuidor. Nenhuma parte do produto pode ser reparada ou controlada por pessoal não autorizado pelo Fabricante ou pelo Distribuidor. Nenhuma parte interna requer manutenção ou lubrificação. A execução de controlos ou reparações por pessoal não autorizado invalida a garantia e exime o Fabricante e o Distribuidor de qualquer responsabilidade.

Avisos e manutenção:

A utilização deste dispositivo é desaconselhável para qualquer utilizador que tinha sido submetido a uma intervenção cirúrgica oral ou periodontal nos últimos 12 meses. Nesse caso, não utilizar o dispositivo antes de consultar um médico dentista de sua confiança.

Instruções de Utilização:

Indicado para implantes dentários Aparelhos Dentários - Aparelhos Ortodônticos Próteses dentárias Prevenção de mau hálito - Halitose Verificar manual de Instruções.

Imagens do Artigo:



