



TRITURADOR E CORTADOR DE COMPRIMIDOS EVO
Manual de instruções



REF. 817129

SYMBLES FIGURANT SUR L'ÉTIQUETTE OU DANS LA NOTICE D'UTILISATION
 SYMBOLS APPEARING ON THE LABEL OR IN THE INSTRUCTION MANUAL
 SIMBOLOS QUE APARECEN EN LA ETIQUETA Y EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES
 SÍMBOLOS PRESENTES NO RÓTULO OU NO MANUAL DE INSTRUÇÕES
 SIMBOLI PRESENTI SUL L'ETICHETTA O NEL MANUALE D'USO
 SYMBOLE AUF DEM ETIKETT ODER IN DER GEBRAUCHSANWEISUNG
 SYMBOLEN OP HET ETIKET OF IN DE GEBRUIKSAANWIJZING
 ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ Ή ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
 SYMBOLE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ETYKIECIE LUB W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

	Respecter les consignes de sécurité <i>Follow the safety instructions</i> <i>Respetar las instrucciones de seguridad</i> <i>Respeitar as instruções de segurança</i> <i>Rispettare le istruzioni di sicurezza</i> <i>Sicherheitsanweisungen beachten</i> <i>De veiligheidsvoorschriften naleven</i> <i>Τήρηση των οδηγιών ασφαλείας</i> <i>Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa</i>
---	---



MANUAL DE INSTRUÇÕES
POR

DESTINO DO PRODUTO

O triturador-cortador de comprimidos Evo é uma solução inovadora e prática projetada para simplificar sua rotina de medicação. Este dispositivo versátil combina três funções essenciais — cortar, triturar e armazenar comprimidos — em uma única ferramenta compacta. É especialmente útil para idosos, crianças ou qualquer pessoa com dificuldade para engolir comprimidos grandes. Leve e portátil, este porta-comprimidos é um acessório indispensável para a gestão diária dos medicamentos.

Design Compacto e Portátil

Este porta-comprimidos foi projetado para ser portátil. Pesando apenas 65 gramas e tendo aproximadamente o tamanho da palma da mão, é fácil de transportar em uma bolsa, bolso ou mala de viagem. Seja em casa ou em movimento, garanta que seus medicamentos estejam sempre acessíveis.

USO

1. Cortador de comprimidos

Inclui um cortador de comprimidos integrado para dividir os comprimidos com precisão. Como utilizá-lo:

- Passo 1: Coloque o comprimido no suporte em forma de V na parte superior do dispositivo.
- Passo 2: Feche a tampa firmemente e pressione para cortar o comprimido ao meio.



Aviso: A lâmina é afiada. Manuseie com cuidado para evitar ferimentos. O cortador pode acomodar comprimidos de até 2 cm de diâmetro

2. Triturador de comprimidos

Para quem tem dificuldade em engolir comprimidos, este dispositivo possui um triturador que os transforma em pó. Como usá-lo:

- Passo 1: Insira o comprimido no compartimento do triturador.
- Passo 2: Gire a tampa no sentido horário para triturar o comprimido em um pó fino, facilitando a ingestão

3. Armazenamento de comprimidos

O porta-comprimidos tem um compartimento de armazenamento conveniente para guardar medicamentos diários. O espaço é suficiente para vários comprimidos, garantindo que seus medicamentos estejam sempre ao seu alcance.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões (L x P x A)	6 x 6,73 cm
Peso	65 gramas
Materiais	Corpo: Resina ABS, Polipropileno Lâmina: Aço inoxidável
Origem	Fabricado na China

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Manter fora do alcance das crianças: Este produto contém uma lâmina afiada e peças pequenas que podem representar um risco para as crianças.

Usar com precaução: Ao utilizar o cortador e triturador de comprimidos, tenha cuidado para evitar o contato direto com a lâmina e prevenir lesões. Apenas para uso medicamentoso: Este produto é destinado exclusivamente ao manuseio de medicamentos e não deve ser utilizado para outros fins.



LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

Limpeza: Limpe o porta-comprimidos com um pano úmido. Evite mergulhá-lo na água para proteger os componentes internos.

Armazenamento: Guarde o porta-comprimidos em um local fresco e seco. Evite a exposição a temperaturas extremas ou à luz solar direta para manter sua durabilidade.

Distribué par :
Distributed by :
Distribuido por :

Distribuído por :
Distribuito da :
Vertrieben von :

Gedistribueerd door :
Διανεμήθηκε από :
Dystrybuowane przez :

IDENTITES 49
ZA Pôle 49 - Boulevard de la Chanterie
49124 Saint-Barthélémy d'Anjou
FRANCE
serviceclient@identites.tm.fr