



CADEIRA DE BANHO GIRATÓRIA CAP VERT
Manual de instruções - DISPOSITIVO MÉDICO

REF. 812299



**SÍMBOLO FIGURANDO NA ETIQUETA OU NO MANUAL DE UTILIZAÇÃO
SIMBOLO RIPORTATO SULL'ETICHETTA O NELLE ISTRUZIONI PER L'USO
SYMBOL AUF DEM ETIKETT ODER IN DER GEBRAUCHSANLEITUNG
SYMBOOL DAT OP HET ETIKET OF IN DE GEBRUIKSAANWIJZING STAAT
ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ Ή ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
SYMBOL WIDNIEJĄCY NA ETYKIECIE LUB W INSTRUKCJI OBSŁUGI**

	Endereço do fabricante Indirizzo del produttore Adresse des Herstellers Adres van de fabrikant Διεύθυνση του κατασκευαστή Adres producenta		Consultar o manual de utilização Consultare il manuale d'uso Gebrauchsanleitung konsultieren Gebruiksaanwijzing raadplegen Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης Zapoznać się z instrukcją obsługi
	Data de fabrico Data di fabbricazione Herstellungsdatum Productiedatum Ημερομηνία κατασκευής Data produkcji		Respeitar as instruções de segurança Rispettare le istruzioni di sicurezza Sicherheitshinweise beachten Veiligheidsinstructies opvolgen Τηρήστε τις οδηγίες ασφάλειας Przestrzegać zasad bezpieczeństwa
	Número do lote Numero di lotto Chargennummer Partijnummer Αριθμός παρτίδας Numer partii		Conformidade CE Conformità CE CE-Konformität CE-conformiteit Συμμόρφωση CE Zgodność CE
	Referência do produto Riferimento del prodotto Produktreferenz Productreferentie Κωδικός προϊόντος Numer referencyjny produktu		Dispositivo médico Dispositivo medico Medizinisches Gerät Medisch hulpmiddel Ιατρική συσκευή Wyrób medyczny
	Peso máximo do utilizador Peso massimo dell'utilizzatore Maximales Benutzergewicht Maximale gebruikersgewicht Μέγιστο βάρος χρήστη Maksymalna waga użytkownika		



IMPORTANTE

Ler atentamente a instrução antes de qualquer utilização deste produto e conservá-la para consulta futura.

Utilizador: se não for capaz de ler ou compreender os avisos, precauções ou instruções, contacte o seu profissional de saúde ou o distribuidor antes de utilizar este produto, sob pena de riscos e danos.

Consultar o seu médico ou especialista de saúde antes de utilizar um dispositivo de ajuda técnica. Ele aconselhá-lo-á e informá-lo-á sobre a utilização mais adequada ao seu caso.

Distribuidor: esta instrução deve ser entregue aos utilizadores deste produto.

DESTINAÇÃO DO PRODUTO

As cadeiras de banho giratórias Cap Vert são dispositivos de ajuda técnica. Estes produtos destinam-se a facilitar o acesso à banheira de pessoas com mobilidade reduzida. Este assento de banho rotativo foi concebido para permitir que um utilizador com mobilidade reduzida gire, permanecendo sentado, no interior da banheira para se lavar em posição sentada. É adequado para a maioria das banheiras standard, mas não para banheiras de canto, banheiras cujos rebordos superiores sejam irregulares ou perfilados, ou para algumas banheiras cujos painéis laterais sejam profundamente moldados. A estrutura pode ser ajustada para se adaptar à maioria das banheiras mais comuns.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



1. Encosto
2. Apoios de braços
3. Alavanca de rotação do assento
4. Parafuso de ajuste da largura de fixação na banheira
5. Suporte antiderrapante
6. Assento

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



O não cumprimento das precauções de utilização pode provocar riscos de ferimentos graves.

- Não exceder o limite de peso de 130 kg.
- Inspeccionar todas as peças antes da montagem para garantir que não foram danificadas durante o transporte. Se houver danos resultantes do transporte – NÃO UTILIZAR. Contactar o seu revendedor para obter mais instruções.
- Sentar-se sempre no centro do assento de banho giratório e não se apoiar no bordo do assento de banho, pois isso pode causar instabilidade. NÃO ficar de pé sobre o assento de banho.
- Em caso de peças danificadas, partidas, gastas ou em falta, contactar o revendedor.
- Não apertar excessivamente os parafusos de ajuste.
- Certificar-se de que os suportes antiderrapantes estão corretamente fixados à banheira.

MONTAGEM

Montagem e instalação

Retirar todas as peças da embalagem e verificar se não estão danificadas. Se constatar ou suspeitar de um defeito, não utilizar o aparelho.

Se constatar ou suspeitar de um defeito, não utilizar o aparelho e contactar imediatamente o seu revendedor.

Montagem do produto

Deslizar cada apoio de braços para dentro dos tubos de posicionamento do conjunto do assento até que os cliques do botão com mola encaixem na posição correta.

Deslizar a estrutura de montagem para dentro dos tubos de posicionamento do conjunto do assento. A estrutura é ajustável em largura; escolher a largura adequada à sua banheira.

Montagem na banheira

Colocar o assento sobre os rebordos planos da banheira.

NOTA : Todos os pés da estrutura de montagem devem assentar sobre os lados planos da banheira.

Se necessário, alargar a estrutura de montagem retirando os cliques de fixação, ajustando a largura da estrutura de modo a que fique o mais próximo possível da largura exterior da banheira e voltando a colocar os cliques.

Verificar se todos os cliques estão corretamente recolocados e bem fixos.

Fixar a estrutura de montagem utilizando as pinças localizadas sob o assento, rodando os volantes até que a estrutura fique firmemente encostada às paredes da banheira em ambos os lados.

Verificar se a estrutura está bem fixa, mas não apertar excessivamente, pois isso pode danificar a banheira.

NOTA : Se o assento for retirado e recolocado sobre a banheira, é importante reajustar as pinças de fixação, conforme indicado acima.

UTILIZAÇÃO

1. Levantar a pega de bloqueio e rodar até que o assento fique virado para o utilizador; baixar a pega e bloquear na posição.
2. Transferir o utilizador para o assento, levantar a pega de bloqueio e rodar lentamente para dentro da banheira, tendo o cuidado de levantar as pernas por cima do rebordo da banheira.
3. Certificar-se de que o assento está bloqueado na posição correta e que já não roda livremente antes de iniciar a lavagem.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO



A ausência de manutenção e conservação do produto pode provocar riscos de ferimentos graves.

- Limpar o produto e secá-lo após cada utilização.
- Limpar periodicamente o assento de banho com um pano húmido e um detergente ou desinfetante suave. Por exemplo, pode ser utilizado um desinfetante suave à base de cloro.
- O assento de banho também pode ser limpo num sistema aquoso até 80 °C.
- Verificar se o assento de banho roda facilmente, sem solavancos, e se bloqueia corretamente na posição. Se o mecanismo de bloqueio não parecer eficaz ou se existir movimento excessivo no aparelho, retirá-lo de serviço e contactar o seu revendedor.
- Verificar a ausência de fissuras e danos no produto, especialmente no assento e no tubo de plástico.
- Não utilizar em ambientes com temperatura superior a 60 °C (por exemplo, saunas).
- Em caso de avaria, não reparar o produto por conta própria. Consultar um revendedor autorizado.
- Lista de verificação:

Para manter o produto em bom estado, verificar antes de cada utilização e regularmente conforme indicado abaixo:

Verificar o item	Em qualquer momento	Semanalmente
Controlar o funcionamento do botão com mola que permite a rotação a 90° do produto	X	
Controlar o estado do assento e dos apoios de braços		X
Controlar o funcionamento dos parafusos antiderrapantes	X	
Controlar se os suportes estão totalmente fixados nos rebordos da banheira	X	

MUDANÇA DE PROPRIETÁRIO

O produto pode ser reutilizado. Deve ser previamente limpo e desinfetado de acordo com as instruções de higiene. Aquando da transferência do produto, certifique-se de entregar todos os documentos técnicos necessários ao novo utilizador. Previamente, o produto deverá ser inspecionado por um especialista autorizado.

RECICLAGEM

Quando o produto se tornar inutilizável e tiver de ser eliminado, contactar o seu revendedor especializado. Se pretender efetuar a reciclagem por conta própria, informe-se junto da entidade local de gestão de resíduos sobre as diretrizes de eliminação.

ARMAZENAMENTO



O não cumprimento das condições de armazenamento pode provocar a deterioração do produto e, consequentemente, riscos de ferimentos graves.

Não armazenar o produto durante um período prolongado perto de uma fonte de calor ou ao sol (por exemplo, atrás de uma janela ou perto de um radiador) nem perto de uma fonte de frio. Manter afastado de qualquer chama e fonte de faíscas. Respeitar as condições de arrumação e armazenamento do produto.

- Num local seco e temperado
- Proteger o produto com uma embalagem contra poeiras e corrosão (por exemplo, elementos abrasivos, areia, água do mar, ar salino)
- Armazenar todas as peças desmontadas juntas, no mesmo local (ou identificá-las, se necessário), para evitar que sejam misturadas com outros produtos aquando da remontagem
- Todos os componentes devem ser armazenados sem qualquer carga (não colocar objetos demasiado pesados sobre os elementos do produto, não os prender nem comprimir)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Utilização em banheiras	Largura interior máxima 66 cm
Dimensões totais	Larg. 71 x prof. 54 cm x altura 57 cm
Dimensões do assento	Larg.41 cm x prof.34 cm
Estrutura	Alumínio
Peso	4,9 kg
Peso máximo autorizado	130 kg

DURAÇÃO DE UTILIZAÇÃO

A vida útil prevista deste produto é de 5 anos em condições normais de utilização, segurança e manutenção. Após este período, o produto pode continuar a ser utilizado desde que se mantenha em bom estado.

GARANTIA

Este produto tem uma garantia de dois anos a partir da data de compra pelo utilizador. A IDENTITÉS fornecerá peças de substituição para qualquer componente que se tenha partido devido a um defeito de fabrico, conceção ou material. Contactar o distribuidor onde adquiriu o produto caso necessite de apresentar uma reclamação. As avarias resultantes de danos acidentais, utilização inadequada, modificações ou desgaste não estão cobertas por esta garantia. Contactar o revendedor onde adquiriu o produto para aplicação da garantia.



Identités – ZA Pole 49
Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU



Peso máximo autorizado
130 kg

