

Finalidade: Cadeira de banho giratória destinada a facilitar o acesso à banheira por pessoas com mobilidade reduzida. Permite ao utilizador realizar a transferência e rodar, permanecendo sentado, para o interior da banheira, possibilitando a higiene em posição sentada. Indicada para a maioria das banheiras standard.

Características: Assento de banho giratório com rotação de 90°.

Estrutura ajustável em largura para adaptação à banheira.

Estrutura em alumínio.

Adequada para banheiras com largura interior máxima de 66 cm.

Equipada com apoios de braços, encosto e suportes antiderrapantes para fixação à banheira.

Lote: Ver embalagem

Cor: Cinzento

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva Regulamento UE 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: 812299

Marca: Identités

Dimensões: Assento: 41 x 34 cm.

Dimensões totais: 71 x 54 x 57 cm.

Peso do produto: 4,9 kg.

Peso máximo autorizado: 130 kg.

Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)
Regulamento UE 2017/745

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pôle 49 – Boulevard de la Chanterie - 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,
nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior - 2040-357 Rio
Maior - qualidade@gerimais.com Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Limpar e secar após cada utilização. Limpar periodicamente com pano húmido e detergente ou desinfetante suave; pode ser limpa num sistema aquoso até 80 °C. Verificar regularmente o funcionamento da rotação e do bloqueio, bem como o estado do assento, apoios de braços, parafusos e suportes antiderrapantes. Armazenar num local seco e temperado, protegido de poeiras, corrosão, humidade, fontes de calor, frio, chamas, faíscas e exposição solar prolongada. Guardar os componentes sem qualquer carga e evitar prendê-los ou comprimi-los.

Instruções de Utilização: Levantar a pega de bloqueio e rodar o assento até ficar virado para o utilizador. Baixar a pega e bloquear o assento nessa posição. Transferir o utilizador para o assento. Levantar a pega de bloqueio e rodar lentamente o assento para dentro da banheira, elevando as pernas por cima do rebordo. Antes de iniciar a higiene, certificar-se de que o assento está corretamente bloqueado e que não roda livremente. Antes da utilização, garantir que os suportes antiderrapantes estão corretamente fixados à banheira e não exceder o peso máximo de 130 kg.

Imagens do Artigo:

