

Finalidade: Muleta ergonómica desenvolvida para proporcionar maior conforto e mobilidade durante a recuperação de lesões na perna. Permite manter as mãos livres para atividades do dia a dia, facilitando deslocamentos, utilização de escadas e maior autonomia do utilizador.

Características: Possui zonas de apoio acolchoadas para maior conforto e redução da pressão nas mãos, axilas e coxas.

Peso máximo suportado: 125kg

Lote: Ver embalagem

Cor: Azul e Preto

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva Regulamento (EU) 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: 816008

Marca: iWALKFree

Dimensões: Altura total ajustável de 65,5 a 96,5 cm. Largura 17,5 x comprimento. 40,5 cm.

Pode ser usado para pessoas de 1,50 a 1,95 m. Circunferência superior

da coxa mínimo 37,5 / máximo 71 cm.

Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade) Regulamento (EU) 2017/745

Fabricante: iWALKFree

Morada do fabricante: Inc. located at 130 N. Marina Drive, Long Beach, California, 90803, USA hereby

Distribuidor Europeu: Identites

Morada do Distribuidor Europeu: ZA Pôle, 49

Boulevard de la Chanterie, 49124, Saint-Barthélemy-d'Anjou, FRANÇA

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira N.º15, Zona Industrial, 2040-357 Rio Maior - qualidade@gerimais.com – 243 050 100.

Manutenção e armazenamento: Limpar com pano húmido ou enxaguar com água limpa, garantindo a secagem completa antes de guardar. Não expor a fontes de calor, chamas ou luz solar direta por períodos prolongados. Armazenar em local seco e protegido da humidade. Verificar regularmente o aperto e o estado dos componentes antes da utilização.

Instruções de Utilização: Montar e ajustar a muleta de acordo com a altura e dimensão da perna do utilizador, garantindo o correto alinhamento e fixação das cintas. Utilizar apenas após confirmar que todos os componentes estão devidamente ajustados e seguros. Indicada para caminhar com apoio sem utilização das mãos, podendo ser utilizada em ambientes interiores e exteriores. Recomenda-se adaptação inicial gradual e utilização conforme as instruções do fabricante.

Imagens do Artigo:

