

Finalidade: Auxiliar na entrada, saída e movimentação no banho, proporcionando um ponto de apoio adicional para melhorar a segurança e a autonomia do utilizador. Indicada para utilização em superfícies lisas e adequadas à fixação por ventosas.

Características: Barra de apoio para banho com 3 ventosas de silicone. Ventosa central ajustável, permitindo variar o ângulo entre os dois pontos de apoio. Indicadores visuais de bloqueio em cada ventosa, nas cores verde e vermelho, para verificar a correta fixação. Superfície superior antiderrapante. Estrutura angular que permite adaptar a posição dos apoios às necessidades do utilizador.

Lote: Ver embalagem

Cor:

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 815095

Marca: Identités

Dimensões: Comprimento: 60 cm. Diâmetro das ventosas: 10 cm.

Fabricante: IDENTITÉS

Morada do fabricante: ZA Pôle 49

Boulevard de la Chanterie

49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou

France - serviceclient@identites.tm.fr

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior - 2040-357 Rio Maior - qualidade@gerimais.com

Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Limpar regularmente com um pano macio, água e sabão neutro. Enxaguar, se necessário, e secar completamente antes de guardar ou reutilizar. Verificar periodicamente o estado das ventosas, da estrutura e dos indicadores de fixação. Não utilizar produtos abrasivos, solventes ou materiais que possam danificar as superfícies.

Instruções de Utilização: Certifique-se de que a superfície é lisa, limpa, seca e não porosa, adequada à fixação por ventosas. Limpe e seque cuidadosamente a superfície antes da instalação. Posicione a barra na altura e no ângulo pretendidos. Pressione firmemente cada ventosa contra a superfície e acione o mecanismo de bloqueio. Verifique os indicadores de segurança de cada ventosa antes de utilizar a barra. A fixação deve estar corretamente bloqueada. Teste a estabilidade da barra antes de aplicar o peso do utilizador. Durante a utilização, utilize a barra apenas como apoio, sem movimentos bruscos ou cargas excessivas. Verifique regularmente a fixação das ventosas, especialmente antes de cada utilização. Não utilizar em superfícies rugosas, porosas, irregulares ou com juntas, pois podem impedir uma fixação segura.

Imagens do Artigo:

