

Finalidade: Órtese de joelho em neopreno destinada ao correto posicionamento e estabilização da rótula, proporcionando compressão, suporte e calor terapêutico. Indicada para auxiliar no tratamento e reabilitação de lesões e patologias da articulação do joelho, incluindo condromalácia rotuliana, bursite, tendinites, artrose, meniscopatias e instabilidade da rótula.

Características: Fabricada em neopreno de elevada elasticidade, proporciona compressão, contenção multidirecional e efeito térmico. Possui alojamento para a rótula, que reduz a pressão sobre a patela e facilita os movimentos de flexão e extensão. Incorpora reforços estabilizadores laterais flexíveis e rodete rotuliano em material viscoelástico. Promove compressão e micromassagem na região perirrotuliana, melhora a propriocepção e contribui para a estabilização da rótula. Fácil de colocar e com boa adaptação anatómica.

Lote: Ver embalagem

Cor: Preto

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva Regulamento UE 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: RD21A

Marca: EMO NEOACTIV

Dimensões: CONTORNO DO JOELHO S (32-34 CM), M (34-36 CM), L (36-38 CM), XL (38-41 CM), XXL (41-44 CM), 3XL (44-49 CM).

Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade) Regulamento UE 2017/745

Fabricante: ESPECIALIDADES MÉDICO ORTOPÉDICAS, S.L.

Morada do fabricante: Pol. Ind. La Pascualeta - Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) España
www.emo.es +34 963 132 051

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior - 2040-357 Rio Maior
qualidade@gerimais.com Tel. 243 050 100

geral@gerimais.com

Manutenção e armazenamento: Lavar periodicamente com água morna (máx. 30°C) e sabão neutro, deixando secar ao ar livre. Caso o produto possua velcro, mantê-lo fechado durante a lavagem. Não expor a fontes diretas de calor, luz solar intensa ou outras fontes de ignição. Certifique-se de que o produto esteja completamente seco antes de armazenar ou reutilizar. Evitar contato com pomadas, cremes, álcool e solventes, pois podem danificar o material. Armazenar em temperatura ambiente, preferencialmente na embalagem original.

Instruções de Utilização: Coloque a joelheira de forma a que o orifício destinado à rótula fique corretamente centrado sobre a patela. Se o modelo incorporar varetas ou articulações, certifique-se de que ficam posicionadas paralelamente aos lados da articulação do joelho. Ajuste e fixe as correias de velcro de forma uniforme, garantindo uma adaptação confortável e segura, sem compressão excessiva.

Imagens do Artigo:

