

**Finalidade:** Ortése de pulso ajustável destinada a proporcionar suporte, estabilização e contenção da articulação do punho, contribuindo para a proteção durante atividades físicas que exigem esforço da articulação. Indicada em casos de traumatismos articulares e entorses do punho.

**Características:** Fabricada em neopreno de elevada elasticidade, proporciona compressão, contenção multidirecional e efeito térmico. Incorpora uma cinta inelástica facilmente regulável para reforço da estabilização do punho. Possui ajuste por velcro, permitindo adaptar a compressão e o nível de suporte às necessidades do utilizador. Promove a melhoria da propriocepção e o aquecimento terapêutico da região. Fácil de colocar e com boa adaptação. Não contém látex.

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Preto

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva** Regulamento UE 2017/745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** MQ20A

**Marca:** EMO NEOACTIV

**Dimensões:** Tamanho único

**Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)**  
Regulamento UE 2017/745

**Fabricante:** ESPECIALIDADES MÉDICO ORTOPÉDICAS, S.L.

**Morada do fabricante:** Pol. Ind. La Pascualeta -  
Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) España

www.emo.es +34 963 132 051

**Distribuidor:** Gerimais, Lda.

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira,  
nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior - 2040-357 Rio  
Maior qualidade@gerimais.com Tel. 243 050 100

geral@gerimais.com

**Manutenção e armazenamento:** Lavar periodicamente com água morna (máx. 30°C) e sabão neutro, deixando secar ao ar livre. Caso o produto possua velcro, mantê-lo fechado durante a lavagem. Não expor a fontes diretas de calor, luz solar intensa ou outras fontes de ignição. Certifique-se de que o produto esteja completamente seco antes de armazenar ou reutilizar. Evitar contato com pomadas, cremes, álcool e solventes, pois podem danificar o material. Armazenar em temperatura ambiente, preferencialmente na embalagem original.

**Instruções de Utilização:** Coloque a ortése sobre o punho e ajuste o fecho de velcro de forma a obter uma fixação firme e confortável. Se possuir uma tala, esta deve ser adaptada à anatomia do utilizador. Certifique-se de que a órtese está corretamente posicionada e não provoca compressão excessiva, mantendo o conforto e a mobilidade necessária da mão e dos dedos.

**Imagens do Artigo:**

