

Finalidade: Dispositivo médico destinado a facilitar a mobilidade e a transferência de pessoas com mobilidade reduzida. Adequado para utilização diária em ambientes interiores e exteriores, devendo ser empurrado e conduzido por um acompanhante.

Características: Estrutura dobrável e fornecida totalmente montada. Encosto dobrável. Apoios de braços rebatíveis. Apoio para os pés. Travões nas rodas traseiras com função de estacionamento. Punhos de empurrar para condução pelo acompanhante. Rodas dianteiras e traseiras. Adequada para utilização em superfícies interiores e exteriores, como chão de azulejo, alcatifa, pisos interiores e tapetes.

Lote: Ver embalagem

Cor:

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva Regulamento UE 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: 874005

Marca: IDENTITÉS

Dimensões: Peso máximo suportado: 100 kg.

Peso: 7,14 kg.

Dimensões totais: 46 × 77 × 90 cm.

Dimensões do assento: 36 × 39 × 45,5 cm.

Largura dobrada: 21 cm.

Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)
Regulamento UE 2017/745

Fabricante: IDENTITÉS

Morada do fabricante: ZA Pôle 49 – Boulevard de la Chanterie - 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15 Zona Industrial de Rio Maior 2040-357 Rio Maior - qualidade@gerimais.com Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Limpar regularmente a estrutura, rodas, articulações e fixações com um pano húmido e desinfetante, secando com um pano macio. Não utilizar produtos abrasivos, detergentes ou solventes. Verificar os travões e a dobragem antes de cada utilização, as fixações semanalmente e a estrutura, o encosto, o assento e as rodas mensalmente. Efetuar uma revisão pelo menos anual, mais frequente em utilização intensiva. Em caso de avaria, consultar um revendedor autorizado. Guardar a cadeira limpa e seca, preferencialmente dobrada, num local seco e ventilado, protegido da humidade, da luz solar direta e de fontes de calor. Evitar colocar objetos sobre a cadeira.

Instruções de Utilização: A cadeira não necessita de instalação. Para abrir, levantar o encosto, baixar o apoio para os pés, afastar completamente o assento e pressioná-lo com a palma da mão, e baixar os apoios de braços. Para dobrar, realizar estes passos pela ordem inversa. Para travar, pressionar simultaneamente as manetes de travão esquerda e direita. Para ativar o travão de estacionamento, pressionar as manetes e levantar os gatilhos vermelhos.

Imagens do Artigo:

