



Instruções de montagem e instalação

**PREMIUM - MONTMARTRE - ELISE - EEE -
ESSENCIAL - ESSENCIAL E**





TABELA DE CONTEÚDOS

<u>1. APRESENTAÇÃO GERAL</u>	P. 3 a 4
A) Ajuda e acessibilidade	P 3
B) Instruções gerais de segurança	P 4
<u>2. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO</u>	P. 5 a 7
A) Ambiente de utilização	P 5
B) Subir e descer da cadeira de rodas	P 6
C) Carregando o assento	P. 6
D) Conduzir a cadeira de rodas por um assistente	P. 6
E) Em movimento num declive	P. 6
F) Tempo de vida	P 7
<u>3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO</u>	P. 7 a 13
A) Encosto de cabeça	P. 7
B) Correias	P. 7
C) A barra de impulso	P. 7
D) A Proteção	P. 8
E) Almofada do assento Visco Classe II	P. 9
F) A colcha	P. 9
G) Rodas dianteiras e traseiras	P. 9 e 10
H) Descanso de pernas	P. 10
I) Apoio para os pés	P. 10 e 11
J) Bandeja de armazenamento vertical	P. 12
K) Suporte corporal	P. 12
L) Peso do utilizador	P. 13
M) Localização da placa de identificação	P 13
<u>4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</u>	P. 13 a 14
<u>5. MANUTENÇÃO E LIMPEZA</u>	P. 15
A) Manutenção	P 15
B) Limpeza	P 15
C) Reciclagem	P 15

Por favor, leia atentamente antes de usar este produto

1. APRESENTAÇÃO GERAL

Agradecemos-lhe por ter adquirido esta cadeira de rodas.

Os nossos produtos são desenvolvidos e fabricados em França de acordo com as normas de qualidade e segurança exigidas. Por razões de segurança, leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar a cadeira de rodas. Por favor, guarde este documento para leitura posterior.

Este manual inclui os desenvolvimentos mais recentes dos produtos. No entanto, a INNOV'SA retém o direito de implementar modificações sem qualquer obrigação de adaptar ou substituir produtos previamente entregues.

Esta cadeira de rodas com estrutura em concha é destinada a pessoas desorientadas ou com dificuldades em locomoção. Destina-se a transportar apenas uma pessoa. A cadeira de rodas deve ser usada em ambientes internos e externos sob certas condições.

É obrigatório o uso de cadeira de rodas na presença e vigilância de terceiros. Quando utilizada por uma pessoa desorientada ou agitada, a vigilância é imperativa.

A sua cadeira de rodas só deve ser utilizada em áreas de superfície onde todas as quatro rodas toquem no solo e com contacto suficiente para um rolamento equilibrado de todas as rodas.

Utilize a cadeira de rodas em superfícies planas e estáveis. Evite utilizar a cadeira de rodas num solo coberto de cascalho, lama ou feito de calçadas arredondadas, ou na grama ou em qualquer outra superfície instável ou irregular.

A cadeira de rodas não deve ser utilizada como escada, nem transportar objetos pesados ou quentes.

Em caso do uso de tapetes, carpetes ou revestimentos removíveis, estes podem ser danificados.

Utilize apenas acessórios INNOV'SA.

O fabricante não pode ser responsabilizado por quaisquer danos causados pela ausência ou manutenção inadequada, ou pelo não cumprimento das instruções deste manual.

O cumprimento das instruções de utilização e manutenção é um pré-requisito essencial para a garantia.

Os modelos PREMIUM – MONTMARTRE – ESSENTIEL – ESSENTIEL são dispositivos médicos de "Classe A".

Os modelos ELYSEE e ELYSEE e são dispositivos médicos arquivados na "Classe B".

Para obter mais informações, entre em contacto com seu revendedor autorizado.

**A) AJUDA E ACESSIBILIDADE**

Para as pessoas com deficiência que dificultam a leitura deste manual de instrução, é possível:

- acessar ao nosso site www.innov.sa.com para visualizar este manual no ecrã e adaptar o tamanho da fonte.
- para entrar em contacto com o seu revendedor autorizado para uma apresentação oral das instruções de utilização.

B) INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

As instruções gerais de segurança e de funcionamento da cadeira de rodas devem ser cuidadosamente lidas pelo utilizador e pelo assistente de assistência pessoal. Este manual indica os procedimentos e as técnicas necessárias para garantir a correta utilização do produto. É importante testar essas técnicas até se sentir confortável ao utilizar o produto e realizar os recursos de manutenção necessários mais frequentes. Utilize este manual como um guia básico no qual estão a ser apresentadas técnicas testadas com sucesso por muitas pessoas. A INNOV'SA encoraja todos os utilizadores e assistentes a experimentar o que é melhor para si mesmo, a fim de se adequar ao seu ambiente. No entanto, todas as recomendações deste manual devem ser obrigatoriamente seguidas. As técnicas descritas neste manual são o ponto de partida para o utilizador e para o assistente, sendo a segurança o tema mais importante. Quando utilizada por uma pessoa desorientada ou agitada, a vigilância é imperativa.

A INNOV'SA não recomenda a utilização da cadeira de rodas como dispositivo de treino. Não foi desenvolvido e testado para o efeito. A INNOV'SA não pode ser responsabilizada em caso de lesões e a garantia será considerada nula e sem efeito. Ao utilizar a cadeira de rodas, todas as 4 rodas devem permanecer em contacto com o terreno, exceto quando atravessam um obstáculo.

Estas instruções de utilização são destinadas ao utilizador e ao distribuidor.



Nunca deixe o utilizador sem vigilância.

Símbolos que aparecem neste manual



Aviso

Indica uma situação perigosa que pode provocar lesões graves que podem até ser mortais.



Importante

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou danos materiais.



Não foi concebido para ser utilizado como um assento num veículo motorizado.

2. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO



O acompanhante deve sempre movimentar a cadeira de rodas utilizando a barra de impulso e mantendo-a ligeiramente reclinada para evitar que o apoio para os pés toque no solo.

Estas cadeiras de rodas não foram concebidas para serem utilizadas como assento num veículo motorizado.

A forma ergonómica da cadeira de rodas em forma de concha e os seus diversos acessórios permitem uma utilização em grande escala por pessoas que sofrem das seguintes deficiências:

- paralisia
- fraqueza/malformação de articulações
- lesões de articulações
- doenças como insuficiência cardíaca e deficiência circulatória, distúrbios do equilíbrio e sinais geriátricos clínicos

Em relação às contraindicações, devem ser considerados os seguintes fatores:

- peso superior a 130 kg
- condição física e psicológica
- ambiente de vida inadequado

Apenas os acessórios INNOV'SA podem ser utilizados com estas cadeiras de rodas.

A cadeira de rodas com estrutura em concha é concebida para pessoas que perderam a sua força muscular, portanto, é necessário estar particularmente vigilante durante a sua utilização.

É imprescindível escolher o modelo que mais se adapta ao tamanho do corpo do paciente.

Antes de usar a cadeira de rodas, verifique o bom funcionamento das tomadas e dos travões, e certifique-se de que o arnês está preso.

Quando um paciente é sentado ou é levantado da concha, seja qual o método utilizado, é imperativo acionar os travões, dobrar verticalmente o apoio da perna e ajustar as placas no solo para evitar qualquer inclinação para a frente.

Uma vez que o paciente esteja sentado na concha, é obrigatório apertar o arnês do corpo e ajustá-lo junto ao corpo de modo a evitar que o paciente deslize sob o braço. Uma vez ajustado o arnês, a cadeira de rodas deve ser inclinada para trás para interromper o efeito de deslizamento.

Uma vez instalado o paciente, a cadeira de rodas deve estar estacionada, os travões acionados, num solo perfeitamente horizontal e após cada movimento, os travões devem ser novamente acionados.

A) AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO

A sua cadeira de rodas deve ser utilizada apenas em áreas superficiais onde as quatro rodas toquem no solo, com contacto suficiente no solo para permitir que as rodas girem de forma equilibrada.

Recomenda-se treinar-se se a cadeira de rodas estiver a ser utilizada em superfícies irregulares (calçadas ...), declives, curvas e para cruzar obstáculos (pedras de passeio, etc.).

A cadeira de rodas não foi concebida para ser um dispositivo de escalada ou para transportar objetos quentes ou pesados.

Quando utilizado em capachos, tapetes ou revestimentos de pavimentos soltos, o pavimento pode ser danificado.

O fabricante não pode ser responsabilizado por danos devido à ausência ou manutenção inadequada, ou incumprimento das instruções deste manual.

O cumprimento das instruções de utilização e manutenção é uma condição essencial da garantia. Esta cadeira de rodas deve ser utilizada a uma temperatura inferior a 40° e num ambiente seco para evitar riscos de corrosão. Se entrar em contacto com humidade, limpe-o após a utilização.

B) PARA E PARA FORA DA CADEIRA DE RODAS



Se não puder proceder a uma transferência segura, peça ajuda.

1. Coloque a cadeira de rodas o mais próximo possível da cadeira, do sofá ou da cama para a qual deseja transferir para ou de.
2. Certifique-se de que os travões da cadeira de rodas estão acionados.
3. Aperte a alavanca do apoio para os pés de modo que a prancha toque no solo.
4. Proceda com a transferência de ou da cadeira de rodas em concha.

C) TRANSPORTAR A CADEIRA DE RODAS

A melhor maneira de mover a cadeira de rodas é enrolá-la. Se não for esse o caso, a armação deve ser agarrada com firmeza pela frente e por trás. Não levante a cadeira de rodas segurando os apoios de braços ou os apoios para os pés. São necessárias pelo menos duas pessoas para transportar a cadeira de rodas.

Ao transportar a cadeira de rodas com estrutura em concha, algumas instruções devem ser seguidas:

Carregar o paciente sentado na cadeira de rodas com estrutura em concha é absolutamente proibido.

Coloque a base do assento horizontalmente destravando a alavanca apropriada e desmonte o apoio para os pés.



A cadeira de rodas pode agora ser transportada por pelo menos 2 pessoas.

Nunca levante a cadeira de rodas pelas rodas, em vez disso, segure as peças fixas localizadas na parte da frente e na parte de traseira da base do assento ou na lateral sob os encostos.

O transporte da cadeira de rodas em escadas/ degraus deve ser sempre realizado por duas pessoas.

É proibido inclinar a cadeira de rodas com estruturas em conchas durante o transporte.

Ninguém e nenhum objeto deve permanecer sob a cadeira de rodas durante o transporte. Pode causar ferimentos ou danos.

D) DIRIGIR A CADEIRA DE RODAS POR UM ACOMPANHANTE



- **Risco de queimaduras, tenha cuidado ao se movimentar em um ambiente quente ou frio (luz do sol, frio extremo, saunas, etc.)**
- **Quando permanece um determinado tempo em tais ambientes, os componentes podem refletir a sua temperatura.**
- **O acompanhante deve colocar a cadeira de rodas em movimento com a barra de impulso.**

E) EM MOVIMENTO EM UMA INCLINAÇÃO

O acompanhante deve controlar a sua velocidade e avançar o mais lentamente possível em terrenos inclinados.



- Tenha em conta a capacidade do acompanhante se ele não for suficientemente forte para controlar a cadeira de rodas, puxe os travões.
- Se a cadeira de rodas estiver equipada com um cinto de segurança, utilize-o.
- Não tente atravessar terrenos inclinados.

F) TEMPO DE VIDA

O tempo de vida esperado deste produto é de cinco anos quando utilizado diariamente e em conformidade com as instruções de segurança, manutenção periódica e utilização adequada, conforme indicado no manual deste utilizador. O tempo de vida real depende da frequência e da intensidade de utilização.

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A) ENCOSTO DE CABEÇA

- O apoio de cabeça é removível e ajustável em altura.

B) CORREIAS

- O cinto abdominal
- O arnês de 4 pontos

O cinto abdominal

A cadeira de rodas está equipada com um cinto abdominal com alças ajustáveis e removíveis. A utilização do cinto de abdominal garante um melhor posicionamento em caso de fraquezas musculares que levam a uma má postura e oferece segurança adicional contra risco de queda.

Instalação do cinto abdominal na cadeira de rodas:

- Coloque e aperte o cinto abdominal com a parte inferior das costas do paciente totalmente apoiada no encosto. Aperte adequadamente para evitar que o utilizador deslize debaixo do cinto e magoe-se.



O cinto abdominal deve ser apertado. São necessários ajustamentos e vigilância de terceiros. O cinto abdominal é amovível, é importante verificar em cada utilização se está corretamente preso aos seus fechos.

O arnês de 4 pontos

Sob nenhuma circunstância as correias podem ser consideradas como um dispositivo de retenção e, portanto, os laços das tiras devem permanecer sempre acessíveis ao utilizador para fins de bloqueio e desbloqueio. A utilização do cinto abdominal garante um melhor posicionamento em caso de fraquezas musculares que levam a uma má postura e oferece segurança adicional contra os riscos de queda.



O arnês deve ser apertado. São necessários ajustamentos e vigilância de terceiros. O cinto abdominal é amovível, por isso é importante verificar a cada utilização se está corretamente instalado.

A) A BARRA DE EMPURRAR

Instalado atrás das costas, a barra de empurrar permite ao acompanhante dirigir a cadeira:

- MONTMARTRE, ELYSEE e, ELYSEE, PREMIUM (figura 1).

(imagem 1 a)



a (A)



(B)

D) A CONCHA

Modelos MONTMARTRE, ELYSEE e ESSENTIEL

- Concha reclinável através de uma tomada movida a gás

Ajustes reclináveis

Para reclinarmos o assento, ative a alavanca localizada na barra de impulso atrás do assento do encosto (Imagem 1 A & Imagem 1 bis B).

! Esta manobra deve ser efetuada exclusivamente por um atendente de cuidados pessoais.

Modelo PREMIUM

Ajustes reclináveis

Para reclinarmos o assento, utilize o comando remoto (imagem 2)



Imagem 2

- Os dois primeiros botões permitem ativar a função AUTONOMIA ELÉTRICA (para a frente/para trás) para autogestão da reclinagem.

Botão BRANCO: avança

Botão VERDE: para trás

- O botão AZUL ativa o programa REST para modificar automaticamente a reclinagem do seu assento, de modo a suavizar as tensões e diminuir os riscos de compressões prolongadas (oscilações suaves – um programa de 35 min)
- O botão AMARELO ativa a função de massagem da almofada lombar vibratória (ciclo de 5 min)

Modelo ELYSEE e - ESSENTIEL E

Ajustes reclináveis

Para reclinarmos a cadeira ELYSEE e, graças à utilização do comando remoto (imagem 3).

Para reclinarmos a sua cadeira ESSENTIEL e, graças à utilização do comando remoto (imagem 3b).




Imagem 3




Imagem 3b

- Os dois primeiros botões permitem ativar a função AUTONOMIA ELÉTRICA (para frente/para trás) para autogestão da reclinagem.

Botão BRANCO: avança

Botão VERDE: para trás

E) ALMOFADA DE ASSENTO VISCO CLASSE II


A almofada do assento é feita de espuma viscoelástica de alta densidade (memória).

F) COLCHA (exceto Essencial / Essencial e)

A colcha do assento é removível e pode ser lavada na máquina a 30°C.

Sugerimos que coloque a colcha num saco de lavagem para proteger a sua aparência original.

Para descobrir o tutorial da montagem, por favor, digitalize este QR CODE.



G) RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS

MODELOS MONTMARTRE - PREMIUM - ESSNTIEL - ESSENTIAL e

4 rodas de diâmetro 125 mm (imagem 4).

- Verifique sempre se as rodas estão livres de sujidade antes de usar a cadeira de rodas
- Verifique se os pneus não estão gastos antes de utilizar a cadeira de rodas. Substitua-os quando necessário



Imagem 4

Ao cruzar um obstáculo, a sua altura NÃO DEVE ser superior ao raio da roda.

! Se o obstáculo for maior do que o raio da roda, a cadeira de rodas deve ser levantada.

Travões (imagem 4)

- Puxe os travões pressionando para baixo com o pé (A)
- Para soltar os travões, levante-se com o pé (A)
- Estes travões não devem ser utilizados para desacelerar a cadeira de rodas.
- Verifique se os travões não estão em contato com as rodas quando estão em movimento.

Modelos ELYSEE e ELYSEE e

- Rodas dianteiras com largura de pneu de 200 mm.
- Rodas traseiras com largura de pneu de 300 mm.

Verifique sempre se as rodas estão livres de sujidade, antes de utilizar a cadeira de rodas. Verifique se os pneus não estão gastos antes de utilizar a cadeira de rodas.


! Substitua-os quando necessário. Ao cruzar um obstáculo, a sua altura NÃO DEVE ser superior ao raio da roda. Se o obstáculo for superior ao raio da roda, a cadeira de rodas deve ser elevada.

Travões (imagem 5)

- Puxe os travões pressionando para baixo com o pé (A)
- Solte os travões pressionando para baixo com o pé (B)

!

- Estes travões não devem ser utilizados para abrandar a cadeira de rodas.
- Verifique se os travões não estão em contacto com as rodas quando estão em movimento.



(B)

Imagem 5

H) REPOUSO DA PERNA

O ângulo do apoio para as pernas é ajustável.

Modelos ELYSEE e MONTMARTRE

Ajustando o apoio para as pernas

- O apoio das pernas é levantado graças a uma cremalheira de 6 posições e pinhão, separadamente da reclinção.
- O ajuste do descanso da perna deve ser efetuado pelo acompanhante.

Modelos PREMIUM - ELISE E - ESSENCIAL - ESSENCIAL E

Ajustando o apoio para as pernas

O ajuste do ângulo do apoio para as pernas está ligado à reclinção do assento e é realizado com o comando remoto nos modelos elétricos, e com a barra de impulso no ESSENTIEL. Deve ser feito pelo acompanhante.

I) APOIO PARA OS PÉS (imagem 6a e 6b)

O apoio para os pés é retrátil, removível e ajustável em altura.

Como ajustar o apoio para os pés nos modelos ELYSEE - MONTMARTRE




Photo 6a

Como colocar o apoio para os pés no modelo PREMIUM




Photo 6b

Ajustando o apoio para os pés

- Desaperte o regulador (C) para permitir o ajuste na altura do apoio para os pés (figura 6a e 6b).
- Desaperte o ajustador (D) para ocultar o apoio para os pés debaixo do assento (imagem a e b)

Configurar o apoio de pé nos modelos ESSENTIEL – ESSENTIEL e



Imagem 6b bis



Imagem 6a bis

Ajustando o apoio para os pés

- Desaperte a roda (D) para remover ou ajustar a altura do apoio para os pés (fotos 6a bis)
- 2 posições possíveis (foto 6b bis) ou (foto 6a bis)

!

- **Verifique sempre se nada está debaixo do apoio para os pés antes de colocar a cadeira de rodas na sua posição vertical para evitar qualquer esmagamento.**
- **Verifique sempre se as placas de apoio para os pés são mantidas planas no solo.**
- **NÃO se levante ou coloque peso nas placas de apoio para os pés, se não forem mantidas planas no solo.**
- **Verifique sempre se as pranchas são mantidas planas no chão antes de se sentar ou sair da cadeira de rodas.**
- **O apoio para os pés é um componente de segurança e não deve ser removido.**

J) BANDEJAS

Modelos ELYSEE, ELYSEE e MONTMARTRE

Bandeja de armazenamento vertical (imagem 7)

- Insira a bandeja no tubo destinado a esse fim na estrutura.
- Aperte o ajustador.



Imagem 7

Modelo PREMIUM - ESSENCIAL - ESSENCIAL e

Bandeja lateral (imagem 8)

- Insira o suporte da bandeja nas aberturas destinadas a esse fim na coluna.



Imagem 8

K) SUPORTE CORPORAL (imagem 9)

- Prende a barra lateral à barra de empurrar.
- Insira o(s) suporte(s) do corpo no tubo destinado a esse fim.
- Aperte o(s) ajustador(s)



Para o modelo ESSENTIEL – ESSENTIEL e

- Coloque o papel entregue **A** (lado frontal) no contato horizontal com o fundo da barra de pressão (B) e prumo vertical desta (C). (imagem 9 bis A)
- Corte ou fure a tampa com um cortador em cruz no lado superior direito ou com uma ponta de tesoura (imagem 9 bis A)
- Coloque o papel **A** (lado inverso) e volte a fazê-lo para o mesmo local onde acabou de perfurar.
- Fixar a barra lateral nos 2 furos fornecidos e apertar as 2 rodas pequenas **(D)** fornecidas (imagem 9 bis B)
- Coloque o(s) suporte lateral(s) no tubo fornecido e aperte a 2 roda **(E)** em cima (figura 9 bis C)

Imagem 9 bis A



Papel Entregue **A**

(C)

Imagem 9 um B





Imagem 9 para



(D)



(E)

L) PESO DO UTILIZADOR

Máximo utilizador peso indicado por o fabricante deve não exceder **130kg**

M) LOCALIZAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

A placa de identificação está localizada na parte traseira da sua cadeira de rodas (imagem 10)



Imagem 10

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O número de identificação deve ser encontrado na placa de identificação localizada na parte traseira da barra transversal

Peso máximo do utilizador	130 kg
Profundidade do assento PREMIUM– ELYSEE – ELYSEE e MONTMARTRE Profundidade do assento ESSENTIEL - ESSENTIAL E	460 mm – 480 mm – 500 mm 470 mm – 480 mm – 490 mm
Largura do assento PREMIUM – ELYSEE – MONTMARTRE Largura do assento ESSENTIEL - ESSENTIAL E	300 mm, 360 mm, 420 mm, 480 mm e 540 mm 380 mm, 440 mm, 500 mm, 560 mm, 650 mm
Rodas dianteiras/traseiras sobre os modelos ELYSEE e ELYSEE e	2 rodas dianteiras com largura de pneu e 200 mm 2 rodas traseiras com largura de pneu de 300 mm
Rodas dianteiras /traseiras sobre os modelos PREMIUM - MONTMARTRE - ESSENCIAL - ESSENCIAL E	4 rodas com travões, diâmetro 25 mm
Travões	Ativação manual do pé
Suporte nas pernas	Ajustável em ângulo
Apoio para os pés	Ajustável e removível
Revestimentos	PVC/PU: Cacau, Ébano, Cor de framboesa em conformidade com as normas 2021-2 – Relatório de teste nº 367160735 Polyester: Choco Ed, Preto Ed e salpicado em conformidade com as normas 1021-2 – Relatório de teste nº1802686.01 Tecido manchado castanho & cinzento – Relatório de teste nº18.03363.01
Estofamento de colcha	Fibra oca de silicone
Quadro	Aço inoxidável
Cor do quadro	Preto (Epoxy)

Peso da cadeira de rodas	De 33 a 50 kg – dependendo do tamanho		
Comprimento total	1000 a 1100 mm dependendo do tamanho		
Comprimento reclinado	1450 a 1570 mm dependendo do tamanho		
Largura	650 a 770 mm dependendo do tamanho		
Altura total	1250 mm		
Altura, chão ao apoio de braço	650 mm		
Altura, base do chão ao assento	450 mm		
Inclinação	30°		
Números de desempenho de acordo com os modelos	Unidade	Min.	Max.
Comprimento total com apoios para os pés	mm	900	1350
Largura total	mm	640	760
Comprimento da cadeira de rodas, dobrado	mm	710	900
Largura da cadeira de rodas, dobrada	mm	640	760
Altura da cadeira de rodas, dobrada	mm	1320	1320
Peso total da cadeira de rodas	Kg	28	43
Peso da parte mais pesada	Kg	12	22
Ângulo de base do assento	grau	0	30
Profundidade real da base do assento	mm	460	500
Largura real da base do assento	mm	320	560
Altura da base do assento na borda principal	mm	450	450
Ângulo do banco traseiro	grau	95	95
Altura do banco de trás	mm	870	870
Distância entre os apoios para os pés e a base do assento	mm	450	450
Ângulo da perna quando sentado	grau	20	90
Distância entre apoios de braços e base de assento	mm	170	170
Distância entre apoios de braços na frente e no banco de trás	mm	400	400
Diâmetro do corrimão	mm	20	20
Localização horizontal da árvore do eixo	mm	125	140
Raio de giro	mm	355	900

5. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

O tempo de vida esperado da cadeira de rodas depende da utilização, do armazenamento, da manutenção e limpezas regulares.

A) MANUTENÇÃO REGULAR

Para manter a sua cadeira de rodas INNOV'SA em bom estado, deve realizar um serviço de manutenção regular da seguinte forma:

- Controlar e limpar as rodas. Substitua as rodas quando necessário.
- Controlar a fixação dos parafusos, as alças, os botões de ajuste.
- Controlar os travões.
- Verifique a cadeira (limpeza, fissuras, danos nas peças estruturais, etc.) e limpe-a. Substitua o revestimento quando necessário.

B) LIMPEZA

Limpe as partes de plástico da sua cadeira de rodas com um produto de limpeza adaptado. Leia atentamente as informações específicas do seu produto de limpeza. Utilize exclusivamente uma esponja ou uma escova macia. As peças de plástico são, por exemplo, os travões, o apoio para os pés, etc.

C) RECYCLING



A eliminação e a reciclagem devem ser efetuadas em conformidade com as regras e legislação em vigor aplicáveis em cada país.

Todas as peças elétricas devem ser removidas e recicladas como componentes elétricos.

As peças de plástico devem ser descartadas em instalações de incineração de resíduos ou recicladas. As peças de aço e as rodas devem ser tratadas como resíduos metálicos.

6. GARANTIA

Termos e condições de garantia

A garantia da cadeira de rodas cobre todos os defeitos de construção decorrentes de um padrão de fabrico ou de fabrico durante um período de 2 anos a partir do dia da entrega. A data de compra deve ser inscrita no certificado incluído neste guia.

Sob esta garantia, incluímos exclusivamente a reparação ou substituição gratuita de peças reconhecidas como defeituosas, após a aprovação da INNOV'SA. Ressaltamos que as reparações ou trocas de peças só serão efetuadas com novas peças após a avaliação da INNOV'SA.

Declinamos qualquer responsabilidade ou obrigação de quaisquer danos devidos a uma montagem inadequada, incorreta ou não conforme e/ou reparações, descuido e desgaste, bem como modificações de componentes ou elementos efetuados pelo utilizador ou por terceiros. Nestes casos, a responsabilidade do nosso fabricante não pode ser reclamada.

A garantia não se aplica ao desgaste normal dos revestimentos, rodas, tubos (borracha), etc. Os danos decorrentes da utilização da força ou da utilização indevida não estão cobertos. Os danos resultantes da utilização da cadeira de rodas por utilizadores com peso superior ao máximo autorizado para cada um dos nossos modelos não estão cobertos pela garantia. A garantia só é válida se as instruções de manutenção forem escrupulosamente respeitadas.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Apelido: _____

Primeiro nome: _____

Endereço: _____

Código postal: _____

Cidade: _____

Data de compra: _____

Para fazer valer a sua garantia, a data de compra deve ser claramente indicada.

Modelo: _____

Número de série: _____

Carimbo do distribuidor

Estas cadeiras são dispositivos médicos fabricados em conformidade com a diretiva:

93/42/CEE: 2007

Obrigado por respeitar o meio ambiente. Este produto e as suas embalagens estão sujeitos a uma triagem seletiva de resíduos. Produto e as embalagens no final do ciclo de vida, devem ser reciclados numa instalação de recolha autorizada. A recuperação dos resíduos contribuirá para a proteção ambiental.

Com o objetivo de melhorar constantemente a qualidade do nosso serviço, por favor reencaminha as suas observações a respeito da qualidade, a funcionalidade ou a utilização dos nossos produtos que desenvolvemos.

NOTAS
