

Finalidade:

Sapato ortopédico indicado para a proteção do gesso ou ligaduras em pacientes que necessitam de uma proteção nas ligaduras, pensos ou gesso na zona do pé ou no tornozelo.

Amortece o impacto na zona do calcanhar. Facilita a ambulação durante a cirurgia pós-operatória do pé, com e sem ligaduras.

Alivia e protege o antepé, deslocando a carga para o tarso e o calcanhar.

Características:

Mantém a posição do pé no calcanhar, aliviando a zona do antepé.

Incorpora um rígido reforço para garantir um excelente apoio para o calcâneo. Frente aberta. Forma neutra: apto para o pé direito ou esquerdo. Sola antiderrapante.

Abertura larga e fixação ajustável de velcro. Duas cintas elásticas leves e respiráveis.

Fixação ajustável de Velcro®.

Sem látex. Muito leve. Unidade

Dimensões (Medidas do calçado) :

S : 33 a 36

M : 37 a 39

L : 40 a 42

XL : 43 a 45

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: PQ10T

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

O tecido deve ser limpo com uma escova, ou com um pano ligeiramente humedecido.

Manter limpo e seco.

Não exponha o artigo a fontes de calor direta.

Instruções de utilização:

Siga as indicações de um especialista quanto ao tempo e modo de utilização.

Facilita a ambulação durante a cirurgia pós-operatória do pé, com e sem ligaduras.

Alivia e protege o antepé, deslocando a carga para o tarso e o calcanhar.

Indicado para: Cirurgia pós-operatória do pé, especialmente nos dedos dos pés e antepé: joanetes ou hallux valgus, unhas dos pés, dedos das garras.

Úlceras do antepé.

Imagens do Artigo: