

Finalidade: Prótese Cisne Alina Assimétrica é indicada para próteses exógenas em mulheres mastectomizadas. Adequado para mastectomias extensivas. Forma oval com extensão superior em forma de asa. Ajuda a restaurar a aparência estética do utilizador.

Características: Prótese feita de silicone 100% medicinal, de modo a reproduzir as características do peito natural o mais próximo possível, graças à sua pele mate. Materiais compatíveis com a sua pele. Nenhuma sensação estranha, graças à sua adaptação térmica ao corpo. Permite a recuperação estética, restaurando a aparência externa do utilizador. É suave e flexível. Impermeável, a alergénicos e ácaros. Resistentes a micróbios e fungos. Todas as próteses vêm com uma capa macia de lycra e algodão para proteger a prótese e um estojo prático e elegante para o armazenamento e transporte da prótese. Altamente resistente à água clorada, água do mar, suor e gorduras. Assimétrico: Direita / Esquerda.

Dimensões:

1/60 , 2/65 , 3/70 , 4/75 , 5/80 , 6/85 , 7/90 , 8/95 , 9/100 , 10/105 , 11/110 , 12/115 , 13/120
Contorno do Diafragma. Copa B

Cor: Cor: da pele (carne)

Modelo: PM120

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Marca: Cisne Alina (EMO)

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,

nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO

MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Para uma perfeita conservação da prótese, é aconselhável colocá-la no seu estojo de armazenamento sempre que não esteja a ser utilizado. A cobertura de algodão deve ser lavada à mão e deixada a secar ao ar sem torcer. Para lavar a prótese Alina®, recomendamos a utilização de água morna e sabão neutro. Lavar e secar sem esfregar, envolvendo a prótese numa toalha, evitando torcê-la ou apertá-la.

Instruções de utilização: A adaptação da prótese Alina® não coloca necessariamente quaisquer problemas; contudo, recomendamos que a utilize um pouco mais a cada dia para se habituar mais facilmente. Ter especial cuidado com quaisquer objetos afiados (anéis, colares, brincos, pregos, broches, etc.) que possam tornar a prótese inútil. Embora a prótese sem sistema adesivo possa ser utilizada em contacto com a pele, recomenda-se a sua utilização com a sua cobertura, o que proporciona uma sensação agradável e uma maior higiene ao mesmo tempo que melhora a sua conservação.

Imagens do Artigo:

