

Finalidade: A Máscara nasal com apoio de testa é modelo perfeito para quem procura conforto de fácil adaptação. Possui poucas peças, o que ajuda na manutenção do dia a dia. Durante a noite, caso o paciente necessite retirar a máscara, poderá fazê-lo de forma ágil graças ao seu conector de liberação inteligente, permite que o paciente separe ou conecte facilmente a máscara do dispositivo.

Características: Uso para adulto.

Tipo de conexão com tubo de ar pressurizado, é de encaixe sob pressão.

Apoio de testa: Oferece um exclusivo sistema de ajuste com deslizamento perfeito, tem várias posições selecionáveis para personalizar o ângulo da máscara com o rosto e aperfeiçoar a vedação e conforto.

Almofada: Em silicone flexível, foi desenvolvida para melhorar a vedação, ajudando a manter conforto em pacientes que necessitam de ventilação por longo período de tempo.

Fixador: Este Arnês é leve, macio, com tecido de toque leve e selecionado. Garante muita estabilidade e conforto durante a noite de sono. Ajuda o paciente na adaptação do tratamento para ronco e apneia do sono.

Cor: Transparente incolor

Dimensões: 3 tamanhos diferentes:

T.S. Pequeno

T.M. Médio

T.L. Grande.

Lote: Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

Data de produção: Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

Diretiva

Classificação:

Modelo: LTK450

Marca: Yuwell (Moretti);

Fabricante: Suzhou Yuyue Medical Technology Co., Ltd

Morada do fabricante: No. 9 Jinfeng Road – Suzhou Science & Technology Town – 215163 Suzhou, Jiangsu – Peoples's Republic Of China

Distribuidor: Moretti S.p.A

Importador e Distribuidor: Gerimais, Lda;

Morada do Importador e Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento: Não utilizar lixívia, cloro, soluções aromáticas, sabões hidratantes ou antibacterianos ou óleos perfumados para limpar o dispositivo, tanque de água ou mangueira de ar. Caso contrário poderia causar danos e encurtar a vida útil destes produtos

Instruções de Utilização: O dispositivo destina-se a ser utilizado apenas por um único paciente. Não deixar que outros o utilizem. **(ver instruções de utilização no manual de utilizador que segue em anexo)**

Imagens do Artigo:

