

**Finalidade:** Os esfigmomanómetros digitais são dispositivos para medir a pressão arterial sistólica e diastólica, para utilização prática, correta e segura.

**Características:**

Método de medição Oscilométrica .  
Display LCD 83.1mm x 53.1mm (3.27" x 2.09").  
Pressurização: Automática;  
Medição: Sistólica: 60mmHg~260 mmHg;  
Diastólica: 30mmHg~200 mmHg; Pressão:  
0mmHg~299mmHg; Precisão:  $\pm 3$ mmHg; Batidas:  
30 ~ 180 latidos/minuto; Precisão:  $\pm 5\%$ .  
Memória: 2x150 memórias divididas em dois grupos. Funções: Identificação de impulso cardíaco irregular. Indicador de clasificación WHO/OMS. Média das últimas 3 medições.  
Detecção de bateria fraca.  
Alimentação: 3 pilhas alcalinas AAA ou fonte de alimentação externa (opcional). Duração da bateria: Aprox. 2 meses com 3 medições por dia.  
**Peso:** 213g (sem pilhas);  
Circunferência da braçadeira: Aprox.:140mm X 568mm (medida do braço: 22 - 36 cm)

**Cor:** Azul e branco

**Caixa:** Sim

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe IIb

**Modelo:** DM591

**Marca:** Logiko Digit

**Certificado:** DD 60147728 0001

**Fabricante:** JOYTECH Healthcare,Co. Nº 365, Wuzhou Road, Hangzhou City, China

**Importador:** Moretti S.p.A.

**Morada do importador:** Via Bruxelles 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:**

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:** LIMPEZA E DESINFEÇÃO: NÃO mergulhe o aparelho em água. Para limpar o seu aparelho, utilize apenas um pano macio e passe suavemente o pano para não danificar o visor. **NOTA:** Para uma desinfeção mais precisa, utilize uma pequena quantidade de detergente neutro e seque cuidadosamente, evitando que qualquer líquido penetre no interior do aparelho. Retire as pilhas se não usar o aparelho durante longos períodos.

**Instruções de Utilização:** Para uma utilização correta do aparelho, consulte cuidadosamente o manual. Recomenda-se que escreva medições diárias de modo a consultar um médico para definir adequadamente um valor normal de pressão para o seu corpo.

Insira as pilhas, liberte a roupa do braço, descanse alguns minutos antes de testar usando a braçadeira. Sente-se confortavelmente e coloque a braçadeira no braço esquerdo, à mesma altura que o seu coração e prima START.

**Imagens do Artigo:**

