

**Finalidade:** O CLINEB é um sistema de nebulização do tipo de compressor com pistão, que opera a 230V/50Hz. Possui um elevado desempenho com qualquer tipo de fármaco, sendo ideal para uso intensivo hospitalar e clínico.

Produzido com uma estrutura de plástico que proporciona um elevado isolamento à electricidade e à temperatura, em conformidade com as mais recentes normas de Segurança Europeias. O compressor a pistão sem óleo possui uma longa durabilidade e está equipado com o eficiente jacto nebulizador HI-FLO, de forma a garantir uma rápida e precisa libertação do fármaco. O dispositivo está concebido para ser facilmente transportado e manuseado, sendo recomendado para nebulizar

fármacos antibióticos e broncodilatadores.

#### **Características:**

Alimentação: 230V ~ / 50 Hz

Consumo: 170 VA

Pressão Máxima: 250 kPa (2.5 Bar)

Fluxo Máximo de Ar: 16 l/min

Nível de Nebulização: 0.50 ml/min com solução 4 ml de 0.9% NaCl

MMAD: 3.25 µm

Nível de Ruído: Aproximadamente 57 dB(A)

Ciclo de Funcionamento: Funcionamento Non-Stop

Capacidade do Nebulizador: 2 ml a 6 ml

Condições de Trabalho: Temperatura ambiente de 10 °C a 40 °C e humidade de 20% a 85% RH.

**Dimensões:** 255 × 190 × 165 mm

Peso: 2.20 Kg

**Cor:** Branco e Azul

**Diretiva:** MDD 93/42/CEE

**Classificação:** Classe IIa

**Modelo:** RE 300550 / 03

**Certificado:** Declaração de Conformidade

**Fabricante:** CA-MI srl

**Morada do fabricante:** Via Ugo La Malfa 13 – 43010 Pilastro (Pr) – 43013 Langhirano (PARMA) – Itália - [vendite@ca-mi.it](mailto:vendite@ca-mi.it); [export@ca-mi.it](mailto:export@ca-mi.it)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior - 2040-357 Rio Maior - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com)

Tel. 243 050 100

**Manutenção e armazenamento:** Limpar o equipamento com um pano seco, macio e não abrasivo, sem utilizar detergentes solventes. Antes de qualquer procedimento de limpeza, desligar a ficha da tomada elétrica. Dispositivo de fácil utilização, não requer manutenção nem lubrificação. Antes de cada utilização, verificar o correto funcionamento do equipamento e o estado dos acessórios. Recomenda-se a limpeza e desinfeção periódica dos componentes conforme indicado no manual de instruções. Em caso de funcionamento irregular, contactar assistência técnica autorizada.

**Instruções de Utilização:** O nebulizador deverá ser substituído após um longo período de inatividade, se estiver deformado ou partido, ou se a agulheta/bocal estiver bloqueado por resíduos secos de medicamentos, pó, etc. Use o acessório do nariz, apenas se for indicado pelo seu médico. NUNCA insira no nariz a bifurcação nasal, aproxime-a apenas o mais que puder. Substituir o filtro. Levante a cobertura do filtro com os dedos ou com a ajuda de uma chave de fendas lisa. Remova o filtro para ser substituído e insira o novo; feche a cobertura, assegurando-se que adere devidamente à superfície. A máscara e o tubo devem ser substituídos assim que apresentem sinais de deterioração.

#### **Imagens do Artigo:**

