

ANDADOR LEVE DE 4 RODAS - AÇO AN225


Finalidade:

O andador é um dispositivo de auxílio à mobilidade destinado a pessoas que sofrem de fraqueza generalizada, dificuldades de equilíbrio, lesões nas extremidades inferiores ou que foram submetidas a uma intervenção cirúrgica e necessitam de apoio adicional para manter o equilíbrio e a estabilidade ao caminhar ao ar livre ou durante a reabilitação.

Características:

Estrutura em aço reforçado com revestimento anticorrosivo. 4 rodas giratórias de alta resistência para melhor manobrabilidade. Sistema de travão de mão ergonómico com bloqueio de segurança. Assento integrado para descanso do utilizador. Saco ou bolsa de armazenamento removível para objetos pessoais. Altura ajustável para se adaptar a diferentes estaturas. Dobrável e resistente. Peso máximo: Utilizadores até 158 kg

Medidas:



Lote: Ver caixa.

Cor: Azul

Data de fabrico: Ver embalagem

Modelo: AN225

Marca: EvoluXion Health

Manutenção e armazenamento:

Não exceda o peso máximo recomendado do utilizador.

NÃO impulse o andador com a sua própria força enquanto estiver sentado.

Não utilize o andador para andar para trás, descer inclinações ou subir escadas. Evite lances e outros obstáculos, pois podem representar um risco grave de queda ou lesão.

Todas as rodas devem estar em contacto com o solo e/ou o terreno EM TODO O MOMENTO.

O saco/cesto tem uma limitação de peso de 2,2 kg.

Instruções de utilização:

O andador é entregue desmontado. Retire todas as peças da caixa e verifique se estão completas. Siga as instruções de montagem que constam no manual do utilizador.

Imagens do produto:

