

**Finalidade:** Esta evolução da mesa de cama Corfu permite que seja usada em uma poltrona padrão, mas também em uma cadeira elevativa, graças à sua base ajustável em largura. Possui 2 bandejas que podem ser ajustadas em altura por uma mola a gás. A pequena bandeja fixa possui uma galeria para evitar a queda de objetos. A bandeja grande se inclina para usá-lo na posição de reprodução.

**Características:** Estrutura de aço com tinta epóxi branca. Tampo de aglomerado com decoração de madeira clara. Equipado com 4 rodas, 2 delas com freio. Mesa para a casa. Não é adequado para uso intensivo.

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:**

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** Regulamento (UE) 2017/745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** 823127 Evolution

**Marca:** IDENTITÉS

**Dimensões:** Dimensões das bandejas: 56 x 38 cm e 20 x 38 cm Altura total ajustável de 72 a 103 cm

Tamanho da base: 69 x 37 cm – Largura de passagem 60 a 78 cm

Peso máximo suportado: 15kg

**Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)** Regulamento (UE) 2017/745

**Fabricante:** Identités

**Morada do fabricante:** Boulevard de la Chanterie - ZA Pôle 49 – 49124 SÃO BARTOLOMEU D'ANJOU - [www.identites.eu](http://www.identites.eu)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda.

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15 Zona Industrial de Rio Maior - 2040-357 Rio Maior [geral@gerimais.com](mailto:geral@gerimais.com) Tel. 243 050 100

**Manutenção e armazenamento:** Limpar com uma esponja húmida e um pouco de detergente neutro. Sem solventes ou ácidos.

**Instruções de Utilização:** Antes da primeira utilização, solte o parafuso preto localizado na parte superior vertical, logo abaixo da bandeja. Este parafuso é usado para bloquear o macaco da vertical. Terá de ser apertado para que a mesa de cabeceira possa ser transportada.

Ajuste a altura da mesa de cama Corfu para a altura correta puxando a alavanca de ajuste vertical enquanto levanta ou abaixa a bandeja e, em seguida, solte a alavanca. Os travões dos rodízios são bloqueados e desbloqueados utilizando a pequena alavanca colocada em cada rodízio.

Para inclinar o anel de corrente grande, solte ligeiramente o botão da estrela, incline a bandeja e, em seguida, incline o prato e, em seguida, incline o prato. Aperte o mostrador.

**Imagens do Artigo:**

