

**Finalidade:** O separador ajuda a alinhar e a manter a correta posição do dedo grande do pé. Atua na redução da fricção em situações de hallux valgus leve, a prevenção da formação de calosidades interdigitais e a distribuição equilibrada das pressões no espaço entre os dedos, proporcionando maior conforto e adaptação ao calçado. Indicado para casos de hallux valgus leve, pós-cirurgia, calosidades interdigitais (olho-de-perdiz) e para o tratamento e prevenção de irritações.

**Características:** Fabricado em silicone médico. Anatômico, macio e lavável.

**Data de produção:** ver embalagem

**Diretiva:** Regulamento (UE) 2017/745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** POD200

**Marca:** EMO

**Dimensões:**

POD200 T.S

POD200 T.M

POD200 T.L

POD200 T.XL

**Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)**  
Regulamento (UE) 2017/745

**Fabricante:** Especialidades Médico Ortopédicas, SL

**Morada do fabricante:** Camino de La Pascualeta, 40-46200 Paiporta (Valencia), Espanha.

**Distribuidor:** Gerimais, Lda.

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial de Rio Maior, 2040-357 Rio Maior  
geral@gerimais.com Tel. 243 050 100

**Manutenção e armazenamento:** Lavar com água e sabão neutro. Secar ao ar. Guardar à temperatura ambiente, preferencialmente na embalagem original.

**Instruções de Utilização:** A correta colocação da peça é fundamental para garantir a máxima eficácia do tratamento, assim como evitar deslocações. Colocar entre o primeiro e o segundo dedo, ajustando corretamente.

**Imagens do Artigo:**

