

**Finalidade:** Órtese destinada à imobilização da articulação tibiotársica, mantendo o tornozelo a aproximadamente 90°. Indicada como alternativa à imobilização gessada no tratamento conservador ou pós-operatório de: Fraturas estáveis do pé e/ou tornozelo; Entorses graves; Lesões ligamentares e tendinosas; Pós-cirurgia do tendão de Aquiles (com possibilidade de incorporação de cunhas); Outras patologias que requeiram controlo e limitação do movimento do tornozelo.

**Características:** Imobilização da articulação tibiotársica a 90°; Estrutura bivalva em material leve e durável; Revestimento interior acolchoado, respirável e absorvente de impactos; Sistema pneumático ajustável com câmara de ar de grande volume para adaptação personalizada; Sistema de ajuste duplo: correias de fixação + insuflação pneumática; Sola com formato em balancim, antiderrapante, facilitadora da marcha; Compatível com cunhas para posicionamento progressivo no tratamento do tendão de Aquiles.

**Lote:** ver embalagem

**Cor:** preto e cinzento

**Data de produção:** ver embalagem

**Diretiva:** Regulamento (UE) 2017/745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** W315

**Marca:** EMO

**Dimensões:** W315 T. S 32-36

W315 T. M 37-41

W315 T. L 42-45

**Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade):**  
Regulamento (UE) 2017/745

**Fabricante:** EMO

**Morada do fabricante:** Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) España

www.emo.es

**Distribuidor:** Gerimais, Lda.

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial de Rio Maior, 2040-357 Rio Maior geral@gerimais.com Tel. 243 050 100

**Manutenção e armazenamento:** Lavar à mão, em água morna (máx. 30 °C), utilizando sabão neutro. Durante a lavagem, caso a peça possua fechos de velcro, estes devem ser mantidos fechados ou unidos entre si. Deixar secar à temperatura ambiente. Não utilizar máquina de secar, não engomar nem expor a fontes de calor diretas. Evitar o contacto com pomadas, cremes, álcool ou solventes, pois podem danificar os materiais da órtese.

**Instruções de Utilização:** Colocar a cinta acolchoada envolvendo o pé e a perna, garantindo que o calcanhar fica bem ajustado na parte posterior. Utilizar as almofadas adicionais, se necessário, para preencher espaços ao nível do calcanhar, peito do pé, tornozelo. Posicionar o pé dentro da estrutura da bota antes de fechar o acolchoamento interno. Fechar firmemente o revestimento interno com os fechos de velcro. Ajustar as placas laterais de acordo com a anatomia do utilizador e fixar as três tiras de velcro (pé e tibia). Nos modelos com sistema pneumático, colocar a placa termoplástica entre o acolchoamento e as tiras para garantir pressão uniforme. Ajustar a pressão através da bomba manual: Para insuflar, colocar a válvula na posição de entrada de ar e pressionar até atingir a pressão desejada. Para reduzir a pressão, colocar a válvula na posição de desinsuflação. A órtese deve ficar bem ajustada, sem comprometer a circulação sanguínea.

**Imagens do Artigo:**

