

**Finalidade:** Joelheira elástica curta desenvolvida para proporcionar estabilização, compressão e suporte à articulação do joelho, auxiliando na recuperação e prevenção de lesões durante atividades físicas ou reabilitação. Indicada para casos de entorses, instabilidade, tendinites, artrose, condromalácia patelar, derrames articulares e recuperação pós-traumática.

**Características:** Fabricada em tecido elástico respirável. Possui almofada viscoelástica ao redor da patela para melhor posicionamento e efeito de massagem compressiva. Conta com estabilizadores laterais para maior suporte do joelho. Região de flexão e área da patela com tecido aliviado para maior conforto e mobilidade. Modelo bilateral (serve para ambos os lados). Estimula a propriocepção e melhora a estabilidade articular. Indicada para uso em atividades físicas e processos de reabilitação.

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Cinza

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva** Regulamento (UE) 2017/745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** RD124

**Marca:** EMO

**Dimensões:** S, M e L

Perímetro do joelho:

S: 32–36 cm; M: 36–41 cm; L: 41–48 cm.

**Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)**  
Regulamento (UE) 2017/745

**Fabricante:** Especialidades Médico Ortopédicas, S.L.

**Morada do fabricante:** Camino Pascualeta, 40 -

46200 Paiporta (Valencia) [www.emo.es](http://www.emo.es)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda.

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira,  
nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior 2040-357 Rio  
Maior [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com) Tel. 243 050 100

**Manutenção e armazenamento:** Lavar periodicamente com água morna (máx. 30°C) e sabão neutro, deixando secar ao ar livre. Caso o produto possua velcro, mantê-lo fechado durante a lavagem. Não expor a fontes diretas de calor, luz solar intensa ou outras fontes de ignição. Certifique-se de que o produto esteja completamente seco antes de armazenar ou reutilizar. Evitar contato com pomadas, cremes, álcool e solventes, pois podem danificar o material. Armazenar em temperatura ambiente, preferencialmente na embalagem original.

**Instruções de Utilização:** Vestir a joelheira posicionando a abertura central sobre a patela, ajustando corretamente ao joelho para garantir compressão, estabilidade e conforto durante o uso. Utilizar conforme orientação profissional ou necessidade de suporte articular em atividades físicas, reabilitação e rotina diária. Escolher o tamanho adequado de acordo com o perímetro do joelho para melhor eficácia e segurança.

**Imagens do Artigo:**

