

**Finalidade:** Dispositivo de assistência à higiene pessoal destinado a pessoas idosas, com mobilidade reduzida, deficientes, feridas ou que podem perder facilmente o equilíbrio. Permite um posicionamento confortável na sanita.

**Características:** Oferece um assento confortável graças ao seu assento macio e impermeável. Pode ser colocada sobre uma sanita existente ou usada independentemente com o seu recipiente removível. O ajuste de altura permite acomodar utilizadores de todas as estaturas. O assento flexível é composto por duas partes com uma almofada removível. A estrutura dobra-se e é feita de alumínio resistente à corrosão.

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:**

Bege  
Cinza

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva** Regulamento (UE) 2017/745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:**

811188  
811188.G

**Marca:** Identités

**Dimensões:** Dimensões totais Larg. 56 x prof. 55 x alt. 93,5 a 98,5 cm

Peso 6,1 kg

Peso máximo autorizado 130 kg

**Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)**  
Regulamento (UE) 2017/745

**Fabricante:** IDENTITÉS

**Morada do fabricante:** ZA Pôle 49 – Boulevard de la Chanterie - 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU

**Distribuidor:** Gerimais, Lda.

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior 2040-357 Rio Maior - geral@gerimais.com - Tel. 243 050 100

**Manutenção e armazenamento:** Limpar com pano húmido e desinfetante não abrasivo, seguido de secagem completa, além da verificação periódica dos pés de borracha, fixações e estrutura. Recomenda-se uma revisão geral anual, com lubrificação quando necessário, assegurando que todos os componentes se mantêm em bom estado de funcionamento. Armazenar o produto em local seco, limpo e temperado, longe de fontes de calor, frio excessivo, humidade, poeira ou exposição direta ao sol, mantendo-o protegido contra corrosão e agentes externos. Durante períodos prolongados sem uso, recomenda-se verificar o estado geral antes de reutilizar.

**Instruções de Utilização:** Utilize apenas para a função de higiene (não subir ou apoiar peso indevido). Sente-se corretamente, sem inclinar o corpo para frente, trás ou lados. Não balance a cadeira. Não utilizar em ambientes externos ou superfícies irregulares. Não permita uso por crianças ou pessoas sem supervisão. Nunca coloque ou retire o balde com o utilizador sentado.

**Imagens do Artigo:**

