

Finalidade: Equipamento destinado a auxiliar o acesso e a saída da banheira de forma segura, proporcionando apoio e estabilidade a pessoas com mobilidade reduzida, limitações funcionais ou dificuldades para sentar e levantar. Contribui para a realização das atividades de higiene pessoal, promovendo maior independência, conforto e redução do risco de quedas durante o banho.

Características: Sistema de fixação à borda da banheira sem necessidade de ferramentas. Suporte reversível, podendo ser montado à esquerda ou à direita do degrau, de acordo com a configuração da casa de banho. Estrutura em aço com tratamento anticorrosão e acabamento em pintura epóxi. Degrau em madeira de teca, resistente à humidade e a deterioração. Adequado para banheiras com bordos de espessura compreendida entre 7,5 cm e 14 cm.

Lote: Ver embalagem

Cor: Branco

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva Regulamento UE 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: 812086

Marca: HERDEGEN (SAS)

Dimensões: Altura 106 cm; largura da peça de suporte de 33 cm;

Degrau: 39 cm de largura, 28 cm de profundidade e 24 cm de altura.

Carga máxima suportada: 150 kg.

Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)
Regulamento UE 2017/745

Fabricante: HERDEGEN (SAS)

Morada do fabricante: 5, Rue Freyssinet 77500
CHELLES-FRANCE

Mandatário Europeu: Identites

Morada do Mandatário Europeu: ZA Pôle, 49

Boulevard de la Chanterie, 49124, Saint-Barthélemy-
d'Anjou, FRANÇA

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,
nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior - 2040-357 Rio
Maior - qualidade@gerimais.com Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: O produto deve ser limpo regularmente com um pano limpo e seco e um produto de limpeza doméstico não abrasivo. Evitar a exposição prolongada à luz solar direta e às condições climatéricas adversas.

Instruções de Utilização: Instalar o equipamento de acordo com as instruções fornecidas no manual do fabricante. Antes de cada utilização, verificar se o equipamento se encontra corretamente fixado à borda da banheira e em condições de utilização seguras. Utilizar o suporte como apoio durante a entrada e saída da banheira, garantindo sempre uma posição estável. Não exceder a carga máxima admissível de 150 kg. Inspeccionar regularmente o estado geral do equipamento, suspendendo a sua utilização caso sejam detetados danos ou sinais de desgaste que possam comprometer a segurança.

Imagens do Artigo:

