

Finalidade: Cadeira de rodas destinada a pessoas com mobilidade reduzida, permitindo a deslocação por autopropulsão (quando equipada com rodas traseiras grandes) ou com o auxílio de um acompanhante/cuidador. Para maior segurança, recomenda-se a supervisão ou assistência de um acompanhante durante a utilização.

Características: Estrutura em aço pintado, apoio de cabeça, assento e encosto em poliuretano revestidos com nylon preto. Assento e encosto ajustáveis separadamente. Apoio de cabeça ajustável. Apoios de braço ajustáveis, removíveis e acolchoados. Apoios de perna removíveis e ajustáveis com proteção acolchoada para os joelhos. Suportes torácicos acolchoados, removíveis e ajustáveis. Cunha de abdução acolchoada e ajustável. Rodas dianteiras ajustáveis. Anti-tombamento. Guidão acolchoado e ajustável com painel de controle.

Lote: Ver embalagem

Cor: Preto

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva Regulamento (UE) 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: CP900-45

Marca: Ardea Moretti

Dimensões: Medidas assento: Largura: 45 cm x Profundidade: 45 cm x Altura do encosto: 49 cm.

Dimensões totais: Largura: 81 cm x Comprimento :113 cm x Altura: 108 cm.

Peso máximo do utilizador: 120 kg

Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade) Regulamento (UE) 2017/745

Fabricante: MORETTI S.P.A.

Morada do fabricante: Via Bruxelles, 3 - Meleto

52022 Cavriglia (Arezzo)

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior 2040-357 Rio Maior - qualidade@gerimais.com Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Verificar regularmente o aperto dos parafusos, rodas e travões, especialmente durante o primeiro mês de utilização. Limpar os revestimentos, chassis, rodas e partes metálicas com água morna e sabão neutro, secando completamente antes da utilização. Se necessário, desinfetar com um detergente desinfetante comum. Não utilizar produtos ácidos, alcalinos ou solventes. Armazenar em local limpo, seco e protegido da humidade.

Instruções de Utilização: Aproximar a cadeira do local de transferência e travar as rodas antes de sentar ou levantar. Utilizar os apoios de braços e a estrutura da cadeira para apoio, sem colocar peso nos apoios para os pés. A deslocação pode ser efetuada por autopropulsão através das rodas traseiras grandes ou com auxílio de um acompanhante através das pegas de empurrar. Ajustar os componentes reguláveis (assento, apoio de cabeça, almofadas laterais e apoios) conforme as necessidades do utilizador. Em percursos com desníveis ou obstáculos, recomenda-se a assistência de um acompanhante e a utilização dos travões sempre que necessário. Após a utilização, a cadeira pode ser dobrada para facilitar o transporte e armazenamento.

Imagens do Artigo:

