

**Finalidade:** O elevador de sanita Ibiza melhora o assento de uma sanita padrão. Recomendado para pessoas que apresentam dificuldade em se baixar e levantar da sanita. Ideal para prevenir dores e stress em pacientes ou idosos que veem a sua mobilidade consideravelmente reduzida. Devido às suas condições com problemas de quadril, joelhos, baixa mobilidade ou patologia, os utilizadores deste artigo devem permanecer sentados na sanita a uma altura mais elevada. Ao elevar a altura da sanita vai proporcionar mais autonomia e conforto aos utilizadores.

**Características:** Revestimento adequado para resistir a manchas e odores.

- Feito inteiramente de espuma de EVA impermeável coberta com uma pele de PVC à prova de água
- Calhas de 45mm de profundidade para um ajuste perfeito na sanita
- Eleva a sua sanita existente em 11cm altura.
- Assento de sanita ergonómico
- Perfeitamente estável graças aos seus lábios de dupla fixação
- Adapta-se a todos os modelos
- Peso : 1,9 kg.
- Homologado para utilizadores até 180 kg.

**Dimensões:**

41cm (largura) x 44cm (profundidade) x 16cm (altura)  
Orifício central: 26 x 21,5cm.

**Disponível em 2 modelos:**

Ref.ª 811078 - Com tampa  
Ref.ª 811126 - Sem tampa

**Cor:** Branco

**Modelo:** 811078 / 811126

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** Regulamento (UE) 2017/745

**Classificação:** Classe I

**Declaração de conformidade:** Regulamento (UE) 2017/745

**Marca:** Herdegen

**Fabricante:** HERDEGEN (SAS)

**Morada do fabricante:** 5/7 rue Freyssinet 77500 Chelles, FRANCE

**Mandatário europeu:** Identités

**Morada do mandatário europeu:** ZA Pole 49 - 49480

Saint Sylvain d'Anjou, France - [www.identites.eu](http://www.identites.eu)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:** A manutenção do produto consiste nos procedimentos de limpeza e manutenção. O utilizador tem de se certificar da integridade estrutural do dispositivo e dos seus componentes. Manter o artigo limpo e seco. Tem de ser limpo diariamente com um creme de limpeza não abrasivo, com produtos sem cloro. Utilizar detergente não agressivo e utilizar um pano seco e macio para limpar no final da limpeza.

**Instruções de utilização:** Adapta-se a todos os modelos das sanitas tradicionais/clássicas. A sua fixação é simples, basta colocar o assento diretamente na sanita, depois de levantar o assento da sanita, e empurrá-lo para baixo para o fixar. Por favor, verifique a estabilidade e a força antes de se sentar.

**Imagens do Artigo:**

Ref.ª 811078



Ref.ª 811126

