

Finalidade: Indicado para proteção e alívio de pressão e fricção entre os dedos dos pés, em casos de helomas (calos), dedos em martelo, dedos sobrepostos ou subpostos, lesões queratósicas, dedos parcialmente amputados, problemas cutâneos ou ungueais associados à secura e unhas encravadas. Contribui para a proteção das zonas sensíveis, hidratação da pele e maior conforto durante a utilização.

Características: Protetor tubular plano com revestimento interior em gel, concebido para proporcionar proteção contra lesões na superfície do dedo do pé, especialmente na zona ungueal. Comprimento aproximado de 60 mm. Lavável e reutilizável. Embalagem com 1 unidade.

Lote: Ver embalagem

Cor:

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: PG112

Marca: EMO

Dimensões: T.S, T.L

DIÂMETRO S (15 MM), L (20 MM).

Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)
Regulamento (UE) 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante: Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,
nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior - 2040-357 Rio
Maior - geral@gerimais.com Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Lave com água fria e sabão neutro e deixe secar ao ar. Polvilhe levemente com talco. Armazene em temperatura ambiente, de preferência na embalagem original.

Instruções de Utilização: Escolher o tamanho correto é essencial para obter a máxima eficácia do tratamento e prolongar a vida útil da órtese. Coloque a órtese conforme mostrado na imagem da folha de apresentação.

Imagens do Artigo:

