

Finalidade:

Gel Ultrassons é um excelente eco-transmissor, indicado para exames com ultrassons.

Características:

Conservante: conforme DM 670-1160B - Corante: conforme DM 22-12-967 - Frasco: PP-HDPE conforme DM 21-3-73 (uso alimentar).

Não contém formaldeído e, graças à sua estrutura especial, ajuda o movimento da sonda, facilitando assim o trabalho do analista. Está livre de sais e do efeito 'fio'. Produzido através de um processo de alto vácuo, é portanto livre de micro-bolhas de ar, completamente hipoalergénico, hidrossolúvel, resistente à secagem, inodoro, facilmente removível. não mancha, não lubrifica, não ioniza e não oxida com o tempo. Não contém ingredientes activos que possam danificar de alguma forma o transdutor da sonda de ultra-sons. Os corantes e conservantes utilizados são não tóxicos e estritamente de acordo com a lei.

Cor: Embalagem branca

Data de produção e Lote: Referido no artigo;

Embalagem: 10 unidades;

Diretiva 93/42/CEE;

Classificação: Dispositivo médico - Classe I;

Modelo: DRV1806;

Marca: Moretti;

Fabricante: Moretti S.P.A;

Morada do fabricante: Via Bruxelles, 3 – Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo);

Importador e Distribuidor: Gerimais;

Morada do Importador e Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Instruções de Utilização:

Gel Ultrassons é um excelente eco-transmissor, indicado para exames com ultrassons. Os testes realizados não encontraram contra-indicações particulares para uma utilização apropriada. Temperatura : +10°C ÷ +40°C Umidade relativa : 30% ÷ 75 %

Imagens do Artigo: