

Finalidade: O elevador de sanita melhora o assento de uma sanita padrão. Recomendado para pessoas que apresentam dificuldade em se baixar e levantar da sanita. Ideal para prevenir dores e stress em pacientes ou idosos que veem a sua mobilidade consideravelmente reduzida.

Características: Espuma soldada em um revestimento impermeável e lavável.

Não use em uma extensão de vaso sanitário.

Cor: Branco

Modelo: 811077

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva:

Classificação:

Declaração de conformidade:

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: A manutenção do produto consiste nos procedimentos de limpeza e manutenção. O utilizador tem de se certificar da integridade estrutural do dispositivo e dos seus componentes. Manter o artigo limpo e seco. Tem de ser limpo diariamente com um creme de limpeza não abrasivo, com produtos sem cloro. Utilizar detergente não agressivo e utilizar um pano seco e macio para limpar no final da limpeza.

Instruções de utilização: Adapta-se a todos os modelos das sanitas tradicionais/clássicas. A sua fixação é simples, basta colocar o assento diretamente na sanita, depois de levantar o assento da sanita, e empurrá-lo para baixo para o fixar. Por favor, verifique a estabilidade e a força antes de se sentar.

Imagens do Artigo:

