

Finalidade:

O pedal elíptico Ergo permite mobilizar os membros inferiores enquanto permanece sentado. Ideal para drenagem linfática, reabilitação de acidentes e estimulação da circulação sanguínea.

Características:

Escolha da direção de uso frontal ou traseira. 10 velocidades diferentes. Exibição de tempo, velocidade, número de passos, distância e calorias queimadas. Motor de 60W. Ajuste por controle remoto. Pedais antiderrapantes. Adaptador de energia incluído.

Dimensões: 44,3 x 39,5 x 25,6 cm.
Peso 7,3 kg.

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 534013

Declaração de conformidade:

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 – Bd de la Chanterie.
49480 Saint Barthélemy d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15,
Zona Industrial Rio Maior
2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Utilize apenas um pano húmido e sabão neutro. Em seguida, seque bem antes de usar. Não utilize jatos de água diretos; Utilize água a uma temperatura não superior a 30°C. A pedaleira deve receber manutenção regular e deve ser verificada diariamente para funcionar corretamente. É aconselhável substituir imediatamente as peças gastas ou partidas, pois podem causar danos ao paciente.

Instruções de utilização:

Certifique-se de que tudo está correto antes da utilização. Coloque o produto permanentemente e sobre uma superfície plana. Siga o manual de instruções.

Imagens do Artigo: